

HD Video Recorder

Chirurgische Version

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

HVO-500MD/550MD



Anwendungsbereich/Vorgesehener Gebrauch

Der HD-Videorecorder HVO-500MD/550MD ist dazu vorgesehen, HD-Videos und Standbilder von Endoskopie-, Laparoskopie- und anderen kompatiblen bildgebenden Diagnosesystemen sowie von bildgebenden chirurgischen Systemen aufzunehmen. Mit diesem Videorecorder speziell für medizinische Zwecke können Sie aufgezeichnete Bilder auf der internen Festplatte, auf externen USB-Datenträgern, auf optischen Datenträgern (nur HVO-550MD) oder auf einem kompatiblen Netzwerkserver speichern. Der Videorecorder eignet sich für den Einsatz im Operationssaal, in bildgebenden Diagnostikzentren, Chirurgiezentren, Kliniken, Arztpraxen und ähnlichen medizinischen Umgebungen.

Hinweise

- Mit diesem Gerät aufgezeichnete Bilder können nicht für Diagnosezwecke verwendet werden.
- Dieses Gerät ist für medizinische Fachkräfte.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch in medizinischen Umgebungen wie Kliniken, Laborräumen und Operationsräumen konzipiert.

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Veränderungen dieser Geräte sind nicht erlaubt.

Symbole auf den Produkten



Sicherheitssymbol

Beachten Sie die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Warnhinweise für die Teile des Geräts, auf denen sich ein solches Symbol Aufkleber befindet.

HINWEIS Hintergrundfarbe: Blau
Symbol: Weiß



Gebrauchsanweisung hinzuziehen

Falls dieses Symbol erscheint, gehen Sie nach den in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Anweisungen für die entsprechenden Teile des Geräts vor.



Dieses Symbol kennzeichnet den Hersteller und erscheint neben dem Namen und der Anschrift des Herstellers.



Dieses Symbol kennzeichnet den Importeur und erscheint neben dem Namen und der eingetragenen Firmensitzadresse des Importeurs.



Dieses Symbol kennzeichnet den Vertreter der Europäischen Gemeinschaft und wird neben dem Namen und der Anschrift des Vertreters der Europäischen Gemeinschaft angezeigt.



Dieses Symbol kennzeichnet die für Großbritannien verantwortliche Person und erscheint neben dem Namen und der Adresse der für Großbritannien verantwortlichen Person.



Dieses Symbol kennzeichnet den autorisierten Schweizer Repräsentanten und erscheint neben dem Namen und der Adresse des autorisierten Schweizer Repräsentanten.



Dieses Symbol kennzeichnet Medizinprodukte in der Europäischen Gemeinschaft.



Dieses Symbol kennzeichnet das Baujahr.



Dieses Symbol kennzeichnet die Seriennummer.



Dieses Symbol kennzeichnet die einmalige Geräteerkennung (UDI) und erscheint neben dem Barcode der einmaligen Geräteerkennung.



Dieses Symbol kennzeichnet den Potenzialausgleichsanschluss, über den die verschiedenen Teile eines Systems auf das gleiche elektrische Potenzial gebracht werden.

**Lager- und Transporttemperatur**

Dieses Symbol kennzeichnet den zulässigen Temperaturbereich bei Lagerung und Transport.

**Lager- und Transportluftfeuchte**

Dieses Symbol kennzeichnet den zulässigen Luftfeuchtebereich bei Lagerung und Transport.

**Lager- und Transportluftdruck**

Dieses Symbol kennzeichnet den zulässigen Luftdruckbereich bei Lagerung und Transport.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Hinweise für den Gebrauch in der Medizin

1. Alle Geräte, die an diese Einheit angeschlossen sind, müssen den Standards IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC 60065 und anderen IEC/ISO-Standards entsprechen, die für die Geräte gelten.
2. Des Weiteren muss das Gesamtsystem dem Standard IEC 60601-1 entsprechen. Jede Person, die weitere Geräte an das Signaleingangsfeld oder Signalausgangsfeld anschließt, konfiguriert damit ein medizinisches System und hat daher Sorge dafür zu tragen, dass das System den Anforderungen des Standards IEC 60601-1 entspricht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an qualifiziertes Kundendienstpersonal von Sony.
3. Der Fehlerstrom kann beim Anschluss der Einheit an andere Geräte ansteigen.
4. Alle mit dieser Einheit verbundenen Peripheriegeräte mit handelsüblicher Stromversorgung, die nicht den Standards IEC 60601-1 entsprechen, müssen über einen Trenntransformator nach IEC 60601-1 betrieben werden.
5. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn das Gerät nicht entsprechend den Anweisungen in dieser Anleitung installiert und verwendet wird, kann es Interferenzen mit anderen Geräten hervorrufen. Dies können Sie feststellen, indem Sie das Netzkabel vom Gerät abtrennen. Versuchen Sie bei Interferenzen Folgendes:
 - Stellen Sie das Gerät weiter entfernt von gestörten Geräten auf.
 - Schließen Sie dieses Gerät und gestörte Geräte an verschiedene Stromkreise an.Wenden Sie sich für weitere Informationen an qualifiziertes Kundendienstpersonal von Sony.
(Gültiger Standard: IEC 60601-1-2)

Wichtige EMV-Hinweise für den Gebrauch in medizinischen Umgebungen

- Für das Produkt HVO-500MD/550MD müssen bezüglich der EMV spezielle Vorkehrungen getroffen werden, daher muss es entsprechend der in der Gebrauchsanweisung dargestellten EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen werden.
- Das Produkt HVO-500MD/550MD ist für den Einsatz in professionellen Gesundheitseinrichtungen vorgesehen.
- Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte, wie z. B. Mobiltelefone, können die Funktionsweise des Produkts HVO-500MD/550MD beeinträchtigen.

Warnung

- Der Abstand zwischen tragbaren HF-Kommunikationsgeräten und Teilen des Produkts HVO-500MD/550MD darf 30 cm nicht unterschreiten. Andernfalls kann sich die Leistung des Geräts verschlechtern.
- Falls das Produkt HVO-500MD/550MD im Betrieb direkt neben bzw. über oder unter anderen Geräten angeordnet wird, ist zu prüfen, ob es in der vorgesehenen Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.
- Die Verwendung anderer Teile als der angegebenen Kabel oder sonstigen Zubehöerteile kann, mit Ausnahme von bei der Sony Corporation erworbenen Ersatzteilen, zu erhöhter Strahlung oder herabgesetzter Störfestigkeit des Produkts HVO-500MD/550MD führen.

Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Strahlung		
Das Produkt HVO-500MD/550MD ist für den Gebrauch in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung konzipiert. Der Kunde oder Betreiber des Produkts HVO-500MD/550MD hat dafür Sorge zu tragen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.		
Strahlungsprüfung	Erfüllt die	Richtlinien für elektromagnetische Umgebungen
HF-Strahlung CISPR 11	Gruppe 1	Das Produkt HVO-500MD/550MD verwendet nur für seine internen Funktionen HF-Energie. Daher ist seine HF-Strahlung sehr niedrig, weshalb sie normalerweise keine Interferenzen mit elektronischen Apparaten in der Nähe verursacht.
HF-Strahlung CISPR 11	Klasse B	Das Produkt HVO-500MD/550MD ist zum Gebrauch in allen Einrichtungen geeignet, einschließlich zum Hausgebrauch und in direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossenen Wohngebäuden.
Oberwellen-Einstrahlung IEC 61000-3-2	Nicht anwendbar	
Spannungsschwankungen/ Flimmeremissionen IEC 61000-3-3	Nicht anwendbar	

Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit			
Das Produkt HVO-500MD/550MD ist für den Gebrauch in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung konzipiert. Der Kunde oder Betreiber des Produkts HVO-500MD/550MD hat dafür Sorge zu tragen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.			
Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601-Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Richtlinien für elektromagnetische Umgebungen
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Falls der Bodenbelag aus synthetischem Material besteht, wird eine relative Luftfeuchtigkeit von mindestens 30% empfohlen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC 61000-4-4	±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Ein-/Ausgangsleitungen	 ±1 kV für Ein-/Ausgangsleitungen	
Stoßspannungen IEC 61000-4-5	±1 kV Anschluss gegen Eingangsleitungen ±2 kV Anschluss gegen Masse	Nicht anwendbar	
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen der Stromversorgungs-Eingangsleitungen IEC 61000-4-11	0% U_T (100% Einbruch in U_T) für 0,5/1 Perioden ^a 40% U_T (60% Einbruch in U_T) für 5 Perioden 70% U_T (30% Einbruch in U_T) für 25/30 Perioden ^a (für 0,5 Sekunden) 0% U_T (100% Einbruch in U_T) für 250/300 Perioden ^a (für 5 Sekunden)	Nicht anwendbar	Das Stromnetz sollte auf Gewerbeeinrichtungen oder Krankenhausumgebungen ausgelegt sein. Falls der Betreiber des Produkts HVO-500MD/550MD dieses während Stromausfällen durchgehend betreiben muss, wird empfohlen, das Produkt HVO-500MD/550MD über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder Batterie zu speisen.
Magnetfeld bei Netzfrequenz (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetfelder bei Netzfrequenz sollten den typischen Werten von Gewerbeeinrichtungen oder Krankenhausumgebungen entsprechen.
HINWEIS: U_T ist die AC-Gerätespannung vor der Anwendung des Prüfpegels.			
^a 10/12 bedeutet zum Beispiel 10 Perioden bei 50 Hz oder 12 Perioden bei 60 Hz.			

Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit

Das Produkt HVO-500MD/550MD ist für den Gebrauch in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung konzipiert. Der Kunde oder Betreiber des Produkts HVO-500MD/550MD hat dafür Sorge zu tragen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601-Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Richtlinien für elektromagnetische Umgebungen
Leitungsgebundene HF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM-Bänder ^c	3 Vrms	Zwischen tragbaren oder mobilen HF-Kommunikationsgeräten und Teilen des Produkts HVO-500MD/550MD, einschließlich der Kabel, muss der Mindestabstand eingehalten werden, der anhand der für die jeweilige Frequenz des Senders zutreffenden Gleichung errechnet wird. Empfohlener Abstand $d = 1,2 \sqrt{P}$
Gestrahlte HF IEC 61000-4-3	6 Vrms 150 kHz bis 80 MHz innerhalb der ISM-Bänder ^c 3 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	6 Vrms 3 V/m	IEC 60601-1-2: 2007 $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz IEC 60601-1-2: 2014 $d = 2,0 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 2,7 GHz P ist die Höchstaussgangsleistung des Senders laut dessen Hersteller in Watt (W) und d ist der empfohlene Abstand in Metern (m). Die sich aus der elektromagnetischen Standortaufnahme ^a ergebenden Feldstärken fest installierter HF-Sender sollten in jedem Frequenzbereich ^b unter dem Übereinstimmungspegel liegen. Interferenzen können in der Nähe von mit folgendem Symbol gekennzeichneten Geräten auftreten: 

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der jeweils höhere Frequenzbereich.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten evtl. nicht in allen Fällen. Die elektromagnetische Ausstrahlung hängt von der Absorption und Reflexion von Gebäuden, Objekten und Menschen ab.

- a Feldstärken von fest aufgestellten Sendern wie Sendestationen für Funktelefone (Handys/schnurlose Telefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Radiosendern sowie Fernsehsendern können theoretisch nicht genau bestimmt werden. Zur Bestimmung einer elektromagnetischen Umgebung mit fest installierten HF-Sendern sollte eine elektromagnetische Standortaufnahme in Betracht gezogen werden. Falls die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem das Produkt HVO-500MD/550MD verwendet wird, den geltenden HF-Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte der ordnungsgemäße Betrieb des Produkts HVO-500MD/550MD überprüft werden. Sollten Betriebsstörungen auftreten, könnten zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden, beispielsweise eine andere Ausrichtung oder Umstellung des Produkts HVO-500MD/550MD.
- b In einem Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken unter 3 V/m betragen.
- c Die ISM-Bänder (Frequenzbänder für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen) zwischen 150 kHz und 80 MHz sind 6,765 MHz bis 6,795 MHz; 13,553 MHz bis 13,567 MHz; 26,957 MHz bis 27,283 MHz; und 40,66 MHz bis 40,70 MHz.

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem Produkt HVO-500MD/550MD

Das Produkt HVO-500MD/550MD ist zum Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung konzipiert, in der gestrahlte HF-Störgrößen kontrolliert werden. Der Kunde oder Betreiber des Produkts HVO-500MD/550MD kann elektromagnetische Interferenzen auch vermeiden, indem er den unten empfohlenen Mindestabstand zwischen tragbaren oder mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem Produkt HVO-500MD/550MD einhält. Dieser richtet sich nach der Höchstaussgangsleistung der Kommunikationsgeräte.

Höchstaussgangsleistung des Senders W	Abstand je nach Frequenz des Senders m				
	IEC 60601-1-2: 2007			IEC 60601-1-2: 2014	
	150 kHz bis 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz bis 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$	150 kHz bis 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz bis 2,7 GHz $d = 2,0 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23	0,12	0,20
0,1	0,38	0,38	0,73	0,38	0,63
1	1,2	1,2	2,3	1,2	2,0
10	3,8	3,8	7,3	3,8	6,3
100	12	12	23	12	20

Bei Sendern mit einer anderen als der oben aufgeführten Höchstaussgangsleistung kann der empfohlene Abstand d in Metern (m) mit der auf die Frequenz des Senders anwendbaren Gleichung berechnet werden, wobei P die Höchstaussgangsleistung des Senders in Watt (W) laut dessen Hersteller ist.

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Abstand für den jeweils höheren Frequenzbereich.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten evtl. nicht in allen Fällen. Die elektromagnetische Ausstrahlung hängt von der Absorption und Reflexion von Gebäuden, Objekten und Menschen ab.

Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit

Das Produkt HVO-500MD/550MD ist zum Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung konzipiert, in der gestrahlte HF-Störgrößen kontrolliert werden. Der Abstand zwischen tragbaren HF-Kommunikationsgeräten und Teilen des Produkts HVO-500MD/550MD darf 30 cm nicht unterschreiten. Andernfalls kann sich die Leistung des Geräts verschlechtern.

Störfestigkeits-prüfung	Band ^a	Dienst ^a	Modulation	IEC 60601- Prüfpegel	Übereinstim- mungspegel
Näherungsfelder von kabellosen HF- Kommunikationsgeräten IEC 61000-4-3	380 – 390 MHz	TETRA 400	Pulsmodulation 18 Hz	27 V/m	27 V/m
	430 – 470 MHz	GMRS 460 FRS 460	FM ±5 kHz Abweichung 1 kHz Sinus	28 V/m	28 V/m
	704 – 787 MHz	LTE-Band 13, 17	Pulsmodulation 217 Hz	9 V/m	9 V/m
	800 – 960 MHz	GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 LTE-Band 5	Pulsmodulation 18 Hz	28 V/m	28 V/m
	1.700 – 1.990 MHz	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT LTE-Band 1, 3, 4, 25 UMTS	Pulsmodulation 217 Hz	28 V/m	28 V/m
	2.400 – 2.570 MHz	Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 LTE-Band 7	Pulsmodulation 217 Hz	28 V/m	28 V/m
	5.100 – 5.800 MHz	WLAN 802.11 a/n	Pulsmodulation 217 Hz	9 V/m	9 V/m


HINWEIS: Diese Richtlinien gelten evtl. nicht in allen Fällen. Die elektromagnetische Ausstrahlung hängt von der Absorption und Reflexion von Gebäuden, Objekten und Menschen ab.

^a Bei einigen Diensten sind nur die Uplink-Frequenzen enthalten.

Vorsicht

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts bzw. des Zubehörs die gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes oder der Region und die Vorschriften im betreffenden Krankenhaus zum Umweltschutz.

Nur HVO-550MD



Dieses Modell (HVO-550MD) ist als LASERPRODUKT DER KLASSE 1 eingestuft. (IEC 60825-1: 2007 und IEC 60825-1: 2014)

Vorsicht

Nur HVO-550MD

Bei Betätigung von Bedien- und Einstellteilen oder Ausführung von Bedienvorgängen, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind, droht u.U. die Einwirkung gefährlicher Laserstrahlung.

Vorsicht

Nur HVO-550MD

Der Einsatz von optischen Hilfen bei Benutzung dieses Produktes verstärkt die Gefahr von Augenschäden.

WARNUNG

Das Gerät ist nicht tropf- und spritzwassergeschützt. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, darauf abgestellt werden.

Vorsicht

Stellen Sie bei der Installation sicher, dass rund um das Gerät zwecks Lüftung und Wartung folgende Freiräume eingehalten werden.

- Rückseite: mindestens 10 cm
- Linke/rechte Seite: mindestens 10 cm
- Oberseite: mindestens 10 cm



Vorsicht

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer MR (Magnetresonanz)-Umgebung. Andernfalls kann dies zu Fehlfunktionen, Bränden und unerwünschten Bewegungen führen.



Vorsicht

Verbinden Sie zuerst den Gleichstromstecker mit dem Gerät und schließen Sie dann das Netzkabel des Netzteils an.

Wenn Sie den Gleichstromstecker trennen wollen, lösen Sie zuerst das Netzkabel des Netzteils und dann den Gleichstromstecker.

Berühren Sie nicht gleichzeitig den Patienten und den Stift des Gleichstromsteckers.

Am Stift des Gleichstromsteckers liegt eine Spannung von 24 V an, die dem Patienten schaden könnte.

WARNUNG

Zu hoher Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann Gehörschäden verursachen.

Um dieses Produkt sicher zu verwenden, vermeiden Sie längeres Hören bei sehr hohen Schalldruckpegeln.

Inhaltsverzeichnis

Bitte zuerst lesen	14
Hinweise zur Verwendung	16

Kapitel 1 Überblick

Funktionen	17
Beispiel für eine Systemkonfiguration	19
Bezeichnungen und Funktionen der Teile	20
Vorderseite	20
Rückseite	23

Kapitel 2 Vorbereitung

Verbindungen.....	26
Ein- und Ausschalten des Geräts	26
Konfigurieren von Systemeinstellungen	27
Konfigurieren der Aufnahmeeinstellungen (Benutzereinstellungen)	28
Anzeigen des Bildschirms [Benutzereinstellungen].....	28
Konfigurieren von Eingabesignaleinstellungen	28
Konfigurieren der Bildqualitätseinstellungen	29
Festlegen von Speichereinstellungen	31
Konfigurieren von Druckeinstellungen	33
Vorbereiten von USB-Medien für die Verwendung.....	34
Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm (Texteingabe).....	36
Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile (Tastatur auf dem Bildschirm)	36
Handhabung von Discs	37
Hinweise zur Handhabung	37
Einlegen und Herausnehmen von Discs	38
Funktionstasten	39
Verwenden von Funktionstasten	39
Werkseitig zugewiesene Funktionen.....	40
Sonstige zuweisbare Funktionen	41

Kapitel 3 Grundlegende Bedienvorgänge beim Videorecorder

Beschreibung der einzelnen Schritte	42
Schritt 1 – Aufnahme	42
Schritt 2 – Schnelle Wiedergabe	43
Schritt 3 – Standbilder aufnehmen	44
Schritt 4 – Aufnahme beenden	45

Kapitel 4 Aufnahme und Wiedergabe

Aufnahme	46
Manuelle Aufnahme	46
Aufnehmen von Standbildern	48
Manuelle Standbildaufnahme	48
Beenden einer Aufnahme	49
Manuelles Beenden einer Aufnahme	49
Beenden einer Aufzeichnung auf einem externen Datenträger und des automatischen Druckens	49
Wiedergabe	50
Wiedergabe der zuletzt aufgezeichneten Daten (Schnelle Wiedergabe)	50
Vorbereiten einer Aufnahme	51
Patientendaten und Datenspeichereinstellungen	51
Verwenden einer physischen Tastatur für Patientendaten und Datenspeichereinstellungen	53
Speichern mehrerer Patienten im Voraus	54
Testaufnahme	56
Bildsuche	57
Angabe der Suchbedingungen	57
Anzeigen von Miniaturbildern aufgezeichneter Daten	59
Wiedergabe mithilfe der Suchergebnisliste	60
Sortieren der Liste aufgezeichneter Daten	60
Verarbeitung aufgezeichneter Daten	62
Drucken	62
Kopieren auf externe Datenträger	63
Bearbeiten von Patientendaten	67
Schützen aufgezeichneter Daten	69
Löschen aufgezeichneter Daten	70
Anzeigen von Informationen zu aufgezeichneten Daten	71

Kapitel 5 Systemverwaltereinstellungen

Überblick	72
Anzeigen des Bildschirms [Systemeinstellungen].....	72
Spracheinstellungen	73
Datums- und Uhrzeiteinstellungen	74
Funktionseinstellungen	77
Registerkarte [Allgemein 1]	77
Registerkarte [Allgemein 2]	78
Registerkarte [Video 1]	82
Registerkarte [Video 2]	84
Geräteinstellungen	85
Registerkarte [Gerät]	86
Registerkarte [Kontaktsch.]	89
Passworteinstellungen.....	92
Netzwerkeinstellungen	93
Registerkarte [Netzwerk]	94
Registerkarte [Dateiserver].....	95
Registerkarte [NTP]	96
Anfängliche Benutzereinstellungen.....	97
Registerkarte [Qualität]	98
Registerkarte [Speichern]	99
Bearbeiten der Ärzteliste	101
Speichern von Arztinformationen	101
Registerkarte [Allgemein]	101
Registerkarte [Dateiserver].....	102
Registerkarte [Druck]	103
Sortieren der Ärzteliste.....	103
Bearbeiten von Arztinformationen.....	104
Löschen von Arzteinträgen	104
Bearbeiten der Eingriffsliste.....	105
Speichern von Kategorien	105
Sortieren der Kategorieliste.....	106
Bearbeiten von Kategorienamen	106
Löschen von Kategorien.....	107
Speichern von Eingriffen.....	107
Sortieren der Eingriffsliste	108
Bearbeiten von Eingriffsnamen.....	108
Löschen von Eingriffen	108
Einstellungen zum automatischen Löschen.....	109

Kapitel 6 Sonstiges

Fehlermeldungen	111
Fehlerbehebung	113
Wichtiger Hinweis zur Software.....	114
Lizenzen.....	114
EULA (TREND MICRO).....	114
Technische Daten	115
Index	117

Warenzeichen

- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Trend Micro und Trend Micro Safe Lock sind Marken oder eingetragene Marken von Trend Micro Kabushiki Kaisha oder Trend Micro Incorporated.
- Andere in diesem Dokument erwähnte Produkt- oder Systemnamen sind -Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
In den Textabschnitten werden die Symbole ® und ™ nicht verwendet.

- Die vollständige oder auszugsweise Reproduktion und Vervielfältigung der Software und des mit dem Recorder gelieferten Handbuchs ohne Zustimmung des Rechteinhabers ist urheberrechtlich verboten. Gleiches gilt für Vermietung und Verleih.
- Sony haftet nicht für Schäden, entgangene Gewinne oder andere Ansprüche Dritter, die sich aus der Verwendung des Recorders oder der mitgelieferten Software- ergeben.
- Die vollständigen Garantiebedingungen des Recorders befinden sich auf der beiliegenden Garantiekarte.
- Die im Lieferumfang enthaltene Software ist nicht für die Verwendung mit anderen Recordern geeignet.
- Es ist nicht möglich, andere als die von Sony mitgelieferte, speziell für den Gebrauch mit diesem Gerät vorgesehene Software im Gerät zu installieren.
- Die technischen Daten des Recorders und der mitgelieferten Software können aus Gründen des technischen Fortschritts jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

Bitte zuerst lesen

Urheberrecht

Bei Verwendung dieses Geräts für Video- und/oder Tonaufnahmen oder für die Verteilung über das Netzwerk oder auf andere Weise kann in einigen Fällen die Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte zu Video- oder Audioaufnahmen erforderlich sein. Bitte beachten Sie zur Wahrung des Urheberrechts bei der Verwendung des Geräts die folgenden Punkte.

- Beachten Sie beim Anschließen eines Aufnahme Geräts an dieses Gerät zu dem Zweck, Audio- oder Videoinformationen aufzuzeichnen und beim Aufzeichnen von Audio- und Videoinformationen die urheberrechtlichen Gesetze.
- Es ist gesetzlich verboten, ohne die Genehmigung des Inhabers des Urheberrechts urheberrechtlich geschütztes Audio- oder Videomaterial vorzuführen oder zu übertragen, es auf der Festplatte dieses Geräts zu speichern, Ordner freizugeben und Privatpersonen bzw. der Öffentlichkeit Zugriff darauf zu gewähren.
- Wird eine Software-Aktualisierung oder Erweiterung der Funktionalität mit dem Ziel durchgeführt, das Urheberrecht zu schützen, kann es zu einer unangekündigten Änderung der Spezifikationen der einspeisbaren Video- und Audiosignale kommen.
- Es ist urheberrechtlich vorgeschrieben, dass aufgezeichnete Audio- und Videoinformationen ohne Genehmigung des Urhebers nicht zu einem anderen Zweck als der privaten Unterhaltung verwendet werden dürfen. Beachten Sie, dass bei Live-Shows, Vorführungen und Ausstellungen die Aufzeichnung, auch für den ausschließlich privaten Zweck, möglicherweise verboten ist.

Haftungsausschluss bezüglich aufgenommener Inhalte

Sony Corporation lehnt jegliche Haftung für Konsequenzen ab, die aus nicht erfolgter Aufzeichnung oder aus Beschädigung bzw. Löschung von Aufnahmen auf diesem Gerät gleich aus welchem Grund resultieren.- Dies umfasst auch Schadensersatzansprüche, die sich auf das aufgezeichnete Material beziehen sowie auf gleichzeitig einhergehende und Folgeschäden.- Sony Corporation leistet keine Wiederherstellung, Reparatur oder Vervielfältigung von aufgezeichneten Inhalten. Der Gebrauch des Produkts unterliegt diesen Bedingungen. Bei folgenden Vorgängen treten möglicherweise Schwierigkeiten auf:

- Verwendung einer Disc in diesem Gerät, die mit einem anderen DVD-Recorder oder dem DVD-Laufwerk eines Computers aufgenommen wurde. Zusätzliches Aufzeichnen auf DVDs, auf die mit anderen

DVD-Recordern oder Computern aufgezeichnet wurde, wird nicht unterstützt.

Löschen von Daten bei der Entsorgung des Geräts

Bevor Sie das Gerät entsorgen, müssen Sie zunächst darin gespeicherte Patientendaten und andere vertrauliche Daten löschen.

Werden gespeicherte Daten nicht gelöscht, bevor das Gerät entsorgt wird, können Dritte möglicherweise auf vertrauliche Daten zugreifen. Bei Fragen in diesem Zusammenhang wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Auf Sicherheit

SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART DURCH UNTERLASSENE GEEIGNETE SICHERHEITSMASSNAHMEN AN ÜBERTRAGUNGSGERÄTEN, DURCH UNVERMEIDBARE DATENPREISGABE AUFGRUND DER ÜBERTRAGUNGSSPEZIFIKATIONEN ODER DURCH SICHERHEITSPROBLEME JEDLICHER ART ÜBERNEHMEN.

Je nach Betriebsumgebung können unbefugte Dritte im Netzwerk unter Umständen auf dieses Gerät zugreifen. Achten Sie beim Verbinden des Geräts mit dem Netzwerk darauf, dass das Netzwerk gut abgesichert ist.

Hinweis zur Kondensation

Wenn das Gerät aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum gebracht wird oder die Umgebungstemperatur schnell ansteigt, kann sich auf der Oberfläche des Geräts bzw. im Inneren des Geräts Feuchtigkeit ansammeln (Kondensation). Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, und warten Sie, bis die Kondensation verdunstet ist, ehe Sie das Gerät verwenden. Die Verwendung des Gerätes bei gebildetem Kondenswasser kann zu Beschädigungen führen.

Auf Verschleißteile

- Festplatte, Lüfter, Batterie und DVD-Laufwerk sind Verschleißteile, die regelmäßig ersetzt werden müssen. Wenn das Gerät bei Raumtemperatur betrieben wird, sollten die Teile ca. alle 2 bis 3 Jahre ersetzt werden. Diese Ersatzfristen stellen jedoch nur eine allgemeine Richtlinie und keine Garantie der Lebensdauer dieser Teile dar. Weitere Informationen zum Austausch von Komponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler.
- Die Lebensdauer des Netzteils und des Elektrolytkondensators beträgt bei normalen Betriebstemperaturen und normaler Verwendung etwa 5 Jahre (8 Stunden pro Tag; 25 Tage pro Monat). Falls die Nutzung die normale Nutzungshäufigkeit überschreitet, ist die Lebensdauer ggf. entsprechend geringer.

Sicherheitshinweise für Produkte mit eingebauter Festplatte

Dieses Gerät ist mit einer eingebauten Festplatte ausgestattet. Die Festplatte ist ein Präzisionsgerät. Wenn sie Stößen, Vibrationen, statischer Elektrizität, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird, kann es zu Datenverlusten kommen. Beachten Sie beim Installieren und Verwenden des Geräts unbedingt folgende Sicherheitshinweise.

Schutz vor Stößen und Vibrationen

Wenn die Festplatte Stößen und Vibrationen ausgesetzt wird, kann sie beschädigt werden und Daten können verloren gehen.

- Verwenden Sie zum Transport des Geräts das angegebene Verpackungsmaterial. Beim Transport auf einem fahrbaren Rollwagen oder ähnlichem dürfen keine übermäßigen Vibrationen auftreten. Bei starken Stößen und Erschütterungen kann die Festplatte beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nie um, solange es eingeschaltet ist.
- Nehmen Sie keine Abdeckungen oder äußeren Teile vom Gerät ab.
- Wenn Sie das Gerät auf den Boden oder eine andere Oberfläche stellen, vergewissern Sie sich, dass die zugehörigen Unterlagen angebracht sind, und setzen Sie das Gerät vorsichtig ab. Sind keine Unterlagen angebracht, montieren Sie zunächst die erforderlichen Unterlagen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe anderer Geräte, die Vibrationen verursachen könnten.

Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts 30 Sekunden lang

Nach dem Ausschalten des Geräts drehen sich die Platten im Festplattenlaufwerk eine kurze Weile weiter und die Köpfe befinden sich in einer instabilen Position. In dieser Zeit ist das Gerät bei Stößen und Vibrationen noch empfindlicher als im normalen Betrieb. Schützen Sie das Gerät nach dem Ausschalten mindestens 30 Sekunden lang selbst vor äußerst geringen Erschütterungen. Danach befindet sich die Festplatte vollständig im Ruhezustand und das Gerät kann transportiert werden.

Sicherheitshinweise hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Verwenden und lagern Sie das Gerät nur an Orten, an denen die angegebenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte nicht über- oder unterschritten werden. (Ich folge den genauen Angabe dieses Gerätes und benutze es bitte.)

Bei defekter Festplatte

Beachten Sie bitte alle oben genannten Sicherheitshinweise, auch wenn die Festplatte bereits Fehlfunktionen aufweist. Damit lassen sich weitere Schäden verhindern, bis das Problem festgestellt und behoben werden kann.

Ersetzen der Festplatte und anderer Verbrauchsmaterialien

Festplatte, und Batterie sind Verbrauchsmaterialien, die regelmäßig ersetzt werden müssen. Wenn das Gerät bei Raumtemperatur betrieben wird, sollten die Teile ca. alle zwei bis drei Jahre ersetzt werden. Diese Ersatzfristen stellen jedoch nur eine allgemeine Richtlinie und keine Garantie der Lebensdauer dieser Teile dar. Weitere Informationen zum Austausch von Komponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Im AVCHD-Format aufgezeichnete DVDs

Verwenden Sie die im AVCHD-Format aufgezeichnete DVD nicht bei Geräten, die nicht mit AVCHD kompatibel sind. Diese Geräte funktionieren dann möglicherweise nicht richtig.

Außerdem unterstützen die nicht mit AVCHD kompatiblen Geräte nicht die Wiedergabe der im AVCHD-Format aufgezeichneten DVD.

Hinweise zu Speichermedien

Eine ordnungsgemäße Funktion kann nicht bei allen optischen Speichermedien oder USB-Medien garantiert werden. Lassen Sie sich von Ihrem Händler in Bezug auf die Art des Speichermediums, das Sie verwenden möchten, beraten.

HDMI/DVI-D-Eingänge

Wenn eingegebene HDMI/DVI-D-Bildsignale nicht angezeigt werden, schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass der Startvorgang abgeschlossen ist (d. h. auf dem Frontdisplay die Statusmeldung „READY“ steht), ehe Sie das an den Videoeingang angeschlossene Gerät einschalten.

Das Gerät ist zur Verwendung mit elektrochirurgischen Skalpellen und ähnlichen Geräten vorgesehen

Wenn dieses Gerät zusammen mit einem elektrochirurgischen Skalpell o. Ä. eingesetzt wird, kann das Bild aufgrund der starken Hochfrequenzwellen oder einer Störspannung vom anderen Gerät verrauscht, verformt oder anderweitig gestört sein. Dies ist keine Fehlfunktion.

Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit einem anderen Gerät verwenden, von dem starke Hochfrequenzwellen oder hohe Spannungen ausgehen, prüfen Sie die Auswirkungen vor dem Einsatz solcher Geräte und installieren Sie dieses Gerät so, dass die Interferenzen durch die Hochfrequenzwellen möglichst gering sind.

Hinweise zur Verwendung

Im Fall von Betriebsproblemen

Sollten Sie Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Belüftung nicht behindern

Stellen Sie bei der Installation sicher, dass rund um das Gerät zwecks Lüftung und Wartung folgende Freiräume eingehalten werden.

- Rückseite: mindestens 10 cm
- Linke/rechte Seite: mindestens 10 cm
- Oberseite: mindestens 10 cm

Schützen Sie das Gerät vor Stößen

Der interne Mechanismus könnte beschädigt oder das Gehäuse verzogen werden.

Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken

Eine Abdeckung des Geräts hat eine Erhöhung der Temperatur im Inneren des Geräts zur Folge. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Nach dem Gebrauch

Drücken Sie den  (Ein/Standby)-Schalter, um in den Standby-Modus zu wechseln.

Wenn Sie nicht auf das Gerät für längere Zeit nicht verwenden möchten, ziehen Sie das Netzteil als auch.

Transport

- Nehmen Sie vor dem Transport die Disc heraus.
- Wird das Gerät in einem LKW, Schiff, Flugzeug oder sonstigen Transportmittel transportiert, packen Sie es wieder in seine Transportverpackung ein.

Pflege des Gerätes

Wischen Sie das Gehäuse, das Bedienfeld oder das Kamerakabel bei Bedarf vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie bei hartnäckigem Schmutz ein Tuch und ein mildes Reinigungsmittel und trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Alkohol, Verdünnungsmittel, Insektizide oder andere flüchtige Substanzen können die Oberfläche des Geräts beschädigen oder die Oberflächenbeschichtung ablösen.

Verwenden Sie zum Säubern des Geräts Isopropylalkohol mit einer Konzentration von 50% bis 70% (V/V) oder Ethanol mit einer Konzentration von 76,9% bis 81,4% (V/V).

Funktionen

Der Sony HVO-500MD/550MD besitzt Video-Ein- und Ausgänge, sowie eine interne Festplatte. Videoeingangssignale können auf der internen Festplatte aufgezeichnet und über die Ausgänge wiedergegeben werden.

Dieses System besitzt ein DVD-Laufwerk (*nur HVO-550MD), so dass der Benutzer die aufgezeichneten Daten auf DVD-R-Discs verschieben kann.

Erhöhte Effizienz bei und nach medizinischen Eingriffen

Video- und Standbildaufnahme

Zeichnen Sie Videos und Standbilder von endoskopischen Geräten und Kameras auf, die im Operationssaal verwendet werden. HD/SD-Kompatibilität ermöglicht die Aufnahme und Wiedergabe in hoher Auflösung.

Gleichzeitiges Speichern auf externen Speichermedien

Daten werden etwa gleichzeitig mit der Beendigung des chirurgischen Eingriffes bzw. der Untersuchung auf externen Datenträgern gespeichert.

Druckerverbindung

Schließen Sie das Gerät an einen Drucker an und drucken Sie Bilder für medizinische Berichte zum Beispiel über einfache Steuerungen am Bildschirm [Aufnahmeliste] oder mit einem Fußschalter. Sie können außerdem Einstellungen festlegen, um Bilder zu drucken, wenn sie aufgenommen werden.

Unterstützung für verschiedene externe Speichermedien

Zeichnen Sie gleichzeitig auf USB-kompatiblen externen Festplattenlaufwerken und USB-Speichergeräten über einfache Steuerungen auf, oder kopieren Sie die Daten zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie aufgezeichnete Bilder auf einem Computer bearbeiten möchten.



WARNUNG

Verwendung dieses Geräts zu medizinischen Zwecken.

Die Anschlüsse an diesem Gerät sind nicht isoliert. Verwenden Sie stets USB-kompatible externe Festplatten und USB-Speichergeräte, die ausschließlich die Stromversorgung durch das Gerät nutzen.

Das Anschließen von Geräten, die über ein eigenes Netzteil betrieben werden, kann zu Leckströmen aus dem angeschlossenen Gerät führen, die wiederum beim Patienten oder Bediener einen Stromschlag verursachen können.

Wenn die Verwendung derartiger Geräte nicht vermieden werden kann, muss ein Trenntransformator an die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts angeschlossen oder ein Isolator zwischen die Anschlusskabel geschaltet werden, um die Stromversorgung zu isolieren. Überprüfen Sie weiterhin, ob die Gefahr eines elektrischen Schlags durch das System auf ein dem Standard IEC 60601-1 entsprechendes Niveau gesenkt wurde.

Bearbeiten aufgezeichneter Daten

Sie können Bilder auf externen Datenträgern aufnehmen und mit handelsüblicher Software auf einem Computer wiedergeben oder bearbeiten.

Netzwerkdateiübertragung

Übertragen Sie aufgezeichnete Daten vom Operationssaal direkt auf Computer im Krankenhausnetzwerk.



WARNUNG

Verwendung dieses Geräts zu medizinischen Zwecken.


Die Anschlüsse dieses Geräts sind nicht isoliert.

Schließen Sie nur Geräte an, die der Norm IEC 60601-1 entsprechen.

Beim Anschluss eines Geräts zur Datenverarbeitung oder eines AV-Geräts, das Wechselstrom verwendet, können Patienten oder Bedienpersonal durch Leckstrom einen elektrischen Schlag bekommen.

Wenn die Verwendung eines solchen Gerätes unvermeidbar ist, isolieren Sie dessen Stromversorgung durch den Anschluss eines Trenntransformators oder durch einen Isolator zwischen den Verbindungskabeln. Stellen Sie danach sicher, dass das geringere Risiko jetzt der Norm IEC 60601-1 entspricht.

Beispiel für eine Systemkonfiguration




Vorsicht

Der FS-24 Fußschalter hat den IP-Schutzgrad (Ingress Protection) IPX3. Verwenden Sie den Fußschalter daher nicht in Umgebungen, in denen er spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt ist (z. B. in OP-Räumen). Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ein Gerät mit einem Schutzgrad von mindestens IPX6, wenn Sie das Gerät in solchen Umgebungen verwenden möchten.


Bezeichnungen und Funktionen der Teile

Vorderseite

HVO-500MD



HVO-550MD



Hinweis

(nur HVO-550MD)

Berühren Sie nicht den Lasersensor im DVD-Laufwerk

Bei der Berührung des Sensors kann es zu einer Entladung statischer Elektrizität kommen. Diese kann dazu führen, dass das Laufwerk abstürzt und keine Daten mehr schreiben kann. Schalten Sie in einem solchen Fall den Rekorder aus und wieder ein.

1 Frontdisplay

Zeigt den aktuellen Status sowie Meldungen an.

2 CUSTOM-Taste

Zum Ausführen der dieser Taste zugewiesenen Funktion.

Ausführliche Informationen zum Zuweisen von Funktionen finden Sie unter „[Benutzerdef. Tasten]“ im Abschnitt „Registerkarte [Allgemein 2]“ (Seite 78).

3 II PAUSE-Taste

Mit dieser Taste können Sie während einer Aufnahme die Aufzeichnung unterbrechen. Drücken Sie diese Taste noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen. An der Stelle, an der die Aufnahme unterbrochen wurde, wird ein Abschnittstrennzeichen erstellt.

Sie können mit dieser Taste auch eine Wiedergabe unterbrechen.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie diese Taste erneut oder drücken die Taste ► PLAY.

Während der Unterbrechung wird „PAUSE“ auf dem Frontdisplay eingeblendet.

4 ■ STOP-Taste

Mit dieser Taste halten Sie die Wiedergabe oder Aufnahme an.

An der Stelle, an der die Aufnahme angehalten wurde, wird ein Trennzeichen für aufgenommene Daten erstellt.

5 ● REC-Taste

Verwenden Sie diese Taste zur manuellen Video-/Tonaufnahme.

Während einer Aufnahme wird „REC“ auf dem Frontdisplay zusätzlich zur Aufnahmezeit angezeigt.

Ausführliche Informationen zur Verwendung finden Sie unter „Manuelle Aufnahme“ (Seite 46).

6 ► PLAY-Taste

- Diese Taste dient zur Wiedergabe der zuletzt aufgezeichneten und auf der internen Festplatte gespeicherten Daten.
- Drücken Sie diese Taste, während die Wiedergabe unterbrochen wurde, um die Wiedergabe fortzusetzen.

7 Menütasten

Über diese Tasten greifen Sie auf die Menüs zu.

Taste MENU

Zum Ein- oder Ausblenden des Menüs.

Taste ↑

Verwenden Sie diese Taste, um den Cursor nach oben zu verschieben oder ein Element über dem aktuellen Element auszuwählen.

Taste ← / ◀◀

Verwenden Sie diese Taste, um den Cursor nach links zu verschieben oder ein Element links vom aktuellen Element auszuwählen.

Mit dieser Taste können Sie auch während der Wiedergabe aufgezeichneter Daten den Schnellrücklauf starten.

Taste ↓

Verwenden Sie diese Taste, um den Cursor nach unten zu verschieben oder ein Element unter dem aktuellen Element auszuwählen.

Taste → / ▶▶

Verwenden Sie diese Taste, um den Cursor nach rechts zu verschieben oder ein Element rechts vom aktuellen Element auszuwählen.

Mit dieser Taste können Sie auch während der Wiedergabe aufgezeichneter Daten den Schnellvorlauf starten.

ENTER-Taste

Verwenden Sie diese Taste zum Bestätigen eines aktuell ausgewählten Menüs oder Elements und zum Ausführen von Bedienvorgängen. Wenn Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, während nichts aufgezeichnet oder wiedergegeben wird, wird das Eingabesignal bei jedem langen Drücken wie folgt gewechselt: DVI-D → HDMI → VIDEO → S VIDEO

BACK-Taste

Damit können Sie zum vorherigen Bildschirm wechseln, wenn ein Menü oder Funktionsbildschirm angezeigt wird.

8 HDD-Anzeige

Zeigt den Status der internen Festplatte an.

Anzeige	Status
Blinkt grün	Auf die interne Festplatte wird zugegriffen.
Leuchtet grün	Der Aufnahmebereich der internen Festplatte ist voll. Löschen Sie alle überflüssigen aufgezeichneten Daten.
Leuchtet orange	Ein Fehler ist aufgetreten.

9 SERVER-Anzeige

Zeigt den Serverzugriffstatus an.

Anzeige	Status
Blinkt grün	Auf den Server wird zugegriffen.
Leuchtet grün	Der Aufnahmebereich des Servers ist voll.
Leuchtet orange	Ein Fehler ist aufgetreten.

10 USB 1-Anschluss/Anzeige

Hier schließen Sie USB-Speichergeräte, externe Festplatten und andere USB-Datenträger an. Außerdem wird hier der Status des USB-Datenträgerzugriffs angezeigt.

Anzeige	Status
Blinkt grün	Daten werden auf die USB-Datenträger geschrieben.
Leuchtet grün	Der Aufnahmebereich des USB-Datenträgers ist voll. Nicht benötigte Daten löschen oder anderes Medium einlegen.
Leuchtet orange	Ein Fehler ist aufgetreten.

Hinweis

Entfernen Sie den USB-Datenträger nicht, wenn diese Anzeige grün blinkt.

Tipp

Verwenden Sie USB-Medien, die mit FAT32 oder NTFS formatiert sind.



WARNUNG

Verwendung dieses Geräts zu medizinischen Zwecken.

Die Anschlüsse an diesem Gerät sind nicht isoliert. Verwenden Sie stets USB-kompatible externe Festplatten und USB-Speichergeräte, die ausschließlich die Stromversorgung durch das Gerät nutzen.

Das Anschließen von Geräten, die über ein eigenes Netzteil betrieben werden, kann zu Leckströmen aus dem angeschlossenen Gerät führen, die wiederum beim Patienten oder Bediener einen Stromschlag verursachen können.

Wenn die Verwendung derartiger Geräte nicht vermieden werden kann, muss ein Trenntransformator an die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts angeschlossen oder ein Isolator zwischen die Anschlusskabel geschaltet werden, um die Stromversorgung zu isolieren. Überprüfen Sie weiterhin, ob die Gefahr eines elektrischen Schlags

durch das System auf ein dem Standard IEC 60601-1 entsprechendes Niveau gesenkt wurde.

11 (Ein/Standby)-Schalter

Verwenden Sie diese Taste zum Einschalten des Geräts und Frontdisplays.

Tipp

Um die Stromversorgung vollständig auszuschalten, ziehen Sie das Netzkabel des Netzteils ab.

12 Datenträgerfach (nur HVO-550MD)

Hier legen Sie die Disc ein.

13 Notauswurföffnung (nur HVO-550MD)

Wenn das Datenträgerfach durch Drücken der Taste nicht geöffnet werden kann, schieben Sie ein langes, dünnes Objekt, wie zum Beispiel eine gerade gebogene Büroklammer, in diese Öffnung, um das Datenträgerfach zu öffnen.

14 Taste EJECT (nur HVO-550MD)

Verwenden Sie diese Taste zum Öffnen des Datenträgerfaches.

15 DVD-Anzeige (nur HVO-550MD)

Zeigt den Status des DVD-Laufwerks an.


Anzeige	Status
Blinkt grün	Daten werden auf die DVD geschrieben.
Leuchtet grün	Der Aufnahmebereich der DVD ist voll. Eine andere Disc einlegen.
Leuchtet orange	Ein Fehler ist aufgetreten.

Hinweis

Sie können das Medium nicht entnehmen, wenn diese LED grün blinkt.

Rückseite

HVO-500MD/550MD



WARNUNG

Verwendung dieses Geräts zu medizinischen Zwecken.

Die Anschlüsse dieses Geräts sind nicht isoliert. Schließen Sie nur Geräte an, die der Norm IEC 60601-1 entsprechen.

Beim Anschluss eines Geräts zur Datenverarbeitung oder eines AV-Geräts, das Wechselstrom verwendet, können Patienten oder Bedienpersonal durch Leckstrom einen elektrischen Schlag bekommen.

Wenn die Verwendung eines solchen Gerätes unvermeidbar ist, isolieren Sie dessen Stromversorgung durch den Anschluss eines Trenntransformators oder durch einen Isolator zwischen den Verbindungskabeln. Stellen Sie danach sicher, dass das geringere Risiko jetzt der Norm IEC 60601-1 entspricht.



Vorsicht

Berühren Sie die Anschlüsse an der Rückwand und Patienten nicht gleichzeitig.

Andernfalls kann es bei einer Fehlfunktion des Geräts zu einer Spannungserzeugung kommen, die Patienten verletzen könnte.

Trennen Sie immer das Netzkabel, bevor Sie Anschlüsse trennen und anschließen.

- 1** **AUDIO (analoges Audiosignal)-Eingang (Stereo-Minibuchse)**

Zur Eingabe analoger Tonsignale.

- 2** **AUDIO (analoges Audiosignal)-Ausgang (Stereo-Minibuchse)**

Zur Ausgabe analoger Tonsignale.

- 3** **Netzwerkanschluss (RJ-45)**
Hier können Sie ein 1000 Base-T- oder 100 Base-TX-Netzwerkkabel anschließen.

Vorsicht

Aus Sicherheitsgründen nicht mit Peripheriegeräten verbinden, die zu hohe Spannung aufweisen könnten. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung für diese Buchse.

- 4** **USB 2- und 3- Anschlüsse**
Schließen Sie USB-Geräte hier an.

Tipp

Unterstützte USB-Geräte

- Die Anschlüsse unterstützen nicht alle USB-Geräte.
- USB-Hubs und Geräte mit integrierten Hubs werden nicht unterstützt.



WARNUNG

Verwendung dieses Geräts zu medizinischen Zwecken.

Die Anschlüsse an diesem Gerät sind nicht isoliert. Verwenden Sie stets USB-kompatible externe Festplatten und USB-Speichergeräte, die ausschließlich die Stromversorgung durch das Gerät nutzen.

Das Anschließen von Geräten, die über ein eigenes Netzteil betrieben werden, kann zu Leckströmen aus dem angeschlossenen Gerät führen, die wiederum beim Patienten oder Bediener einen Stromschlag verursachen können.

Wenn die Verwendung derartiger Geräte nicht vermieden werden kann, muss ein Trenntransformator an die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts angeschlossen oder ein Isolator zwischen die Anschlusskabel geschaltet werden, um die Stromversorgung zu isolieren. Überprüfen Sie weiterhin, ob die Gefahr eines elektrischen Schlags durch das System auf ein dem Standard IEC 60601-1 entsprechendes Niveau gesenkt wurde.

5 **REMOTE-Kontaktschalterbuchsen 1 bis 2 (Stereo-Minibuchse)**

Verwenden Sie diese Buchsen zum Steuern des Geräts über Kontaktschalter.

Ausführliche Informationen zu Kontaktschaltern finden Sie unter „Registerkarte [Kontaktsch.]“ (Seite 89).

6 **REMOTE MONITOR-Anschluss (RJ-45)**

Dient zur Steuerung des Monitors.

Ausführliche Informationen zur Monitorsteuerung finden Sie unter „Registerkarte [Kontaktsch.]“ (Seite 89).

7 **DC IN-Anschluss**

Schließen Sie hier das Gleichspannungskabel des mitgelieferten Netzteils an.



Vorsicht

Verbinden Sie zuerst den Gleichstromstecker mit dem Gerät und schließen Sie dann das Netzkabel des Netzteils an.

Wenn Sie den Gleichstromstecker trennen wollen, lösen Sie zuerst das Netzkabel des Netzteils und dann den Gleichstromstecker.

Berühren Sie nicht gleichzeitig den Patienten und den Stift des Gleichstromsteckers.

Am Stift des Gleichstromsteckers liegt eine Spannung von 24 V an, die dem Patienten schaden könnte.

Nur HVO-500MD



Warnung bezüglich Stromversorgungsgeräten

Verwenden Sie zur Gleichstromversorgung nur das mitgelieferte Wechselstromnetzteil oder ein empfohlenes oder ein Gerät, das der Norm IEC 60601-1 entspricht und doppelt oder verstärkt isoliert ist. Verwenden Sie ein Gleichstromversorgungskabel, das höchstens 3 m lang ist.

Verwenden Sie ein Stromversorgungsgerät, das eine Spannung von 12 V bis 24 V und mindestens einen Strom von 3,2 A (bei 12 V) bis 1,6 A (bei 24 V) liefert. Das Gerät sollte jedoch nicht 240 VA für mehr als 60 Sekunden liefern können (20 A oder weniger bei 12 V, 10 A oder weniger bei 24 V).

Die Verwendung von anderen als den oben aufgeführten Stromversorgungsgeräten kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.

Geräte der Klasse I dürfen nur an eine ordnungsgemäß mit Schutzleiter versehene Steckdose angeschlossen werden, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden.

Wie die Hauptstromversorgung zu unterbrechen ist, entnehmen Sie der zum Stromversorgungsgerät mitgelieferten Gebrauchsanweisung. Falls diese Informationen nicht verfügbar sind, beachten Sie die folgenden Hinweise.

- Zum Trennen des Gerätes vom Stromnetz ist der Netzstecker zu ziehen.
- Beim Einbau des Geräts ist im Festkabel ein leicht zugänglicher Unterbrecher einzufügen, oder der Netzstecker muss mit einer in der Nähe des Geräts befindlichen, leicht zugänglichen Steckdose verbunden werden.
- Das medizinisch-elektrische Gerät darf nicht in einer Lage installiert werden, in der es schwierig ist, den Netzstecker zu ziehen.
- Wenn während des Betriebs eine Funktionsstörung auftritt, ist die Stromversorgung zu unterbrechen, indem der Unterbrecher betätigt bzw. der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.

Nur HVO-550MD



Warnung bezüglich Stromversorgungsgeräten

Verwenden Sie zur Gleichstromversorgung nur das mitgelieferte Wechselstromnetzteil oder ein

empfohlenes oder ein Gerät, das der Norm IEC 60601-1 entspricht und doppelt oder verstärkt isoliert ist. Verwenden Sie ein Gleichstromversorgungskabel, das höchstens 3 m lang ist.

Verwenden Sie ein Stromversorgungsgerät, das eine Spannung von 12 V bis 24 V und mindestens einen Strom von 3,5 A (bei 12 V) bis 1,8 A (bei 24 V) liefert. Das Gerät sollte jedoch nicht 240 VA für mehr als 60 Sekunden liefern können (20 A oder weniger bei 12 V, 10 A oder weniger bei 24 V).

Die Verwendung von anderen als den oben aufgeführten Stromversorgungsgeräten kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.

Geräte der Klasse I dürfen nur an eine ordnungsgemäß mit Schutzleiter versehene Steckdose angeschlossen werden, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden.

Wie die Hauptstromversorgung zu unterbrechen ist, entnehmen Sie der zum Stromversorgungsgerät mitgelieferten Gebrauchsanweisung. Falls diese Informationen nicht verfügbar sind, beachten Sie die folgenden Hinweise.

- Zum Trennen des Gerätes vom Stromnetz ist der Netzstecker zu ziehen.
- Beim Einbau des Geräts ist im Festkabel ein leicht zugänglicher Unterbrecher einzufügen, oder der Netzstecker muss mit einer in der Nähe des Geräts befindlichen, leicht zugänglichen Steckdose verbunden werden.
- Das medizinisch-elektrische Gerät darf nicht in einer Lage installiert werden, in der es schwierig ist, den Netzstecker zu ziehen.
- Wenn während des Betriebs eine Funktionsstörung auftritt, ist die Stromversorgung zu unterbrechen, indem der Unterbrecher betätigt bzw. der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.


Die Länge des Gleichstromversorgungskabels sollte weniger als 3 m betragen.

Bei Kabellängen über 3 m ist ein Betrieb gemäß dem EMC-Standard nicht gewährleistet.

8 ⚡ **Potenzialausgleichsklemme**

Dieser Anschluss dient zum Potenzialausgleich.

1 **Videoausgabeblock**



1 ➡ **HDMI-Ausgangsbuchse (Typ A)**

Zur Ausgabe von HDMI-Signalen.

Hinweis

Es wird empfohlen, ein HDMI-Kabel von Sony zu verwenden (nicht mitgeliefert).

2 ➡ **DVI-D-Ausgang (19-polig, DVI)**

Zur Ausgabe von DVI-D-Signalen.


3 ➡ **S VIDEO-Ausgang (4-polig, Mini-DIN)**

Zur Ausgabe analoger S-Video-Signale.

4 ➡ **VIDEO-Ausgang (BNC-Typ)**

Zur Ausgabe analoger Composite-Video-Signale.

2 **Videoeingabeblock**



1 ➡ **HDMI-Eingangsbuchse (Typ A)**

Zur Eingabe von HDMI-Signalen.

Hinweis

Es wird empfohlen, ein HDMI-Kabel von Sony zu verwenden (nicht mitgeliefert).

2 ➡ **DVI-D-Eingang (19-polig, DVI)**

Zur Eingabe von DVI-D-Signalen.

3 ➡ **S VIDEO-Eingang (4-polig, Mini-DIN)**

Zur Eingabe analoger S-Video-Signale.

4 ➡ **VIDEO-Eingang (BNC-Typ)**

Zur Eingabe analoger Composite-Video-Signale.

Tipp

Wenn eingegebene HDMI/DVI-D-Bildsignale nicht angezeigt werden, schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass der Startvorgang abgeschlossen ist (d. h. auf dem Frontdisplay die Statusmeldung „READY“ steht), ehe Sie das an den Videoeingang angeschlossene Gerät einschalten.

Verbindungen

- 1 Schließen Sie das Gleichspannungskabel des mitgelieferten Netzteils an den Anschluss DC IN auf der Rückseite des Geräts an.
- 2 Schließen Sie das Ausgangssignalkabel des medizinischen Geräts an eine Videoeingangsbuchse auf der Rückseite des Videorecorders an.

Schließen Sie das Kabel je nach Signaltyp an der entsprechenden Buchse an (HDMI, DVI-D, S-Video, Composite Video).

Tipp


DVI-D ist die Standardeinstellung beim erstmaligen Starten des Geräts. Wenn der Monitor eine DVI-D-Eingabe nicht unterstützt, halten Sie die ENTER-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um das Eingangssignal zu wechseln, während Sie Auswahlelemente am Frontdisplay prüfen.

- 3 Schließen Sie das Wechselstrom-Netzkabel des Netzteils an eine Wechselstromquelle an.
- 4 Schalten Sie das medizinische Gerät ein, das als Signalquelle dienen wird.

Ein- und Ausschalten des Geräts

Einschalten des Geräts

Drücken Sie die  (Ein/Standby)-Schalter auf der Vorderseite des Geräts.



Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchtet das Frontdisplay und „WELCOME“ (Willkommen) wird eingeblendet.

Wenn am Frontdisplay statt „BOOTING...“ die Meldung „READY“ angezeigt wird, können Sie die folgenden Bedienvorgänge ausführen.

Ein-/Ausschalten des Geräts oder Aktivieren des Standby-Modus im Normalbetrieb

Verwenden Sie die  (Ein/Standby)-Schalter, um das Gerät ein- oder in den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird „FINISHING“ auf dem Frontdisplay eingeblendet, während der Abschaltvorgang ausgeführt wird. „GOODBYE“ wird eingeblendet und nach Beendigung des Abschaltvorgangs sind Display und Gerät ausgeschaltet.

Tipp

Um die Stromversorgung vollständig auszuschalten, ziehen Sie das Netzkabel des Netzteils ab.

Konfigurieren von Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen müssen vor dem Einsatz des Geräts konfiguriert werden. Die Systemeinstellungen sollten durch den Systemverwalter konfiguriert werden.

Ausführliche Informationen zu den Systemeinstellungen finden Sie unter „Systemverwaltereinstellungen“ (Seite 72).

Konfigurieren der Aufnahmeeinstellungen (Benutzereinstellungen)

Im Bildschirm [Benutzereinstellungen] wählen Sie Bildeingaben aus und konfigurieren Bildqualitätseinstellungen. Sie können mit den Navigationsstasten auf der Vorderseite des Geräts Menüs anwählen.

Tipp


Nach dem Ausschalten des Geräts werden alle Einstellungen, die im Bildschirm [Benutzereinstellungen] konfiguriert wurden, auf die Werte zurückgesetzt, die unter [Systemeinstellungen] konfiguriert wurden.

Anzeigen des Bildschirms [Benutzereinstellungen]

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste.


Der Bildschirm [MENÜ] wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen von [Einstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Einstellungen] wird angezeigt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Benutzereinstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Benutzereinstellungen] wird angezeigt.

- 4 Verwenden Sie die Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen einer Registerkarte, und drücken Sie die ENTER-Taste.



- 5 Konfigurieren Sie die Einstellungen auf den einzelnen Registerkarten, soweit erforderlich.

- 6 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Einstellungen] wird wieder angezeigt.

Konfigurieren von Eingabesignaleinstellungen

Wählen Sie die Video- und Audioeingangssignale aus.

- 1 Verwenden Sie die Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$, um die Registerkarte [Eingang sel.] auszuwählen.




2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Eingabe]


Wählen Sie ein Videoeingabesignal im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.



Ausführliche Informationen zu den Auflösungen, die bei den einzelnen Eingangssignaltypen unterstützt werden, erhalten Sie von Ihrem örtlichen Sony-Vertreter.

[Audio]

Wenn das Eingabesignal auf [HDMI] eingestellt ist, wählen Sie das aufzunehmende Audioeingabesignal im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung ist [HDMI].




3 Um die Einstellungen der Bildqualität zu konfigurieren, gehen Sie zum Abschnitt „Konfigurieren der Bildqualitätseinstellungen“ (Seite 29).

Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Konfigurieren der Bildqualitätseinstellungen

Konfigurieren Sie Bildqualitätseinstellungen für Videos.

1 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Qualität] auszuwählen.




Tipp

Unter [Rec Zeit] und [Rec Menge] werden die folgenden Informationen angezeigt.

- Für den HVO-500MD: Geschätzte verfügbare Aufnahmezeit und Anzahl der Bilder für USB-Medien (500 GB).
- Für den HVO-550MD: Geschätzte verfügbare Aufnahmezeit und Anzahl der Bilder für Single-Layer-DVD-R1-Discs (4,7 GB).


2 Konfigurieren Sie die Videoeinstellungen.

- ① Verwenden Sie die Taste **↓** zum Auswählen des Felds [Qualität], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Qualität] wird angezeigt.

- ② Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen der Bildqualität, und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Qualität] wird geschlossen, und die Registerkarte [Qualität] wird wieder eingeblendet.

Tipp

Die hier festgelegte Einstellung wird als Anfangswert für die Einstellung [Videoqualität] im Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] verwendet.


3 Konfigurieren Sie die Standbildeinstellungen.

- ① Verwenden Sie die Taste **→** zum Auswählen des Felds [Format], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Format] wird angezeigt.

- ② Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen eines Formats für die Standbilddateien, und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Format] wird geschlossen, und die Registerkarte [Qualität] wird wieder eingeblendet.

- ③ Wenn Sie [JPEG] im Schritt ② ausgewählt haben, verwenden Sie die Taste **↓** zum Auswählen des Felds [Qualität], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Qualität] wird angezeigt.

- ④ Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen der Bildqualität, und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Qualität] wird geschlossen, und die Registerkarte [Qualität] wird wieder eingeblendet.

- ⑤ Verwenden Sie die Taste **↓** zum Auswählen des Felds [Erfassen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Erfassen] wird angezeigt.

- ⑥ Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Aufnahmemodus „Einzelbild“ oder „Feld“, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Erfassen] wird geschlossen, und die Registerkarte [Qualität] wird wieder eingeblendet.


- 4** Um Speichereinstellungen zu konfigurieren, gehen Sie zum Abschnitt „*Festlegen von Speichereinstellungen*“ (Seite 31).

Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Festlegen von Speichereinstellungen


Legen Sie Einstellungen für externe Datenträger fest, die zum Speichern aufgezeichneter Daten verwendet werden, und geben Sie an, ob Metadaten ausgegeben werden sollen.

- 1** Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Speichern] auszuwählen.




- 2** Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.




[Externes Medium]

Wählen Sie die externen Speicherziele in den eingblendeten Bildschirmen aus und drücken Sie die ENTER-Taste.



[Record Copy Media]

Wählen Sie im eingblendeten Einstellungsbildschirm die externen Speichermedien aus, auf die die Aufnahmeliste kopiert werden soll, und drücken Sie die ENTER-Taste.



[Metadatenausgabe]

Wählen Sie im eingblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob Metadaten beim Kopieren aufgezeichneter Daten auf externe Datenträger enthalten sein sollen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].


Tipp

Metadaten werden im obersten Verzeichnis des aufgezeichneten Datenordners gespeichert.

[Ordnerstruktur]

Wählen Sie im eingblendeten Einstellungsbildschirm die Verzeichnisstruktur aus, die beim Schreiben auf externe Datenträger verwendet wird, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung lautet [Datum + Pat.-ID].




Wenn Daten mit derselben Patienten-ID aufgezeichnet werden, wird ein neuer Ordner für das Aufnahmedatum unter dem Patienten-ID-Ordner erstellt, und die aufgezeichneten Daten werden in dem neuen Ordner gespeichert.

- 3 Wenn Sie [Metadatenausgabe] auf [Verwenden] setzen, verwenden Sie die Tasten ◀ und ▶ zum Auswählen von [Erweitert], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Erweitert] wird angezeigt.

- 4 Legen Sie die Art der auszugebenden Metadaten fest.



[Aufnahmedatum]

Wählen Sie aus, ob das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme als Metadaten ausgegeben werden sollen.

[Patientendaten]

Wählen Sie aus, ob Patientendaten (Patient ID, Patientenname, Geschlecht, Geburtstag) als Metadaten ausgegeben werden sollen.

[Arzt]

Wählen Sie aus, ob der Name des Arztes als Metadaten ausgegeben werden soll.

[Fall]

Wählen Sie aus, ob die Eingriffsinformationen als Metadaten ausgegeben werden sollen.

[KH Name]

Wählen Sie aus, ob der Name der Einrichtung als Metadaten ausgegeben werden soll.

[Metadatenformat]

Wählen Sie [XML] oder [TXT] aus. Die Standardeinstellung ist [TXT].

[Verschlüsselung]

Zeigt an, ob die ausgegebenen Metadaten verschlüsselt werden (entsprechend der Einstellung in [System Admin Settings]).

[Taste]

Zeigt die Eingaben in Form von Sternchen (*) an, wenn die Option [Verschlüsselung] in [Systemeinstellungen] auf [Verwenden] eingestellt ist.

- 5** Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **←**, **→** und **↓** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Benutzereinstellungen] wird wieder angezeigt.

Konfigurieren von Druckeinstellungen


Konfigurieren Sie Druckeinstellungen für Standbilder. Der HVO-500MD/550MD unterstützt den Anschluss und die Verwendung des Druckers UP-DR80MD von Sony.

Tipp

Sie können den zu verwendenden Drucker im Bildschirm [Systemeinstellungen] – [Geräteinstellungen] auf der Registerkarte [Gerät] auswählen.

Ausführliche Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Registerkarte [Gerät]“ (Seite 86).

- 1** Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Druck] auszuwählen.



Der Name des ausgewählten Druckers wird im Feld [Drucker] eingeblendet.

- 2** Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑**, **←**, **→** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.

[Layout]

Wählen Sie die Anzahl der Standbilder aus, die auf den einzelnen Blättern gedruckt werden sollen.

Sie haben die Auswahl zwischen 1 Bild (1 × 1), 2 Bilder (1 × 2), 4 Bilder (2 × 2), 6 Bilder (2 × 3), 8 Bilder (2 × 4), 9 Bilder (3 × 3), 12 Bilder (3 × 4), 15 Bilder (3 × 5) und 18 Bilder (3 × 6).

Die Standardeinstellung ist [6 Bilder (2 × 3)].

Nähere Informationen über einen Videodrucker entnehmen Sie der Betriebsanleitung des Druckers.

[Auto Print]

Wenn Sie ein Standbild aufnehmen, während diese Option auf [Verwenden] eingestellt ist, und einen USB-Drucker verwenden, wird das Standbild automatisch gedruckt.

[Papier]

Legen Sie die Papiergröße des Druckers fest.

[Ausrichtung]

Geben Sie die Ausrichtung für den Druckvorgang an. Die Standardeinstellung ist [Hochformat].

[Kopien]

Legen Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare fest.

Die Standardeinstellung ist [1].

[Zusatzinfo]

Wählen Sie aus, ob die folgenden zusätzlichen Daten (Aufnahmedatum, Patientendaten usw.) gedruckt werden sollen.

Sie können außerdem individuell festlegen, ob jedes zusätzliche Informationselement im Bildschirm [Detail v. zus. Info] gedruckt werden soll.

Die Standardeinstellung für alle Einstellungen außer [Aufz.-Zeitstempel] ist [Nicht gedruckt].

Tipp

Zum Drucken von Wasserzeichen oder Logos müssen Sie die Wasserzeichen- und Logodateien im Voraus in das Gerät importieren.

Die folgenden Optionen können im Bildschirm [Detail v. zus. Info] festgelegt werden.

[Logo]

Wählen Sie aus, ob Logos gedruckt werden sollen.

[Aufnahmedatum]

Wählen Sie aus, ob das Aufnahmedatum des Bilds gedruckt werden soll.

[Patientendaten]

Wählen Sie aus, ob Patientinformationen gedruckt werden sollen.

[Arzt]

Wählen Sie aus, ob der Name des Arztes gedruckt werden soll.

[Fall]

Wählen Sie aus, ob der Name des Eingriffs gedruckt werden soll.

[KH Name]

Wählen Sie aus, ob der Name der Einrichtung gedruckt werden soll.

[Aufz.-Zeitstempel]

Wählen Sie aus, ob die Aufnahmezeit des Bilds gedruckt werden soll.

[Wasserzeichen]

Wählen Sie aus, ob Wasserzeichen gedruckt werden sollen.

Tipps

- Um Wasserzeichen drucken zu können, müssen Sie eine Wasserzeichendatei importieren, die zuvor im korrekten Format erstellt wurde. Sie können die Wasserzeichendatei von der Registerkarte [Gerät] im Fenster [Geräteinstellungen] des Bildschirms [Systemeinstellungen] importieren.
- Um Logos drucken zu können, müssen Sie eine Logodatei importieren, die zuvor im korrekten Format erstellt wurde. Sie können die Logodatei von der Registerkarte [Gerät] im Fenster [Geräteinstellungen] des Bildschirms [Systemeinstellungen] importieren.

Ausführliche Informationen zum Importieren finden Sie unter „[Wasserzeichen importieren]“ (Seite 88) und „[Logo importieren]“ (Seite 88).

- 3** Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Benutzereinstellungen] wird wieder angezeigt.

Vorbereiten von USB-Medien für die Verwendung

Um aufgezeichnete Daten auf einem USB-kompatiblen externen Festplattenlaufwerk oder USB-Speichergerät zu speichern, bereiten Sie USB-Medien vor, die von diesem Gerät unterstützt werden.

Unterstützte USB-Medien

USB-kompatible externe Festplatte

Kapazität: 2 TB oder weniger

Dateisystem: FAT32, NTFS

USB-Speichergerät

Kapazität: 32 GB oder weniger

Dateisystem: FAT32, NTFS

Wenn Sie von diesem Gerät unterstützte USB-Medien mit einem USB-Anschluss verbinden, wird der verbleibende Speicherplatz auf dem Bildschirm [MENÜ] angezeigt.

USB-Medien, die mit diesem Gerät formatiert werden können

Sie können in den folgenden Fällen auch USB-Medien verwenden, die von diesem Gerät nicht unterstützt werden, sofern Sie diese mit dem Gerät formatieren.

USB-kompatible externe Festplatte

Kapazität beträgt 2 TB oder weniger und wird als Gerät erkannt.

USB-Speichergerät

Kapazität beträgt 32 GB oder weniger und wird als Gerät erkannt.

Tipp

Bei USB-Speichergeräten muss die Partition im MBR-Format erstellt werden.

Formatieren von USB-Medien

Eine externe Festplatte wird im NTFS-Format formatiert. Ein USB-Speichergerät wird im FAT32-Format formatiert.

Hinweise

- Diese Funktion gewährleistet nicht, dass alle USB-Medien verwendet werden können.
- Bei der Formatierung werden sämtliche auf dem USB-Medium gespeicherten Daten gelöscht.

- USB-Medien, die von diesem Gerät unterstützt werden, können nicht formatiert werden.

- 1** Verbinden Sie im Standby-Zustand (wenn der Bildschirm [MENÜ] nicht angezeigt wird) das USB-Medium mit dem Anschluss USB 1.

Sie werden durch die abwechselnd am Frontdisplay angezeigten Meldungen „TO FORMAT USB1 MEDIA,“ und „PRESS UP BUTTON FOR 5 SEC“ dazu aufgefordert, die Formatierung durchzuführen.

Tipp

Wenn der Bildschirm [MENÜ] angezeigt wird, so wird beim Anschließen des USB-Mediums die Aufforderung zum Formatieren nicht am Frontdisplay angezeigt.

- 2** Halten Sie die Taste **▲** mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Es werden abwechselnd die Meldungen „PRESS ENTER TO FORMAT“ und „REMOVE USB1 MEDIA TO CANCEL“ angezeigt.

Tipp

Wenn Sie die Formatierung abbrechen, entfernen Sie das USB-Medium.

- 3** Drücken Sie auf die Taste ENTER.

Die Formatierung beginnt. Bei externen Festplatten kann die Formatierung etwa eine Minute dauern. Ist die Formatierung erfolgreich, werden abwechselnd die Meldungen „FORMATTING SUCCESSFUL“ und „REMOVE USB1 MEDIA“ angezeigt.

- 4** Entfernen Sie das USB-Medium.

Hinweis

Wenn Sie das USB-Medium nach dem Formatieren nicht entfernen, wird es nicht erkannt.

- 5** Schließen Sie das USB-Medium wieder an und prüfen Sie, ob der verbleibende Speicherplatz auf dem Bildschirm [MENÜ] angezeigt wird.

Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm (Texteingabe)


Wenn Text eingegeben werden muss, wird eine Tastatur auf dem Bildschirm eingeblendet.

Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile (Tastatur auf dem Bildschirm)

Sie können alphanumerische Zeichen, Symbole oder Umlaute auf der Tastatur auf dem Bildschirm anzeigen.

Die Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile der Tastatur werden im Folgenden beschrieben.

Beispiel: Tastatur auf dem Bildschirm bei Anzeige der alphanumerischen Zeichen



① Titelleiste

Der Name des Einstellungselements, für das die Tastatur auf dem Bildschirm geöffnet wurde, wird hier angezeigt.

② Eingabefeld

Auf der Tastatur ausgewählte Zeichen werden hier eingegeben.

Tipp

Auch auf einer echten Tastatur eingegebene Zeichen werden hier angezeigt.

③ Tastatur

Wenn Sie mit den Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** ein Zeichen zum Eingeben auswählen und dann die ENTER-Taste drücken, wird dieses Zeichen im Eingabefeld ② eingegeben.

④ [Umlaut]

Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Tastatur auf die Anzeige von Umlauten umzuschalten.

⑤ [Rücktaste]

Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um das Zeichen direkt vor dem Cursor zu löschen.

⑥ [Löschen]

Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um das Zeichen direkt nach dem Cursor zu löschen.

⑦ [Abbrechen]

Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Texteingabe abzubrechen und die Tastatur auf dem Bildschirm auszublenden.

⑧ [OK]

Wenn Sie diese Option auswählen und die ENTER-Taste drücken, wird der im Eingabefeld eingeblendete Text angewendet und in den Einstellungenbildschirm eingegeben.

⑨ ◀ / ▶

Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Cursor eine Stelle nach links oder rechts zu verschieben.

⑩ [Klein]

Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Tastatur auf die Anzeige von Kleinbuchstaben umzuschalten.

⑪ [Großbuchst]

Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Tastatur auf die Anzeige von Großbuchstaben umzuschalten.

⑫ [Alphanum]

Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Tastatur auf die Anzeige von alphanumerischen Zeichen umzuschalten.

⑬ [Zeichen]

Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Tastatur auf die Anzeige von Symbolen umzuschalten.

Handhabung von Discs

Kompatible Discs

Dieses Gerät unterstützt den folgenden DVD-Typ:

- DVD-R (Single-Layer)

Hinweis

Wenn Sie eine DVD, auf der mit diesem Gerät Daten aufgezeichnet wurden, auf einem Computer unter Windows XP wiedergeben, können andere Aufnahmen auf dieser DVD gelöscht werden.

Formatieren von Discs

Dieses Gerät formatiert neue und unbenutzte Discs automatisch.

Hinweise zur Handhabung

Handhabung

- Berühren Sie nicht die Aufnahme- bzw. Wiedergabe-Oberfläche der Disc. Halten Sie die Disc am Rand.



- Verwenden Sie nicht die folgenden Disc-Typen, andernfalls können Fehlfunktionen des Geräts auftreten.
 - Mit einem Papieretikett oder Stempel versehene Discs
 - Discs, auf denen Klebstoffreste bzw. Reste von Klebeband oder Aufklebern vorhanden sind
 - Zerbrochene Discs
 - Zerbrochene Discs, die mit Klebstoff (oder ähnlichem Hilfsmittel) repariert wurden




Aufbewahrung

- Bewahren Sie Discs nicht an Stellen auf, wo sie direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Bewahren Sie Discs in den entsprechenden Hüllen auf.
- Fingerabdrücke und Staubansammlungen auf der Disc beeinträchtigen die Bildqualität. Halten Sie die Disc frei von Verunreinigungen.

Reinigung

- Reinigen Sie die Disc von der Mitte ausgehend mit einem weichen Tuch. Wischen Sie die Disc bei hartnäckigen Staubansammlungen mit einem mit Wasser getränkten weichen Tuch ab und trocknen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch.




- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, handelsübliche Schallplattenreiniger oder antistatische Sprays. Diese Produkte können die Discs beschädigen.

Einlegen und Herausnehmen von Discs

Einlegen einer Disc

- 1 Drücken Sie die  (Ein/Standby)-Schalter, um den Standby-Modus zu beenden.




 (Ein/Standby)-Schalter

Die Meldung „WELCOME“ (Willkommen) wird auf dem Frontdisplay eingeblendet.

Wenn die Meldung „READY“ (Bereit) eingeblendet wird, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.


- 2 Drücken Sie die Taste  EJECT.



 EJECT-Taste

Das Datenträgerfach wird geöffnet.

- 3 Legen Sie die Disc in das Datenträgerfach.



Datenseite zeigt nach unten

- 4 Drücken Sie behutsam auf das Datenträgerfach.

Das Datenträgerfach wird geschlossen.

Wenn eine inkompatible Disc eingelegt wird

Die DVD-Anzeige leuchtet orange und auf dem Menübildschirm wird in einer Meldung auf den inkompatiblen Datenträger hingewiesen. Nehmen Sie die Disc heraus und legen Sie eine kompatible Disc ein.

Herausnehmen einer Disc

- 1 Drücken Sie die Taste  EJECT, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Das Datenträgerfach wird geöffnet.

- 2 Nehmen Sie die Disc heraus.

- 3 Drücken Sie behutsam auf das Datenträgerfach, um es zu schließen.

Tipp

Das Datenträgerfach wird eventuell erst nach einiger Zeit geöffnet, wenn eine Finalisierung ausgeführt wird. Warten Sie einen Moment, bis die Finalisierung abgeschlossen ist.

Funktionstasten

Bei Verwendung des HVO-500MD/550MD können Sie bestimmte Funktionen (Aufnahme, Wiedergabe usw.) den Funktionstasten (F1 bis F12) im oberen Bereich der Tastatur zuweisen und diese Funktionen ausführen. Es wird empfohlen, häufig verwendete Funktionen in Abhängigkeit von Ihrer Arbeitsumgebung zuzuweisen.

Tipp

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter, wenn Sie die Funktionszuweisungen ändern möchten. Sie können nicht von allgemeinen Benutzern geändert werden.

Verwenden von Funktionstasten

Um die Funktionstasten verwenden zu können, setzen Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] - [Geräteinstellungen] die Option [Tastaturmodus] auf [Phys. Tastatur].

Tipp


Die Funktionstasten sind nur aktiviert, wenn auch der Modus der phys. Tastatur aktiviert ist.

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste.
Der Bildschirm [MENÜ] wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie die Tasten **▲** und **▼** zum Auswählen von [Einstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Einstellungen] wird angezeigt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten **◀** und **▶** zum Auswählen von [Systemeinstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird angezeigt.

- 4** Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Geräteinstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Geräteinstellungen] wird angezeigt.

- 5** Verwenden Sie die Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$, um die Registerkarte [Gerät] auszuwählen.




- 6** Verwenden Sie die Taste $\downarrow$ zum Auswählen des Felds [Tastaturmodus], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Tastaturmodus] wird eingeblendet.

- 7** Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen von [Phys. Tastatur], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Tastaturmodus] wird geschlossen, und die Registerkarte [Gerät] wird wieder eingeblendet.

Werkseitig zugewiesene Funktionen

Die folgenden Funktionen sind den Funktionstasten werkseitig zugewiesen.

Funktionstaste	Funktion
F1	Wiedergabe
F2	Schnellvorlauf
F3	Rücklauf
F4	Stopp
F5	Pause
F6	Aufzeichnen
F7	Bildaufnahme
F8	Wechseln des Eingangssignals
F9	Liste anzeigen
F10	Zur Liste hinzufügen
F11	Testaufnahme
F12	Kapitel einst

- Wiedergabe: Aufgezeichnete Daten wiedergeben.
- Schnellvorlauf: Schnellvorlauf bei der Wiedergabe.
- Rücklauf: Rücklauf bei der Wiedergabe.
- Stopp: Aufnahme oder Wiedergabe beenden.
- Pause: Aufnahme oder Wiedergabe unterbrechen.
- Aufzeichnen: Video aufnehmen.

- Bildaufnahme: Standbilder aufnehmen.
- Wechseln des Eingangssignals: Wechsel des Eingangssignal auf Tastendruck zwischen DVI-D, HDMI, VIDEO und S VIDEO.
- Liste anzeigen: Patientenliste anzeigen.
- Zur Liste hinzufügen: Patienten zur Patientenliste hinzufügen.
- Testaufnahme: Perform a test recording.
- Kapitel festlegen: Kapiteltrennung ohne Speichern eines Standbilds der Aufzeichnung einfügen.

Sonstige zuweisbare Funktionen

Neben den werkseitig zugewiesenen Funktionen können auch die folgenden Funktionen den Funktionstasten zugewiesen werden.

- Audioaufnahme EIN: Ton aufnehmen.
- Audioaufnahme AUS: Tonaufnahme beenden.
- Eingangssignal auswählen (DVI-D): Eingangssignal auf DVI-D umschalten.
- Eingangssignalauswahl (HDMI): Eingangssignal auf HDMI umschalten.
- Eingangssignal auswählen (S VIDEO): Eingangssignal auf S VIDEO umschalten.
- [MENÜ]-Anzeige: Anzeige des Bildschirms [MENÜ].
- Nächstes Kapitel: Vorwärts zum nächsten Kapitel springen.
- Vorheriges Kapitel: Zurück zum vorherigen Kapitel springen.
- Nächste Bildergruppe: Vorwärts zur nächsten Bildergruppe springen.
- Vorherige Bildergruppe: Zurück zur vorherigen Bildergruppe springen.
- Auswerfen: Auswerfen der eingesetzten Disc.
- Anzeige von [Aufnahme vorbereiten]: Anzeige des Bildschirms [Aufnahme vorbereiten].
- Anzeige von [Aufnahmeliste]: Anzeige des Bildschirms [Aufnahmeliste].
- Statusanzeige EIN: Anzeige des Betriebsstatus des Geräts (d. h. Aufnahme, Wiedergabe, Pause).
- Statusanzeige AUS: Ausblenden des Betriebsstatus des Geräts (d. h. Aufnahme, Wiedergabe, Pause).

Beschreibung der einzelnen Schritte

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Videos aufnehmen und wiedergeben sowie Standbilder aufnehmen und dabei nur die Tasten auf der Vorderseite sowie das Display auf der Vorderseite des Geräts verwenden.

Schritt 1 Aufnahme	Verwenden Sie für manuelle Aufnahmen die Tasten auf der Vorderseite des Geräts.
-------------------------------	---



Schritt 2 Schnelle Wiedergabe	Geben Sie aktuell aufgezeichnete Daten wieder.
--	--



Schritt 3 Standbilder aufnehmen	Nehmen Sie Standbilder von laufenden Bildübertragungen auf.
--	---



Schritt 4 Aufnahme beenden	Beenden Sie die Aufnahme.
---	---------------------------

Ausführliche Informationen zu den Bedienvorgängen bei Anzeige des Bildschirms [MENÜ] finden Sie unter „Kapitel 4 Aufnahme und Wiedergabe“ (Seite 46).


Tipp

Um Standbilder manuell aufzunehmen, muss der Taste CUSTOM die Erfassungsfunktion zugewiesen sein. (Die Standardeinstellung für die Taste CUSTOM lautet [Erfassen].)

Einzelheiten zum Zuweisen von Funktionen siehe „[Benutzerdef. Tasten]“ unter „Registerkarte [Allgemein 2]“ (Seite 78).

Schritt 1 – Aufnahme

1 Drücken Sie die ● REC-Taste.



Die Aufnahme wird gestartet.
Während einer Aufnahme wird „REC“ eingeblendet.


REC	♪	00:00:10
1234567890123456		

Patient ID

Tipp

Wenn Bilder aufgezeichnet werden, aber keine Patienteninformationen im Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] eingegeben wurden, werden Patientenkennungen nacheinander automatisch zugewiesen. Am Anfang einer automatisch zugewiesenen Patientenkennung wird der Buchstabe „U“ angezeigt.

- 2 Drücken Sie die ■ STOP-Taste, um die Aufnahme zu beenden.



Die Aufnahme wird beendet und die folgende Meldung wird eingeblendet:

END
1234567890123456

Tipp

Wenn Sie die ● REC-Taste erneut drücken, beginnt die Aufnahme wieder als neue aufgezeichnete Dateneingabe.

Schritt 2 – Schnelle Wiedergabe

Geben Sie in Schritt 1 aufgezeichnete Daten wieder.


Was ist schnelle Wiedergabe?

„Schnelle Wiedergabe“ ist eine Funktion, die die Wiedergabe der zuletzt auf der internen Festplatte aufgezeichneten Daten durch einfaches Drücken der ► PLAY-Taste ermöglicht.


Tipp

Wenn es sich bei den zuletzt aufgezeichneten Daten um ein Standbild handelt, erfolgt keine Wiedergabe.

Drücken Sie die ► PLAY-Taste.



Die zuletzt aufgezeichneten Daten werden wiedergegeben. Während der Wiedergabe werden die folgenden Daten angezeigt.



Während der Wiedergabe können Sie auch folgende Bedienvorgänge ausführen.

Schnellvorlauf bei der Wiedergabe

Drücken Sie die ►► FF-Taste.

Tipp

Je nach der Struktur der Daten ist ein Schnellvorlauf bei der Wiedergabe eventuell für die ganze Aufnahme nicht möglich.

Rücklauf bei der Wiedergabe

Drücken Sie die ◀◀ REW-Taste.

Wiedergabe unterbrechen

Drücken Sie die **|| PAUSE**-Taste.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die **|| PAUSE**-Taste erneut oder drücken die Taste **▶ PLAY**.

Wiedergabe beenden

Drücken Sie die **■ STOP**-Taste.

Nach Beenden der Wiedergabe wird die folgende Information eingeblendet:

READY

Tipps

- Wenn Sie die **MENÜ**-Taste während der Wiedergabe drücken, wird die Wiedergabe beendet.
- Wenn in den Systemverwaltereinstellungen NTSC als Videoformat gewählt ist, können im PAL-Format aufgezeichnete Daten nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden. Wenn umgekehrt PAL gewählt ist, können im NTSC-Format aufgezeichnete Daten nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden.

Schritt 3 – Standbilder aufnehmen


Nehmen Sie Standbilder von laufenden Bildübertragungen auf.

Tipp


Um Standbilder manuell aufzunehmen, muss der Taste **CUSTOM** die Erfassungsfunktion zugewiesen sein. (Die Standardeinstellung für die Taste **CUSTOM** lautet [Erfassen].)

Einzelheiten zum Zuweisen von Funktionen siehe „[Benutzerdef. Tasten]“ unter „Registerkarte [Allgemein 2]“ (Seite 78).

Drücken Sie die **CUSTOM**-Taste.



Während der Bildaufnahme werden die folgenden Informationen angezeigt.



Die Standbilddaten werden gespeichert.


Beim Aufnehmen von Standbildern werden Einträge aufgezeichneter Daten erstellt.

Sie müssen dann zu Schritt 4 gehen, um die Aufnahme zu beenden.

Ausführliche Informationen zum Aufnehmen von Standbildern finden Sie unter „Aufnehmen von Standbildern“ (Seite 48).

Schritt 4 – Aufnahme beenden

Drücken Sie die ■ STOP-Taste.



Die Aufnahme wird beendet und die folgende Meldung wird eingeblendet:



Tipp

Das Beenden der Aufnahme dauert länger, wenn Daten nicht nur auf der internen Festplatte, sondern auch auf externen Medien gespeichert werden. Warten Sie einen Moment, bis der Speichervorgang abgeschlossen ist.

Aufnahme und Wiedergabe

Kapitel

4

Aufnahme

Bilder können manuell oder über einen Kontaktschalter aufgenommen werden. In diesem Abschnitt wird die manuelle Aufnahme beschrieben.

Ausführliche Informationen zum Konfigurieren von Patientinformationen und Speicherzielen für aufgezeichnete Daten im Voraus finden Sie unter „Vorbereiten einer Aufnahme“ (Seite 51).

Tipp


Ausführliche Informationen zum Aufnehmen über einen Kontaktschalter erhalten Sie von Ihrem örtlichen Sony-Vertreter.

Hinweis zur automatischen Löschfunktion für aufgezeichnete Daten


Die Restkapazität auf der internen Festplatte des Geräts zu klein wird, werden aufgezeichnete Daten automatisch gelöscht. Dabei werden die Daten auf externen Datenträgern mit dem ältesten Aufnahmedatum zuerst gelöscht. Diese Löschung erfolgt, um auf der internen Festplatte des Geräts immer freien Platz zu haben.

Manuelle Aufnahme

- 1 Drücken Sie die Taste ● REC.




Die Aufnahme wird gestartet. Wenn Sie während einer Aufnahme die MENU-Taste drücken, wird der folgende Bildschirm eingeblendet.



Außerdem wird während einer Aufnahme „REC“ auf dem Frontdisplay eingeblendet.


Dieses Zeichen wird bei einer Tonaufnahme eingeblendet.



Patientenkennung

- 2** Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die ■ STOP-Taste.


Wenn der [MENÜ]-Bildschirm angezeigt wird, können Sie auch die ENTER-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden. Fahren Sie in diesem Fall wie folgt fort.




- 3** Wenn der [MENÜ]-Bildschirm angezeigt wird, wird eine Bestätigungsnachricht eingeblendet. Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ die Option [Ja] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Die Aufnahme wird beendet.
Beim Beenden einer Aufnahme wird ein Trennzeichen für aufgezeichnete Daten erstellt.
Wenn zusätzlich zum Speichern auf der internen Festplatte des Geräts das gleichzeitige Speichern auf einem externen Datenträger aktiviert ist, wird der folgende Bildschirm eingeblendet. Warten Sie einen Moment, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.



- 4** Nach Abschluss der Datenübertragung Wählen Sie [Schließen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [MENÜ] wird wieder angezeigt.

Tipp

Sie können bis zu 24 Stunden (einschließlich Aufnahmepreparationszeit) kontinuierlich in einer einzigen Sitzung aufnehmen. Nach 24 Stunden wird die Aufnahme automatisch beendet.

Verzeichnis der aufgezeichneten Daten

Videodaten werden je nach den Systemverwaltereinstellungen in einem der folgenden Verzeichnisse gespeichert.

Videodatenverzeichnis

<oberster Ordner des externen Datenträgers>/
<Aufnahmestartdatum (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)_Patienten-ID>/MOVIE/
oder
<oberster Ordner des externen Datenträgers>/<Patienten-ID>/<Aufnahmestartdatum (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)>/MOVIE/

Tipps

- Die Reihenfolge von Jahr, Monat und Tag des im Speicherverzeichnis verwendeten Aufnahmedatums hängt vom Datumsformat der Systemeinstellungen ab.
- Wenn das Netzkabel herausgezogen wird, bevor die Daten vollständig geschrieben wurden, kann die Gültigkeit der geschriebenen Daten nicht garantiert werden.
- Beim Aufzeichnen auf externen Medien kann das Medium bis zu dreimal für ein einzelnes Stück aufgezeichneter Daten gewechselt werden. Wenn dieser Höchstwert überschritten wird, wird die Meldung „Media Limitüberschreitung“ auf dem Bildschirm [Aufnahme beenden] eingeblendet.

Aufnahmen von Standbildern

Bei einer Live-Übertragung können Sie ein bestimmtes Bild aufnehmen und als Standbilddatei speichern. Standbilder können manuell oder über einen Kontaktschalter aufgenommen werden. In diesem Abschnitt wird die manuelle Aufnahme von Standbildern beschrieben.


Tipps

- Um Standbilder manuell aufzunehmen, muss der Taste CUSTOM die Erfassungsfunktion zugewiesen sein. (Die Standardeinstellung für die Taste CUSTOM lautet [Erfassen].)
- Ausführliche Informationen zu Kontaktschaltersteuerungen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Sony-Vertreter.

Einzelheiten zum Zuweisen von Funktionen siehe „[Benutzerdef. Tasten]“ unter „Registerkarte [Allgemein 2]“ (Seite 78).

Manuelle Standbildaufnahme

Um ein Standbild aufzunehmen, drücken Sie zum entsprechenden Zeitpunkt die CUSTOM-Taste. An der Stelle, an der das Standbild aufgenommen wurde, wird ein Abschnittstrennzeichen erstellt.



Tipp

Sie können das Format für Standbilddateien im Bildschirm [Benutzereinstellungen] auf der Registerkarte [Qualität] festlegen.

Ausführliche Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Konfigurieren der Bildqualitätseinstellungen“ (Seite 29).

Verzeichnis für Standbilddaten

Standbilddaten werden je nach den Systemverwaltereinstellungen in einem der folgenden Verzeichnisse gespeichert.

Verzeichnis für Standbilder

<oberster Ordner des externen Datenträgers>/
<Aufnahmestartdatum (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)_Patienten-ID>/STILL/
oder
<oberster Ordner des externen Datenträgers>/<Patienten-ID>/<Aufnahmestartdatum (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)>/STILL/

Tipp

Die Reihenfolge von Jahr, Monat und Tag des im Speicherverzeichnis verwendeten Aufnahmedatums hängt vom Datumsformat der Systemeinstellungen ab.


Beenden einer Aufnahme

Daten werden nicht nur bei Videoaufnahmen, sondern auch bei Standbilderaufnahmen aufgezeichnet. Führen Sie die folgenden Schritte zum Beenden einer Aufnahme auch dann aus, wenn nur Standbilder aufgenommen wurden.

Manuelles Beenden einer Aufnahme

1 Drücken Sie die ■ STOP-Taste.

Wenn der [MENÜ]-Bildschirm angezeigt wird, können Sie auch die ENTER-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.




2 Wenn der [MENÜ]-Bildschirm angezeigt wird, wird eine Bestätigungsnachricht eingeblendet. Verwenden Sie die Tasten ◀ und ▶ zum Auswählen von [Ja], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Die Aufnahme wird beendet.

Beim Beenden einer Aufnahme wird ein Trennzeichen für aufgezeichnete Daten erstellt.

Wenn zusätzlich zum Speichern auf der internen Festplatte des Geräts das gleichzeitige Speichern auf einem externen Datenträger aktiviert ist, wird der folgende Bildschirm eingeblendet. Warten Sie einen Moment, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.



3 Verwenden Sie nach Abschluss der Datenübertragung die Tasten ◀ und ▶ zum Auswählen von [Schließen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [MENÜ] wird wieder angezeigt.

Beenden einer Aufzeichnung auf einem externen Datenträger und des automatischen Druckens

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Aufzeichnung auf einem externen Datenträger und einen automatischen Druckvorgang zu beenden.

1 Wenn Sie den Bildschirm [MENÜ] anzeigen möchten, drücken Sie die MENU-Taste.

2 Drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Meldung zur Bestätigung der Beendigung der Aufzeichnung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Meldung „CANCEL YES/NO“ wird auf dem Frontdisplay eingeblendet.

- 3** Wählen Sie [Ja] auf dem Bildschirm oder [YES] auf dem Frontdisplay aus.

Die Aufzeichnung auf dem externen Datenträger wird beendet.

Verzeichnis der aufgezeichneten Daten

Videodaten werden je nach den Systemverwaltereinstellungen in einem der folgenden Verzeichnisse gespeichert.

Videodatenverzeichnis

<oberster Ordner des externen Datenträgers>/
<Aufnahmestartdatum (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)_Patienten-ID>/MOVIE/
oder
<oberster Ordner des externen Datenträgers>/<Patienten-ID>/<Aufnahmestartdatum (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)>/MOVIE/

Tipp

Die Reihenfolge von Jahr, Monat und Tag des im Speicherverzeichnis verwendeten Aufnahmedatums hängt vom Datumsformat der Systemeinstellungen ab.


Wiedergabe

Sie können die zuletzt aufgezeichneten und auf der internen Festplatte des Geräts gespeicherten Daten mit einfachen Bedienvorgängen wiedergeben.

Sie können außerdem aufgezeichnete Daten mithilfe von Suchergebnissen wiedergeben. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Bildsuche“ (Seite 57).

Wiedergabe der zuletzt aufgezeichneten Daten (Schnelle Wiedergabe)

Wenn Sie die ► PLAY-Taste drücken, werden die zuletzt aufgezeichneten und auf der internen Festplatte des Geräts gespeicherten Daten wiedergegeben.



Verschiedene Bedienvorgänge bei der Wiedergabe

Sie können mit den Tasten auf der Vorderseite des Geräts die folgenden Funktionen bei der Wiedergabe ausführen.

Schnellvorlauf bei der Wiedergabe

Drücken Sie die ►► FF-Taste.

Tipp

Je nach der Struktur der Daten ist ein Schnellvorlauf bei der Wiedergabe eventuell für die ganze Aufnahme nicht möglich.

Rücklauf bei der Wiedergabe

Drücken Sie die ◀◀ REW-Taste.

Unterbrechen der Wiedergabe

Drücken Sie die || PAUSE-Taste.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die || PAUSE-Taste erneut oder drücken die Taste ► PLAY.

Beenden der Wiedergabe

Drücken Sie die ■ STOP-Taste.

Tipps

- Wenn Sie die MENÜ-Taste während der Wiedergabe drücken, wird die Wiedergabe beendet.
- Wenn in den Systemverwaltereinstellungen NTSC als Videoformat gewählt ist, können im PAL-Format aufgezeichnete Daten nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden. Wenn umgekehrt PAL gewählt ist, können im NTSC-Format aufgezeichnete Daten nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden.
- Das Wiedergabevideo wird an dem Anschluss ausgegeben, der dem bei der Aufnahme verwendeten Eingang entspricht. Wenn der für die Aufnahme verwendete Eingang vor dem Starten der Wiedergabe gewechselt wurde, wird kein Wiedergabevideo angezeigt.

Vorbereiten einer Aufnahme

Geben Sie vor Beginn einer Aufnahme Informationen zu dem Patienten des chirurgischen Eingriffs bzw. der Untersuchung ein, legen Sie das Speicherziel und die Qualitätseinstellungen für aufgezeichnete Daten fest und führen Sie dann eine Testaufnahme aus. Sie können außerdem Daten für mehrere Patienten im Voraus speichern und die entsprechenden Patientendaten am Tag der Operation oder Untersuchung einfach abrufen. Sie können die Vorbereitung für die Aufnahme und die Testaufnahme mit dem Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] ausführen.

Patientendaten und Datenspeichereinstellungen

Geben Sie Informationen zu dem Patienten des chirurgischen Eingriffs bzw. der Untersuchung ein und legen Sie das Speicherziel sowie die Qualitätseinstellungen für aufgezeichnete Daten fest.

1 Drücken Sie die MENU-Taste.

Der Bildschirm [MENÜ] wird angezeigt.

2 Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zum Auswählen von [Aufnahme vorbereiten] und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] wird angezeigt.

3 Geben Sie Patientendaten ein.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.

Im Abschnitt [Patientendaten] braucht nicht unbedingt etwas eingegeben zu werden.

Aufnahme vorbereiten - Eingabe der Pat.- und Arztdaten überspringbar

Patientendaten

Patienten-ID

Patient Name

Geschlecht

Geburtsdag / /

Einstellungen speichern

Arzt

Fall

Videoqualität Hoch

Externes Medium DVD (0h 46m)

Fertig

Patientenliste

Liste aufrufen

Zur Liste

Testaufn.

Zurück

[Patienten-ID]

Geben Sie eine Kennnummer für den Patienten mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

Tipp

Bestimmte Symbole (\ / : ? * " < > | .) können nicht für die Patienten-ID verwendet werden. Auf dem Frontdisplay werden außerdem nur die ASCII-Zeichen 0x20 bis 0x7D für die Anzeige verwendet.

[Patient Name]

In jedes Feld des Patientennamens können Sie mit der Tastatur auf dem Bildschirm bis zu 20 Zeichen (1 Zeichen für den 2. Vornamen) eingeben.

Ausführliche Informationen zu den Eingabefeldern für den Patientennamen finden Sie unter „[Feld f. Patientennamen]“ (Seite 78).

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Geschlecht]

Wählen Sie das Geschlecht des Patienten im eingblendeten Bildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Geschlecht

Abbrechen

Männlich

Weiblich

Unbekannt

[Geburtsdag]

Wählen Sie das Jahr, den Monat und den Tag in den eingblendeten Bildschirmen aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Jahr (erste 2 Ziffern)

Abbrechen

19

20

18

4 Konfigurieren Sie Speichereinstellungen für aufgezeichnete Daten.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.

Aufnahme vorbereiten - Eingabe der Pat.- und Arztdaten überspringbar

Patientendaten

Patienten-ID

Patient Name

Geschlecht

Geburtsdag / /

Einstellungen speichern

Arzt

Fall

Videoqualität Hoch

Externes Medium DVD (0h 46m)

Fertig

Patientenliste

Liste aufrufen

Zur Liste

Testaufn.

Zurück

[Arzt]

Wählen Sie den Namen des Arztes, der den chirurgischen Eingriff bzw. die Untersuchung ausführt, im eingblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste. Dieser Bildschirm kann übersprungen werden.

Arzt

Abbrechen

Doctor 1

Doctor 2

Doctor 3

Doctor 4


Tipp

Sie können Ärzte im Bildschirm [Systemeinstellungen] – [Arztliste bearbeiten] eintragen.

Ausführliche Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Bearbeiten der Ärzteliste“ (Seite 101).

[Fall]

Wählen Sie den entsprechenden Eingriff im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.




Tipp

Die Eingriffe müssen im Voraus gespeichert werden.

Ausführliche Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Speichern von Eingriffen“ (Seite 107).

[Videoqualität]

Wählen Sie die Videobildqualität im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.




Tipp

Sie können eine Standardeinstellung für dieses Element im Bildschirm [Benutzereinstellungen] auf der Registerkarte [Qualität] festlegen.

Ausführliche Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Konfigurieren der Bildqualitätseinstellungen“ (Seite 29).

[Externes Medium]

Wenn Sie Daten gleichzeitig auf einem externen Datenträger und auf der internen Festplatte des Geräts speichern möchten, legen Sie mit diesen Einstellungen das Speicherziel für aufgezeichnete Daten fest. Wählen Sie das Speicherziel in den eingeblendeten Bildschirmen aus und drücken Sie die ENTER-Taste. Wenn Sie nicht gleichzeitig auf einem externen Datenträger aufnehmen möchten, wählen Sie [Nicht angegeben] aus. Wenn das Gerät das eingesetzte Speichermedium automatisch erkennen soll, wählen Sie [Autom. Erkenn.] aus.



Tipps

- Wenn der externe Datenträger eingelegt ist und erkannt wird, wird die verbleibende Aufnahmezeit angezeigt.
- Server werden nicht automatisch erkannt.
- Wenn [Autom. Erkenn.] aktiviert wird und mehrere Speichermedien eingesetzt werden, werden Daten in der folgenden Reihenfolge auf den Speichermedien aufgezeichnet: USB1 → DVD.
- Sie können das Speichermedium während einer Aufnahme nicht wechseln, wenn [Autom. Erkenn.] aktiviert ist.

- 5** Um eine Testaufnahme auszuführen, gehen Sie zum Abschnitt „Testaufnahme“ (Seite 56).

Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Fertig] und drücken Sie die ENTER-Taste.

Verwenden einer physischen Tastatur für Patientendaten und Datenspeichereinstellungen

Wenn im Bildschirm [Systemeinstellungen] - [Geräteinstellungen] die Option [Tastaturmodus] auf [Phys. Tastatur] gesetzt ist, können Sie Patientendaten und Datenspeichereinstellungen mit der angeschlossenen Tastatur festlegen.

Wenn der Modus der phys. Tastatur aktiviert ist, haben die folgenden Tasten die folgenden Funktionen:

Taste	Funktion
Tab	Zum nächsten Eingabefeld gehen.
Shift+Tab	Zum vorherigen Eingabefeld gehen.
↑ ↓ (Pfeile)	Optionen auswählen.
← → (Pfeile)	Im eingegebenen Text die Position wechseln.
Enter	Die Einstellung anwenden und den Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] schließen.
Esc	Die Einstellung nicht anwenden und den Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] schließen.

Speichern mehrerer Patienten im Voraus

Sie können Informationen über Eingriffe und Untersuchungen für mehrere Patienten im Voraus speichern. Dann können Sie am Tag der Operation oder Untersuchung den Patienten in der gespeicherten Patientenliste auswählen und Vorbereitungszeit sparen.

Speichern von Patientendaten

Speichern Sie Patientendaten zu Eingriffen und Untersuchungen in der Patientenliste.

- 1 Konfigurieren Sie Patientendaten und Speichereinstellungen für die aufgezeichneten Daten.

Ausführliche Informationen zu Patientendaten und Speichereinstellungen für aufgezeichnete Daten finden Sie unter „Patientendaten und Datenspeichereinstellungen“ (Seite 51).

- 2 Verwenden Sie die Tasten ↑, ↓, ← und → zum Auswählen von [Zur Liste], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Patient wird der Patientenliste hinzugefügt.

- 3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 zum Hinzufügen weiterer Patienten.

Tipp

Sie können bis zu 100 Patienten in der Patientenliste speichern. Wenn Sie 100 überschreiten, werden vorhandene Patientendaten beginnend mit dem ältesten Patienten automatisch überschrieben.

Abrufen von Patientendaten

Rufen Sie Daten von Patienten ab, die im Voraus gespeichert wurden.

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] die Tasten ↑, ↓, ← und → zum Auswählen von [Liste aufrufen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Patientenliste] wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten ↑ und ↓ zum Auswählen des Patienten, dessen Daten zu laden sind, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Das Kontrollkästchen des Patienten ist ausgewählt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] wird angezeigt. Die im Voraus gespeicherten Patientendaten werden im Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] widergespiegelt.

Bearbeiten gespeicherter Patienteneinstellungen

Bearbeiten Sie im Voraus gespeicherte Patientendaten und Speichereinstellungen für aufgezeichnete Daten.

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Liste aufrufen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Patientenliste] wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen des Patienten, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Das Kontrollkästchen des Patienten ist ausgewählt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Ändern], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Patientenliste ändern] wird angezeigt.

- 4 Verwenden Sie nach Abschluss der Bearbeitung der Einstellungen die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Patientenliste] wird wieder angezeigt.

Löschen gespeicherter Patienten in einer Liste

Löschen Sie im Voraus gespeicherte Patienten in der Liste.

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Liste aufrufen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Aufnahme vorbereiten - Eingabe der Pat.- und Arztdata überspringbar

Patientendaten

Patienten-ID

Patient Name

Geschlecht

Geburtsdag / /

Einstellungen speichern

Arzt

Fall

Videoqualität Hoch

Externes Medium DVD (0h 46m)

Fertig

Patientenliste

Liste aufrufen

Zur Liste

Testaufn.

Zurück

Der Bildschirm [Patientenliste] wird angezeigt.

- Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Patienten, dessen Daten zu löschen sind, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Patientenliste

Datum	Patienten-ID	Patient Name	Geschlecht
☒	123454	Patient 6	
☐	123450	Patient 5	
☐	123459	Patient 4	
☐	123458	Patient 3	
☐	123457	Patient 2	
☐	123456	Patient 1	

Ausführen

Ändern

Löschen

Zurück

Das Kontrollkästchen des Patienten ist ausgewählt.

- Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Löschen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Patientenliste

Datum	Patienten-ID	Patient Name	Geschlecht
☒	123454	Patient 6	
☐	123450	Patient 5	
☐	123459	Patient 4	
☐	123458	Patient 3	
☐	123457	Patient 2	
☐	123456	Patient 1	

Ausführen

Ändern

Löschen

Zurück

Der Name des Patienten wird gelöscht.

Testaufnahme

Prüfen Sie, ob die Bilder korrekt aufgenommen werden. Bei einer Testaufnahme werden fünf Sekunden lang Bilder aufgenommen und dann automatisch wiedergegeben.

- Verwenden Sie im Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Testaufn.], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Aufnahme vorbereiten - Eingabe der Pat.- und Arztdata überspringbar

Patientendaten

Patienten-ID

Patient Name

Geschlecht

Geburtsdag / /

Einstellungen speichern

Arzt

Fall

Videoqualität Hoch

Externes Medium DVD (0h 46m)

Fertig

Patientenliste

Liste aufrufen

Zur Liste

Testaufn.

Zurück

Die folgende Meldung wird eingeblendet.

- Verwenden Sie die Tasten **←** und **→** zum Auswählen von [Ja], und drücken Sie die ENTER-Taste.

? Testaufnahme starten ?

Ja

Nein

Die Aufnahme wird gestartet, und der folgende Bildschirm wird während der Testaufnahme eingeblendet.

Testaufnahme wird durchgeführt.

■ ■ ■ ■ ■

Nachdem fünf Sekunden lang Bilder aufgenommen wurden, wird die Wiedergabe automatisch gestartet. Nach Beendigung der Testaufnahme wird der Bildschirm [Aufnahme vorbereiten] wieder angezeigt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Fertig], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Aufnahme vorbereiten - Eingabe der Pat.- und Arztdaten überspringbar

Patientendaten Patienten-ID Patient Name Geschlecht Geburtstag / /	Fertig Patientenliste Liste aufrufen Zur Liste
Einstellungen speichern Arzt Fall Videoqualität Hoch Externes Medium DVD (0h 46m)	Testaufn. Zurück

Der Bildschirm [MENÜ] wird wieder angezeigt.

Bildsuche

Sie können nach aufgezeichneten und auf der internen Festplatte des Geräts gespeicherten Daten suchen.

Angabe der Suchbedingungen

Suchen Sie nach aufgezeichneten Daten durch die Angabe von Bedingungen wie Patientenkenntung und Aufnahmedatum.

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste.

Der Bildschirm [MENÜ] wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Aufnahmeliste] und drücken Sie die ENTER-Taste.

MENÜ 09/11/2014 17:56:38

Aufnahme vorbereiten	Eingabe
Aufnahme beenden	DVD Restzeit: 0h 46m
Aufnahmeliste	USB 1 Restzeit: 0h 29m
Einstellungen	SERVER
	Drucker Fehler
Frühere Aufzeichnungen	

Der Bildschirm [Aufnahmeliste] wird angezeigt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Suchen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Aufnahmeliste (16/16)

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status	
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27 27MB		
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26 26MB		
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13 14MB		
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19 20MB		
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23 23MB		
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28 29MB		
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17 17MB		
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15 16MB		

Suchen

Sortieren

Bilderliste

Ausführen

Alle wählen

Alle löschen

Zurück

Der Bildschirm [Suchen] wird angezeigt.

4 Legen Sie die Suchbedingungen fest.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Texteingabebildschirm für dieses Element anzuzeigen.

Suchen

Patienten-ID Start

Patient Name

Arzt Löschen

Aufnahme datum / / 20 Zurück

~ / / 20

Status

[Patienten-ID]

Geben Sie eine Kennnummer für den Patienten mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Patient Name]

Geben Sie den Namen des Patienten mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Arzt]

Wählen Sie den Namen des Arztes, der den chirurgischen Eingriff bzw. die Untersuchung ausführt, im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Arzt

Abbrechen

Doctor 1

Doctor 2

Doctor 3

Doctor 4

[Aufnahmedatum]

Wählen Sie das Jahr, den Monat und den Tag der Aufnahme der Bilder in den eingeblendeten Bildschirmen aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Jahr Start

Abbrechen

00

01

02

03

[Status]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob die aufgezeichneten Daten auf externen Datenträgern gespeichert wurden, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Status

Abbrechen

Nicht auf Medium ges

Auf Medium gesp.

Tipp

Wählen Sie [Löschen] aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um alle angegebenen Suchbedingungen zu löschen.

5 Verwenden Sie nach Angabe der Suchbedingungen die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Start], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Dann wird nach aufgezeichneten Daten gesucht, die die angegebenen Bedingungen erfüllen, und die Ergebnisse werden angezeigt.

Aufnahmeliste (16/16)

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27	27MB
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26	26MB
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13	14MB
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19	20MB
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23	23MB
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28	29MB
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17	17MB
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15	16MB

Suchen

Sortieren

Bilderliste

Ausführen

Alle wähl.

Alle lösch

Zurück

Status der aufgezeichneten Daten

Je nach dem Status der aufgezeichneten Daten werden die folgenden Symbole angezeigt.

Status	Beschreibung	Symbol
Nicht auf externen Datenträgern gespeichert	Die aufgezeichneten Daten wurden nicht auf externen Datenträgern gespeichert. Nach Abschluss der Speicherung wird das Symbol ausgeblendet.	
Geschützt	Die aufgezeichneten Daten sind geschützt und können nicht gelöscht werden. Nach Aufheben des Löschschutzes wird das Symbol ausgeblendet.	

Anzeigen von Miniaturbildern aufgezeichneter Daten

Sie können Miniaturbilder aufgezeichneter Daten in einer Bildliste anzeigen.


- 1 Wählen Sie [Bilderliste] für den Funktionsfeld im Bildschirm [Aufnahmeliste].
- 2 Verwenden Sie im Bildschirm [Aufnahmeliste] die Tasten  und  zum Auswählen der aufgezeichneten Daten, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Aufnahmeliste (16/16)				
Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status	
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27 27MB		Suchen Sortieren Bilderliste Ausführen Alle wähl. Alle lösch Zurück
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26 26MB		
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13 14MB		
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19 20MB		
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23 23MB		
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28 29MB		
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17 17MB		
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15 16MB		

Der Bildschirm [Bilderliste] wird eingeblendet, und Miniaturbilder der aufgezeichneten Daten werden angezeigt.


Bilderliste	
Aufnahmedatum: 09/11/2014 13:55:52 Patienten-ID: U1151546	
	Anzeige Video 
	Aufn-info
	Funktion Kopieren 
	Ausführen
	Alle wähl.
	Alle lösch
	Zurück

- 3 Um zwischen Miniaturvideo- und Miniaturstandbildansicht zu wechseln, verwenden Sie die Tasten , ,  und  zum Auswählen von Feld [Anzeige], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Anzeige] wird angezeigt.

- 4 Verwenden Sie die Tasten  und  zum Auswählen von [Video], [Standbild] oder [Alle] und drücken Sie die ENTER-Taste.



Die Anzeige ändert sich.



Tipps

- Wenn [Video] ausgewählt wird, werden die Miniaturbilder nach Titel oder Abschnitt angezeigt, je nach der Einstellung [Anzeige der Bilder] auf der Registerkarte [Allgemein 2] im Bildschirm [Systemeinstellungen] – [Funktionseinstellungen].
- Im Miniaturansichtsbildschirm können Sie auch aufgezeichnete Daten auswählen, die gedruckt oder auf externe Datenträger kopiert werden sollen.

Ausführliche Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter „Verarbeitung aufgezeichneter Daten“ (Seite 62).


Wiedergabe mithilfe der Suchergebnisliste

- 1 Wählen Sie [Bilderliste] für den Funktionsfeld im Bildschirm [Aufnahmeliste].
- 2 Um einen ganzen Satz aufgezeichneter Daten wiederzugeben, verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓**, um die aufgezeichneten Daten, die Sie wiedergeben möchten, im Bildschirm [Aufnahmeliste], auszuwählen, und drücken Sie die **▶ PLAY**-Taste.

Aufnahmeliste (16/16)

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 12:42:05	U1173401	00:01:04 64MB	
09/11/2014 12:41:27	U1178125	00:00:20 21MB	
09/11/2014 12:40:37	U1162533	00:00:16 16MB	
09/11/2014 12:33:04	U1195357	00:00:11 11MB	
09/11/2014 12:32:23	U1137521	00:00:18 19MB	
09/11/2014 12:31:48	U1190633	00:00:08 8668KB	
09/11/2014 12:31:07	U1104607	00:00:13 14MB	
09/10/2014 16:11:59	U1004659	00:00:32 62MB	

Suchen
Sortieren
Bilderliste
Ausführen
Alle wähl.
Alle lösch
Zurück




- 3 Um Daten abschnittsweise wiederzugeben, wählen Sie die aufgezeichneten Daten, die Sie wiedergeben möchten, aus und drücken die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Bilderliste] wird eingeblendet, und Miniaturbilder der aufgezeichneten Daten werden angezeigt.

Hinweis

Um aufgezeichnete Daten abschnittsweise anzuzeigen, stellen Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] – [Funktionseinstellungen] die Option [Anzeige der Bilder] auf [Kapitel] ein.

- 4 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen des aufgenommenen Bildes, das Sie wiedergeben möchten.



- 5 Drücken Sie die **▶ PLAY**-Taste.

Die aufgezeichneten Daten, die hervorgehoben sind, werden wiedergegeben.

Hinweis

Es werden nur die hervorgehobenen aufgezeichneten Daten wiedergegeben.

Sortieren der Liste aufgezeichneter Daten

Sie können die Liste aufgezeichneter Daten nach Aufnahmedatum, Patientennummer, Patientennamen, Größe oder Speicherstatus sortieren.

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Aufnahmeliste] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Sortieren], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Aufnahmeliste (16/16)

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 12:42:05	U1173401	00:01:04 64MB	
09/11/2014 12:41:27	U1178125	00:00:20 21MB	
09/11/2014 12:40:37	U1162533	00:00:16 16MB	
09/11/2014 12:33:04	U1195357	00:00:11 11MB	
09/11/2014 12:32:23	U1137521	00:00:18 19MB	
09/11/2014 12:31:48	U1190633	00:00:08 8668KB	
09/11/2014 12:31:07	U1104607	00:00:13 14MB	
09/10/2014 16:11:59	U1004659	00:00:32 62MB	

Suchen
Sortieren
Bilderliste
Ausführen
Alle wähl.
Alle lösch
Zurück

Der Bildschirm [Sortieren] wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Feldes [Element], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Element] wird angezeigt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen einer Kategorie, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Sortieren] wird wieder angezeigt.

- 4 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Feldes [Reihenfolge], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Reihenfolge] wird angezeigt.

- 5 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Absteigend] oder [Aufsteigend] und drücken Sie die ENTER-Taste.

Je nach der ausgewählten Kategorie haben „Absteigend“ und „Aufsteigend“ folgende Bedeutung.

Kategorie	Absteigend	Aufsteigend
[Aufnahmedatum]	Neuestes Datum zuerst	Ältestes Datum zuerst
[Patienten-ID]	Alphabetische Reihenfolge → numerische Reihenfolge	Umgekehrte numerische Reihenfolge → umgekehrte alphabetische Reihenfolge
[Patient Name]	Alphabetische Reihenfolge → numerische Reihenfolge	Umgekehrte numerische Reihenfolge → umgekehrte alphabetische Reihenfolge
[Status]	Beginn mit nicht auf externen Datenträgern gespeicherten Daten	Beginn mit auf externen Datenträgern gespeicherten Daten
[Größe]	Größte Datei zuerst	Kleinste Datei zuerst

Der Bildschirm [Sortieren] wird wieder angezeigt.

- 6 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die aufgezeichneten Daten werden gemäß der festgelegten Reihenfolge sortiert.

Verarbeitung aufgezeichneter Daten

Sie können aufgezeichnete und auf der internen Festplatte des Geräts gespeicherte Daten auf folgende Weise verarbeiten:

- Drucken (Seite 62)
- Kopieren auf externe Datenträger (Seite 63)
- Bearbeiten von Patientendaten (Seite 67)
- Schützen aufgezeichneter Daten (Seite 69)
- Löschen aufgezeichneter Daten (Seite 70)
- Anzeigen von Informationen zu aufgezeichneten Daten (Seite 71)

Drucken

Sie können Standbilder zum Drucken im Bildschirm [Aufnahmeliste] auswählen.

Tipp

Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Anzahl der Bilder, die auf den einzelnen Blättern gedruckt werden sollen, und anderer Druckeinstellungen finden Sie unter „Konfigurieren von Druckeinstellungen“ (Seite 33).

- 1 Wählen Sie [Bilderliste] für den Funktionsfeld im Bildschirm [Aufnahmeliste].
- 2 Im den Bildschirm [Aufnahmeliste] an, verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen der aufgezeichneten Daten, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Ausführliche Informationen zum Anzeigen des Bildschirms [Aufnahmeliste] finden Sie unter „Bildsuche“ (Seite 57).

Aufnahmeliste (16/16)

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27 27MB	
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26 26MB	
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13 14MB	
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19 20MB	
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23 23MB	
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28 29MB	
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17 17MB	
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15 16MB	

Suchen

Sortieren

Bilderliste

Ausführen

Alle wählen

Alle löschen

Zurück

Der Bildschirm [Bilderliste] wird angezeigt.

- 3 Wenn Miniaturbilder von Videodaten angezeigt werden, wechseln Sie zur Anzeige von Standbildern.

Ausführliche Informationen zum Wechseln der Anzeige finden Sie unter „Anzeigen von Miniaturbildern aufgezeichneter Daten“ (Seite 59).

- 4 Wählen Sie die Kontrollkästchen für die aufgezeichneten Daten, die Sie drucken möchten, aus.

Wählen Sie eine Miniaturansicht mithilfe der Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um das Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren.




- 5 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen des Feldes [Funktion], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Funktion] wird angezeigt.

- 6 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen von [Druck], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Bilderliste] wird wieder angezeigt.

- 7 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Druck] wird angezeigt.

- 8 Ändern Sie die Einstellungen, soweit erforderlich.




- 9 Wenn Sie einen Kommentar eingeben möchten, verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Feldes [Kommentar], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Tastatur auf dem Bildschirm wird angezeigt.

- 10 Geben Sie einen Kommentar mit der Tastatur auf dem Bildschirm ein, wählen Sie [OK], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).


Der Druckvorgang beginnt.
Die verbleibende Papiermenge angezeigt.



Tipp

Um den Druckvorgang abubrechen, wählen Sie [Abbrechen] aus und drücken die ENTER-Taste.

- 11 Drücken Sie nach Abschluss des Druckvorgangs die ENTER-Taste, während [Schließen] ausgewählt ist.



Der Bildschirm [Bilderliste] wird wieder angezeigt.

Kopieren auf externe Datenträger

Sie können aufgezeichnete und auf der internen Festplatte des Geräts gespeicherte Daten auf eine DVD, ein USB-Speichergerät oder einen Server kopieren. Aufgezeichnete Daten können über den Bildschirm [Aufnahmeliste] oder [Bilderliste] (Miniaturansicht) kopiert werden.

Tipp

Nur beim HVO-550MD können Daten auf DVDs kopiert werden.

Auswählen von Daten zum Kopieren im Bildschirm [Aufnahmeliste]

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie aufgezeichnete Daten im Bildschirm [Aufnahmeliste] zum Kopieren auf externe Datenträger auswählen. Sie können mit dieser Methode Videos, Standbilder oder beides kopieren.

Tipps

- Wenn das Netzkabel herausgezogen wird, bevor die Daten vollständig geschrieben wurden, kann die Gültigkeit der geschriebenen Daten nicht garantiert werden.
- Beim Aufzeichnen auf externen Medien kann das Medium bis zu dreimal für ein einzelnes Stück aufgezeichneter Daten gewechselt werden. Wenn dieser Höchstwert überschritten wird, wird die Meldung „Media Limitüberschreitung“ auf dem Bildschirm [Kopieren] eingeblendet.

- 1 Wenn Sie auf eine DVD oder ein USB-Speichergerät kopieren, legen/stecken Sie den Datenträger in das Gerät ein.
- 2 Zeigen Sie den Bildschirm [Aufnahmeliste] an, verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen des Operationsfeldes, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Ausführliche Informationen zum Anzeigen des Bildschirms [Aufnahmeliste] finden Sie unter „Bildsuche“ (Seite 57).

Aufnahmeliste (16/16)

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 12:42:05	U1173401	00:01:04 64MB	
09/11/2014 12:41:27	U1178125	00:00:20 21MB	
09/11/2014 12:40:37	U1162533	00:00:16 16MB	
09/11/2014 12:33:04	U1195357	00:00:11 11MB	
09/11/2014 12:32:23	U1137521	00:00:18 19MB	
09/11/2014 12:31:48	U1190633	00:00:08 8668KB	
09/11/2014 12:31:07	U1104607	00:00:13 14MB	
09/10/2014 16:11:59	U1004659	00:00:32 62MB	

Suchen
Sortieren
Kopieren
Ausführen
Alle wähl.
Alle lösch
Zurück

Der folgende Bildschirm wird eingeblendet.

- 3 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Kopieren], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Funktion

Der Bildschirm [Aufnahmeliste] wird wieder angezeigt.

- 4 Wählen Sie die Kontrollkästchen für die aufgezeichneten Daten, die Sie kopieren möchten, aus.

Wählen Sie aufgezeichnete Daten mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um das Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Aufnahmeliste (16/16)

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 12:42:05	U1173401	00:01:04 64MB	
09/11/2014 12:41:27	U1178125	00:00:20 21MB	
09/11/2014 12:40:37	U1162533	00:00:16 16MB	
09/11/2014 12:33:04	U1195357	00:00:11 11MB	
09/11/2014 12:32:23	U1137521	00:00:18 19MB	
09/11/2014 12:31:48	U1190633	00:00:08 8668KB	
09/11/2014 12:31:07	U1104607	00:00:13 14MB	
09/10/2014 16:11:59	U1004659	00:00:32 62MB	

Suchen
Sortieren
Kopieren
Ausführen
Alle wähl.
Alle lösch
Zurück

- 5 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Aufnahmeliste (16/16)

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 12:42:05	U1173401	00:01:04 64MB	
09/11/2014 12:41:27	U1178125	00:00:20 21MB	
09/11/2014 12:40:37	U1162533	00:00:16 16MB	
09/11/2014 12:33:04	U1195357	00:00:11 11MB	
09/11/2014 12:32:23	U1137521	00:00:18 19MB	
09/11/2014 12:31:48	U1190633	00:00:08 8668KB	
09/11/2014 12:31:07	U1104607	00:00:13 14MB	
09/10/2014 16:11:59	U1004659	00:00:32 62MB	

Suchen
Sortieren
Kopieren
Ausführen
Alle wähl.
Alle lösch
Zurück

Der Bildschirm [Kopieren] wird angezeigt.

- 6 Konfigurieren Sie Speichereinstellungen für die aufgezeichneten Daten.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.


Kopieren

Externes Medium **USB 1**

Dateiserver


[Externes Medium]

Wählen Sie das Speicherziel aus und drücken Sie die ENTER-Taste.




[Dateiserver]


Wenn [SERVER] als externes Speicherziel ausgewählt ist, wählen Sie einen Dateiserver aus (den für jeden einzelnen Arzt konfigurierten Server), und drücken Sie die Taste ENTER.



- 7 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Vorgang des Kopierens aufgezeichneter Daten wird gestartet.



Tipp

Um den Kopiervorgang abubrechen, wählen Sie [Abbrechen] aus und drücken die ENTER-Taste.

- 8 Wählen Sie [Schließen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Aufnahmeliste] wird wieder angezeigt.

Auswählen von Daten zum Kopieren im Bildschirm [Bilderliste] (Miniaturansicht)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Miniaturbilder aufgezeichneter Daten im Bildschirm [Bilderliste] zum Kopieren auf externe Datenträger auswählen. Sie können mit dieser Methode Videos oder Standbilder kopieren.

- 1 Wenn Sie auf eine DVD oder ein USB-Speichergerät kopieren, legen/stecken Sie den Datenträger in das Gerät ein.
- 2 Wählen Sie [Bilderliste] für den Funktionsfeld im Bildschirm [Aufnahmeliste].
- 3 Im Sie den Bildschirm [Aufnahmeliste] an, verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen der aufgezeichneten Daten, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Ausführliche Informationen zum Anzeigen des Bildschirms [Aufnahmeliste] finden Sie unter „Bildsuche“ (Seite 57).

Aufnahmeliste (16/16)				
Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status	
09/11/2014 12:42:05	U1173401	00:01:04 64MB		
09/11/2014 12:41:27	U1178125	00:00:20 21MB		
09/11/2014 12:40:37	U1162533	00:00:16 16MB		
09/11/2014 12:33:04	U1195357	00:00:11 11MB		
09/11/2014 12:32:23	U1137521	00:00:18 19MB		
09/11/2014 12:31:48	U1190633	00:00:08 8668KB		
09/11/2014 12:31:07	U1104607	00:00:13 14MB		
09/10/2014 16:11:59	U1004659	00:00:32 62MB		

Suchen
Sortieren
Bilderliste
Ausführen
Alle wähl.
Alle lösch
Zurück

Der Bildschirm [Bilderliste] wird angezeigt.

- 4 Wechseln Sie zur Miniaturansicht für Videos, wenn Sie Videodaten kopieren möchten, und wechseln Sie zur Miniaturansicht für Standbilder, wenn Sie Standbilddaten kopieren möchten.

Ausführliche Informationen zum Wechseln der Anzeige finden Sie unter „Anzeigen von Miniaturbildern aufgezeichneter Daten“ (Seite 59).

- 5 Wählen Sie die Kontrollkästchen für die aufgezeichneten Daten, die Sie kopieren möchten, aus.

Wählen Sie eine Miniaturansicht mithilfe der Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um das Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Beispiel: Bildschirm für die Anzeige von Standbildern




- 6 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen des Feldes [Funktion], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Funktion] wird angezeigt.

- 7 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen von [Kopieren], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Bilderliste] wird wieder angezeigt.


- 8 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Kopieren] wird angezeigt.


- 9 Konfigurieren Sie Speichereinstellungen für die aufgezeichneten Daten.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.




[Externes Medium]

Wählen Sie das Speicherziel aus und drücken Sie die ENTER-Taste.



[Dateiserver]


Wenn [SERVER] als externes Speicherziel ausgewählt ist, wählen Sie einen Dateiserver aus (den für jeden einzelnen Arzt konfigurierten Server), und drücken Sie die Taste ENTER.



- 10 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Vorgang des Kopierens aufgezeichneter Daten wird gestartet.



Tipp

Um den Kopiervorgang abbrechen, wählen Sie [Abbrechen] aus und drücken die ENTER-Taste.

- 11 Verwenden Sie die Taste $\downarrow$ zum Auswählen von [Schließen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Bilderliste] wird wieder angezeigt.

Bearbeiten von Patientendaten

Sie können die Kennung, den Namen und andere Patientendaten bearbeiten, die aufgezeichneten Daten hinzugefügt, aber noch nicht konfiguriert wurden.

Hinweis


Wenn im Bildschirm [Systemeinstellungen] - [Funktionseinstellungen] auf der Registerkarte [Allgemein 1] [Patientendaten ändern] auf [Nicht verw.] gesetzt wird, können Sie nur Patientendaten bearbeiten, die noch nicht eingegeben wurden. Von einem Benutzer eingegebene Patientendaten können nicht bearbeitet werden.

- 1 Zeigen Sie den Bildschirm [Aufnahmeliste] an, verwenden Sie die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen des Operationsfeldes, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Aufnahmeliste (16/16)						
Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status		Suchen	
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27 27MB			Sortieren	
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26 26MB				
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13 14MB			Bilderliste	
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19 20MB			Ausführen	
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23 23MB			Alle wähl.	
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28 29MB			Alle lösch	
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17 17MB				
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15 16MB			Zurück	

Der Bildschirm [Funktion] wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen von [Ändern], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Aufnahmeliste] wird wieder angezeigt.

- 3 Wählen Sie das Kontrollkästchen der aufgezeichneten Daten, für die Sie Patientendaten bearbeiten möchten, aus.

Wählen Sie aufgezeichnete Daten mithilfe der Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um das Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27 27MB	☒
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26 26MB	☐
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13 14MB	☐
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19 20MB	☐
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23 23MB	☐
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28 29MB	☐
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17 17MB	☐
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15 16MB	☐

Tipp

Sie können nur Patientendaten für jeweils einen Satz aufgezeichneter Daten bearbeiten. Wenn mehrere Sätze aufgezeichneter Daten ausgewählt werden, wird die Bearbeitung von Patientendaten deaktiviert.

- 4 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27 27MB	☒
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26 26MB	☐
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13 14MB	☐
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19 20MB	☐
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23 23MB	☐
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28 29MB	☐
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17 17MB	☐
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15 16MB	☐

Der Bildschirm [Ändern] wird angezeigt.

- 5 Bearbeiten Sie die einzelnen Elemente, sofern notwendig.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.

Ändern

Patientendaten

Patienten-ID

Patient Name

Geschlecht

Geburtsdag

Ausführen

Zurück

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Elementen finden Sie unter „Patientendaten und Datenspeichereinstellungen“ (Seite 51).

- 6 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Ändern

Patientendaten

Patienten-ID

Patient Name

Geschlecht

Geburtsdag

Ausführen

Zurück

Die Patientendaten werden geändert und der Bildschirm [Bilderliste] wird wieder angezeigt.

Schützen aufgezeichneter Daten


Sie können Daten vor versehentlichem Löschen schützen. Im Bildschirm [Aufnahmeliste] können Sie aufgezeichnete Daten schützen oder den Schutz von geschützten Daten entfernen.

Auswählen von Daten zum Schützen im Bildschirm [Aufnahmeliste]

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie aufgezeichnete Daten im Bildschirm [Aufnahmeliste] (Aufnahmeliste) zum Schützen auswählen. Mit dieser Methode werden Videos und Standbilder geschützt.


- 1 Zeigen Sie den Bildschirm [Aufnahmeliste] an, verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen des Operationsfeldes, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Ausführliche Informationen zum Anzeigen des Bildschirms [Aufnahmeliste] finden Sie unter „Bildsuche“ (Seite 57).



Der folgende Bildschirm wird eingeblendet.


- 2 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Schützen], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Aufnahmeliste] wird wieder angezeigt.

- 3 Wählen Sie die Kontrollkästchen für die aufgezeichneten Daten, die Sie schützen möchten, aus.


Wählen Sie aufgezeichnete Daten mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um das Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren.



- 4 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Die aufgezeichneten Daten sind geschützt, und das Symbol  wird eingeblendet.



Das Symbol  wird für aufgezeichnete Daten angezeigt, die geschützt sind.

Entfernen des Schutzes

Wählen Sie [Freigeben] in Schritt 2 des vorherigen Verfahrens aus und drücken Sie die ENTER-Taste. Führen Sie die restlichen Arbeitsschritte wie beschrieben aus.

Löschen aufgezeichneter Daten

Sie können für bestimmte chirurgische Eingriffe oder Untersuchungen aufgezeichnete und auf der internen Festplatte des Geräts gespeicherte Daten löschen. Aufgezeichnete Daten können im Bildschirm [Aufnahmeliste] gelöscht werden.

Hinweis

Aufgezeichnete Daten, die gelöscht werden, können nicht wiederhergestellt werden.

Auswählen von Daten zum Löschen im Bildschirm [Aufnahmeliste]

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie aufgezeichnete Daten im Bildschirm [Aufnahmeliste] zum Löschen auswählen.


- 1 Zeigen Sie den Bildschirm [Aufnahmeliste] an, verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen des Operationsfeldes, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Ausführliche Informationen zum Anzeigen des Bildschirms [Aufnahmeliste] finden Sie unter „Bildsuche“ (Seite 57).

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27 27MB	🔒
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26 26MB	🔒
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13 14MB	🔒
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19 20MB	🔒
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23 23MB	🔒
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28 29MB	🔒
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17 17MB	🔒
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15 16MB	🔒

Der folgende Bildschirm wird eingeblendet.

- 2 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Löschen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Aufnahmeliste] wird wieder angezeigt.

- 3 Wählen Sie die Kontrollkästchen für die aufgezeichneten Daten, die Sie löschen möchten, aus.

Wählen Sie aufgezeichnete Daten mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um das Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren.


Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27 27MB	🔒
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26 26MB	🔒
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13 14MB	🔒
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19 20MB	🔒
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23 23MB	🔒
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28 29MB	🔒
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17 17MB	🔒
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15 16MB	🔒

- 4 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Ausführen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Aufz.-Datum	Patient (ID, Name)	Größe	Status
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27 27MB	🔒
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26 26MB	🔒
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13 14MB	🔒
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19 20MB	🔒
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23 23MB	🔒
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28 29MB	🔒
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17 17MB	🔒
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15 16MB	🔒

Eine Bestätigungsnachricht wird eingeblendet.

- 5 Wählen Sie mit den Tasten **←** und **→** die Option [Ja] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Nach der vollständigen Löschung der aufgezeichneten Daten wird eine Benachrichtigung angezeigt. Um zum Bildschirm [Aufnahmeliste] zurückzukehren, drücken Sie die ENTER-Taste.

Anzeigen von Informationen zu aufgezeichneten Daten

Sie können Informationen zu aufgezeichneten und auf der internen Festplatte des Geräts gespeicherten Daten anzeigen.


- 1 Wählen Sie [Bilderliste] für den Funktionsfeld im Bildschirm [Aufnahmeliste].
- 2 Im Bildschirm [Aufnahmeliste], verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen der aufgezeichneten Daten, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Ausführliche Informationen zum Anzeigen des Bildschirms [Aufnahmeliste] finden Sie unter „Bildsuche“ (Seite 57).

Aufz.-Datum	Patient (ID Name)	Größe	Status
09/11/2014 13:55:52	U1151546	00:00:27 27MB	
09/11/2014 13:49:41	U1195339	00:00:26 26MB	
09/11/2014 13:44:34	U1135934	00:00:13 14MB	
09/11/2014 13:43:20	U1117113	00:00:19 20MB	
09/11/2014 13:33:33	U1114026	00:00:23 23MB	
09/11/2014 13:25:31	U1167126	00:00:28 29MB	
09/11/2014 13:02:12	U1154609	00:00:17 17MB	
09/11/2014 13:00:44	U1146837	00:00:15 16MB	

Der Bildschirm [Bilderliste] wird angezeigt.

- 3 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ die Option [Aufn-info] aus und drücken Sie die Taste ENTER.



Es werden Informationen zur Aufzeichnung von Daten angezeigt.

Aufn-info

Patienten-ID: U1151546

Patient Name

Geschlecht: Unbekannt

Geburtsdag

Arzt

Fall

Aufnahmedatum: 09/11/2014 13:55:52

Status: Auf Medium gesp.

Größe: 27MB, 00:00:27

Zurück

Überblick

Sie können die anfänglichen Konfigurationen für verschiedene Einstellungen im Bildschirm [Systemeinstellungen] festlegen.

Konfigurationen im Bildschirm [Systemeinstellungen] müssen vom Systemverwalter ausgeführt werden.


- Spracheinstellungen (Seite 73)
Stellen Sie die Anzeigesprache und das Datumsformat ein.
- Datums- und Uhrzeiteinstellungen (Seite 74)
Stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.
- Funktionseinstellungen (Seite 77)
Legen Sie die Anfangseinstellungen in Bezug auf Aufnahmen fest.
- Geräteeinstellungen (Seite 85)
Legen Sie die Anfangseinstellungen für externe Geräte fest.
- Passworteinstellungen (Seite 92)
Speichern oder bearbeiten Sie das Passwort für die Systemeinstellungen.
- Netzwerkeinstellungen (Seite 93)
Legen Sie die Anfangseinstellungen in Bezug auf das Netzwerk und den Server fest.
- Anfängliche Benutzereinstellungen (Seite 97)
Legen Sie die Anfangseinstellungen in Bezug auf die Aufnahmequalität und Speichermedien fest.
- Bearbeiten der Ärzteliste (Seite 101)
Geben Sie Informationen zu den Ärzten, die die chirurgischen Eingriffe und Untersuchungen ausführen, ein und bearbeiten Sie sie.
- Bearbeiten der Eingriffsliste (Seite 105)
Speichern oder bearbeiten Sie Einträge für chirurgische Eingriffe und Untersuchungen.
- Einstellungen zum automatischen Löschen (Seite 109)
Konfigurieren Sie Einstellungen in Bezug auf die Funktion zum automatischen Löschen.

Anzeigen des Bildschirms [Systemeinstellungen]

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste.


Der Bildschirm [MENÜ] wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen von [Einstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Einstellungen] wird angezeigt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Systemeinstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Tipp

Wenn der Passwortschutz aktiviert ist, wird ein Bildschirm zur Eingabe des Passworts angezeigt.


Eine Bestätigungsnachricht wird eingeblendet.

- 4 Drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird angezeigt.

- 5 Verwenden Sie die Tasten ↑, ↓, ← und → zum Auswählen der Einstellungen, die Sie festlegen möchten, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Einstellungsbildschirm für das ausgewählte Element wird eingeblendet.
Die Seriennummer des Geräts und die aktuelle Softwareversion werden links unten eingeblendet.


Informationen zur Option [Service-Menü]

Die Option [Service-Menü] ist dem Kundendienstpersonal vorbehalten.
Sie kann nicht von anderen Benutzern verwendet werden.

Spracheinstellungen


Stellen Sie die Anzeigesprache und das Datumsformat ein.

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten ↑, ↓, ← und → zum Auswählen von [Sprache], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Sprache] wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten ↑ und ↓ zum Auswählen des Feldes [Sprache], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Sprache] wird angezeigt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten ↑ und ↓ zum Auswählen der Anzeigesprache, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Sprache] wird wieder angezeigt.

- 4 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen des Feldes [Datumsformat], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Datumsformat] wird angezeigt.

- 5 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen des Datumsformats, und drücken Sie die ENTER-Taste.

[JJJJ/MM/TT]

Anzeige des Datums in Jahr/Monat/Tag.

[MM/TT/JJJJ]

Anzeige des Datums in Monat/Tag/Jahr.

[TT/MM/JJJJ]

Anzeige des Datums in Tag/Monat/Jahr.

Der Bildschirm [Sprache] wird wieder angezeigt.

- 6 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.

Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Datum/Uhrzeit], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Datum/Uhrzeit] wird angezeigt.

- 2 Stellen Sie das Datum ein.

- ① Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen des Feldes für das Jahr (die letzten 2 Ziffern), und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Jahr (letzte 2 Ziffern)] wird eingeblendet.

- ② Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen der letzten 2 Ziffern des Jahres, und drücken Sie die ENTER-Taste.

- ③ Stellen Sie den Monat und den Tag auf die gleiche Weise ein.

- 3 Stellen Sie die Uhrzeit auf die gleiche Weise ein.

- 4 Legen Sie die Zeitzone und Sommerzeiteinstellungen fest.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.

[Zeitzone]

Wählen Sie eine Zeitzone im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Für die einzelnen Zeitzonen wird nur der Unterschied zur westeuropäischen Zeit (GMT – Greenwich Mean Time) angezeigt. Ausführliche Informationen zu Zeitzonen finden Sie unter „Liste der Zeitzonen“ (Seite 75).

[Sommerzeit verwenden]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob die Sommerzeit (DST – Daylight Saving Time) verwendet werden soll, und drücken Sie die ENTER-Taste.

- 5 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.

Liste der Zeitzonen

Zeitzone		DST
GMT-12:00	Internationale Datumslinie – West	
GMT-11:00	Midway-Inseln	
GMT-10:00	Hawaii	
GMT-09:00	Alaska	○
GMT-08:00	Tijuana, Niederkalifornien (Mexiko)	○
GMT-08:00	Pazifik (USA, Kanada)	○
GMT-07:00	Arizona	
GMT-07:00	Chihuahua, La Paz, Mazatlan – alt	○
GMT-07:00	Chihuahua, La Paz, Mazatlan – neu	○
GMT-07:00	Mountain (USA, Kanada)	○
GMT-06:00	Guadalajara, Mexiko Stadt, Monterrey – alt	○
GMT-06:00	Guadalajara, Mexiko Stadt, Monterrey – neu	○
GMT-06:00	Saskatchewan	
GMT-06:00	Mittelamerika	
GMT-06:00	Central (USA, Kanada)	○
GMT-05:00	Indiana (Ost)	
GMT-05:00	Bogota, Lima, Quito, Rio Branco	
GMT-05:00	Eastern (USA, Kanada)	○
GMT-04:30	Caracas	
GMT-04:00	Santiago	○
GMT-04:00	Manaos	○
GMT-04:00	La Paz	
GMT-04:00	Atlantik (Kanada)	○
GMT-03:30	Neufundland und Labrador	○
GMT-03:00	Grönland	○
GMT-03:00	Georgetown	
GMT-03:00	Buenos Aires	○


Zeitzone		DST
GMT-03:00	Brasilia	○
GMT-03:00	Montevideo	○
GMT-02:00	Mittelatlantik	○
GMT-01:00	Azoren	○
GMT-01:00	Kapverdische Inseln	
GMT	Casablanca	
GMT	Greenwich Mean Time (westeuropäische Zeit): Dublin, Edinburgh, Lissabon, London	○
GMT	Monrovia, Reykjavik	
GMT+01:00	Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien	○
GMT+01:00	Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb	○
GMT+01:00	Brüssel, Kopenhagen, Madrid, Paris	○
GMT+01:00	Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag	○
GMT+01:00	West-Zentralafrika	
GMT+02:00	Athen, Bukarest, Istanbul	○
GMT+02:00	Amman	○
GMT+02:00	Windhuk	○
GMT+02:00	Jerusalem	○
GMT+02:00	Kairo	○
GMT+02:00	Harare, Pretoria	
GMT+02:00	Beirut	○
GMT+02:00	Helsinki, Kiew, Riga, Skopje, Sofia, Tallinn, Vilnius	○
GMT+02:00	Minsk	○
GMT+03:00	Kuwait, Riad	
GMT+03:00	Tiflis	
GMT+03:00	Nairobi	
GMT+03:00	Bagdad	
GMT+03:00	Moskau, St. Petersburg, Wolgograd	○
GMT+03:30	Teheran	○
GMT+04:00	Abu Dhabi, Muscat	
GMT+04:00	Eriwan	○
GMT+04:00	Kaukasus Standardzeit	
GMT+04:00	Baku	○
GMT+04:00	Port Louis	○
GMT+04:30	Kabul	
GMT+05:00	Islamabad, Karatschi	○
GMT+05:00	Jekaterinburg	
GMT+05:00	Taschkent	
GMT+05:30	Sri Jayawardenepura	
GMT+05:30	Chennai, Kolkata, Mumbai, Neu-Delhi	
GMT+05:45	Kathmandu	
GMT+06:00	Astana, Dhaka	

Zeitzone		DST
GMT+06:00	Almaty, Nowosibirsk	○
GMT+06:30	Yangon (Rangun)	
GMT+07:00	Krasnojarsk	○
GMT+07:00	Bangkok, Hanoi, Jakarta	
GMT+08:00	Irkutsk, Ulan Bator	○
GMT+08:00	Kuala Lumpur, Singapur	
GMT+08:00	Perth	○
GMT+08:00	Taipeh	
GMT+08:00	Peking, Chongqing, Hongkong SAR, Urumqi	
GMT+09:00	Seoul	
GMT+09:00	Jakutsk	○
GMT+09:00	Osaka, Sapporo, Tokio	
GMT+09:30	Adelaide	○
GMT+09:30	Darwin	
GMT+10:00	Wladiwostok	○
GMT+10:00	Canberra, Melbourne, Sydney	○
GMT+10:00	Guam, Port Moresby	
GMT+10:00	Brisbane	
GMT+10:00	Hobart	○
GMT+11:00	Magadan, Solomon-Inseln, Neukaledonien	
GMT+12:00	Auckland, Wellington	○
GMT+12:00	Fidschiinseln, Kamtschatka, Marshallinseln	
GMT+13:00	Nuku'alofa, Samoa	

Funktionseinstellungen


Legen Sie die Anfangseinstellungen für Aufnahmen und externe Geräte fest.

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Funktionseinstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Funktionseinstellungen] wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→** zum Auswählen einer Registerkarte, und konfigurieren Sie die Einstellungen, soweit erforderlich.



Ausführliche Informationen zu den einzelnen Registerkarten finden Sie in den folgenden Abschnitten:

„Registerkarte [Allgemein 1]“ (Seite 77)

„Registerkarte [Allgemein 2]“ (Seite 78)

„Registerkarte [Video 1]“ (Seite 82)

„Registerkarte [Video 2]“ (Seite 84)

- 3 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.


Registerkarte [Allgemein 1]

Konfigurieren Sie die anfänglichen Systemeinstellungen.

- 1 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Allgemein 1] auszuwählen.

- 2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.




[KH Name]

Geben Sie den Namen der Einrichtung (bis zu 32 Zeichen) mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).


[Ziffern in Patienten-ID]

Wählen Sie die Anzahl der Ziffern für Patientenkennungen im eingeblendeten Bildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung ist [8]. Es können zwischen 4 und 16 Ziffern verwendet werden.



[Patienten-ID auffüllen]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob an Patienten Kennungen, die weniger Ziffern haben, als festgelegt wurde, Nullen angefügt werden sollen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung ist [Verwenden].



[Feld f. Patientennamen]

Wählen Sie die Anzahl der Anzeigefelder für den Patientennamen im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Wenn Sie [2] oder [3] auswählen, wird das Feld für Patientennamen in Felder für den Vornamen, den 2. Vornamen und den Nachnamen geteilt. Die Standardeinstellung ist [1].

[Patientendaten ändern]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob Änderungen bei den Patientendaten jederzeit zulässig sein sollen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].

- 3** Verwenden Sie zum Konfigurieren von Einstellungen auf anderen Registerkarten die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→**, um eine Registerkarte auszuwählen.

Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration im Bildschirm [Funktionseinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Konfigurationen zu speichern.


Registerkarte [Allgemein 2]

Konfigurieren Sie die anfänglichen Systemeinstellungen.

- 1** Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Allgemein 2] auszuwählen.

- 2** Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.




[Tasten sperren]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob eine Bedienung des Geräts über die Tasten an der Vorderseite verhindert werden soll, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].


Tip

Die Tastensperrfunktion gilt nicht für die Tasten MENU, **↑**, **↓**, **←**, **→**, BACK und ENTER sowie den **⏻** (Ein/Standby)-Schalter.



[Benutzerdef. Tasten]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm die Funktion aus, die der Taste CUSTOM zugeordnet werden soll, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung lautet [Erfassen].




Folgende Funktionen können zugewiesen werden:

Zuweisbare Funktion	Beschreibung
Standbild EIN	Die Videowiedergabe wird an einer beliebigen Stelle angehalten.
Erfassen	Standbilder erfassen.
Ton EIN/AUS	Stummschaltung deaktivieren oder aktivieren.
Eingangssignalwahl	Eingangssignal wechseln. Mit jedem Drücken wird das Eingangssignal wie folgt gewechselt: DVI-D → HDMI → VIDEO → S VIDEO.
Aufnahme vorbereiten	Anzeige des Bildschirms [Aufnahme vorbereiten].
Aufnahmeliste	Anzeige des Bildschirms [Aufnahmeliste].
Statusanzeige EIN/AUS	Zum Ein- oder Ausblenden der Statusanzeige.
Patientenliste anzeigen	Anzeigen der Patientenliste.
Zu Patientenliste hinzufügen	Patienten zur Patientenliste hinzufügen.
Kapitel einst.	Zum Einstellen eines Kapitels.
Testaufn.	Zum Ausführen einer Testaufnahme.

[Status zeigen]

Wählen Sie aus, ob verschiedene Statusinformationen angezeigt werden sollen.




[Erweitert]-Taste wird eingeblendet, wenn Sie [Verwenden] auswählen.

Ausführliche Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Konfigurieren erweiterter Statusanzeigeeinstellungen“ (Seite 80).

[Logo anzeigen]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob ein Logo im Bildschirm [MENÜ] angezeigt werden soll, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].




Wenn Sie [Verwenden] auswählen, achten Sie darauf, das Logo zu importieren.

Ausführliche Informationen zum Importieren finden Sie unter „Importieren eines Logos“ (Seite 81).


[Anzeige der Bilder]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob Miniaturbilder von Videos im Bildschirm [Bilderliste] nach Titeln oder Abschnitten angezeigt werden sollen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung lautet [Titel].



[Wiederherstellen]


Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob Sie zu der Aktion zurückkehren möchten, die vor dem Ausführen einer Wiederherstellung ausgeführt wurde, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung ist [Verwenden].



Wiederherstellung aufgezeichneter Daten ist die einzige Aktion, die ausgeführt wird, wenn [Nicht verw.] ausgewählt ist.

[Autom Auswurf DVD] (nur HVO-550MD)

Wählen Sie im eingblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob volle DVDs automatisch ausgeworfen werden sollen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].



- Verwenden Sie zum Konfigurieren von Einstellungen auf anderen Registerkarten die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→**, um eine Registerkarte auszuwählen.


Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration im Bildschirm [Funktionseinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Konfigurationen zu speichern.

Konfigurieren erweiterter Statusanzeigeeinstellungen

Wählen Sie individuell aus, ob die einzelnen Status angezeigt werden sollen.

- Wählen Sie mit den Tasten **←** und **→** die Option [Erweitert] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.


[Erweitert] wird eingblendet, wenn [Status zeigen] auf [Verwenden] gesetzt ist.



Der Bildschirm [Erweitert] wird angezeigt.

- Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.


Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Aufn.-status einblenden]

Wählen Sie im eingblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob Statusinformationen bei der Aufnahme angezeigt werden sollen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Wenn Sie [Verwenden] auswählen, werden der Aufzeichnungsstatus, der Status der Datenübertragung zum Datenträger und andere Statusinformationen auf den Aufzeichnungsvideos angezeigt, die Sie ausgeben. Wenn der Datenträgerstatus grün ist, werden Daten geschrieben. Wenn er orange ist, ist ein Fehler aufgetreten.


Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].



[Wiedergabestatus anz.]


Wählen Sie im eingblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob Statusinformationen bei der Wiedergabe angezeigt werden sollen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Wenn Sie [Verwenden] auswählen, werden Patientendaten und andere Informationen auf den Wiedergabebildern von Videoausgaben angezeigt. Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].



[Passivstatus zeigen]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob Passivstatusinformationen angezeigt werden sollen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Wenn Sie [Verwenden] auswählen, werden Druckvorgangs- und andere Statusinformationen angezeigt, während das Gerät inaktiv ist (d. h., wenn die Aufnahme oder Wiedergabe beendet ist). Grün zeigt an, dass gedruckt wird, und Orange zeigt Fehler an. Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].



Tipp

Wenn [Aufn.-status einblenden] oder [Passivstatus zeigen] auf [Verwenden] und [E/A-Timing] auf [Durchgang] eingestellt ist, werden die Statusinformationen nicht angezeigt. Außerdem werden Statusinformationen nicht aktualisiert, wenn die Funktion „Auto Live“ verwendet wird.

Importieren eines Logos


Importieren Sie die Logodatei, die Sie anzeigen möchten.

Ausführliche Informationen zum Erstellen einer Logodatei finden Sie unter „Erstellen einer Logodatei“ (Seite 81).

- 1 Kopieren Sie die Logodatei auf ein USB-Speichergerät und stecken Sie das Gerät in einen USB1-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ die Option [Importieren] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die folgende Meldung wird eingeblendet.

- 3 Wählen Sie [OK] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.



Nach dem Import der Logodatei wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Erstellen einer Logodatei

Erstellen Sie zum Anzeigen eines Logos eine Logodatei, die in das Gerät importiert werden kann, und kopieren Sie sie auf ein USB-Speichergerät.

- 1 Erstellen Sie die Logodatei.

Die Logodatei muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

Dateiformat: 24-Bit-Bitmap

Dateiname: MenuLogo.bmp

Größe: 43 (Höhe) × 400 (Breite) Pixel

Hintergrund: RGB (102, 102, 102) grau

- 2 Kopieren Sie die Logodatei auf ein USB-Speichergerät.

Erstellen Sie im obersten Verzeichnis des USB-Speichergeräts einen Ordner mit dem folgenden Namen, und kopieren Sie die Logodatei.
Name des Ordners: DisplayLogo

Konfigurieren erweiterter Bilderlisteneinstellungen

Legen Sie den Auswahlstatus von aufgezeichneten Daten fest, wenn Sie Kopier- oder Druckaufträge über den Bildschirm [Bilderliste] ausführen.


- 1 Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ die Option [Erweitert] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Erweitert] wird angezeigt.

2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.


Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Kopieren]

Wählen Sie den Auswahlstatus von aufgezeichneten Daten aus, wenn Sie [Kopieren] für Feld [Funktion] festlegen.


Die Standardeinstellung ist [Alle abwählen].



[Druck]

Wählen Sie den Auswahlstatus von aufgezeichneten Daten aus, wenn Sie [Druck] für Feld [Funktion] festlegen.

Die Standardeinstellung ist [Alle abwählen].




Registerkarte [Video 1]

Konfigurieren Sie Aufnahmeeinstellungen.

- 1 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Video 1] auszuwählen.

2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.


Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Region]

Wählen Sie [NTSC] oder [PAL] im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung lautet [NTSC].




[E/A-Timing]

Wählen Sie die Eingabe- und Ausgabezeit im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Wählen Sie [Normal], wenn die Signalverarbeitung gewöhnlich unter normalen Umständen ausgeführt werden soll. Bei Auswahl von [Normal] ist die Signalausgabe leicht verzögert. Wählen Sie [Durchgang] für gleichzeitige Eingabe und Ausgabe ohne Signalverarbeitung.


Die Standardeinstellung lautet [Normal].



[Auto Live-Standbild]

Wählen Sie im eingeblendeten Bildschirm die Art des anzuzeigenden Bildes bei Unterbrechung einer Videoaufnahme aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung lautet [Einzelbild].



[Auto Live]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob die Funktion [Auto Live] verwendet werden soll, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Wenn die Funktion [Auto Live] aktiviert ist und Sie ein Standbild aufnehmen, wird das aufgenommene Bild solange angezeigt, wie unter der Einstellung [Auto Live-Dauer] festgelegt wurde.


Bei Verwendung der Funktion „Auto Live“ können Sie außerdem festlegen, ob ein aufgenommenes Einzelbild oder mehrere Bilder angezeigt werden sollen.

Im mehrfachen Auto-Live-Modus werden je nach der Anzeigepositionseinstellung drei oder vier aufgenommene Bilder angezeigt.

[Erweitert] wird eingeblendet, wenn [Mehrfach] ausgewählt ist.

Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].

Ausführliche Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Konfigurieren mehrfacher Auto-Live-Einstellungen“ (Seite 84).




Tipp

Wenn [Auto Live] auf [Einzeln] oder [Mehrfach] und [E/A-Timing] auf [Durchgang] eingestellt ist, kann die Funktion „Auto Live“ nicht verwendet werden.

[Auto Live-Dauer]

Diese Einstellung kann festgelegt werden, wenn [Auto Live] auf [Einzeln] oder [Mehrfach] eingestellt ist.


Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm die Zeit aus, die Standbilder nach der Aufnahme angezeigt werden, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung beträgt [0.5 s].



[HD-Aufnahmeformat]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm das bei der Aufnahme zu verwendende HD-Format aus und drücken Sie die ENTER-Taste.


Die Standardeinstellung ist [1080i].



[Audio]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob Töne aufgenommen werden sollen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung ist [Aufnehmen].



- 3** Verwenden Sie zum Konfigurieren von Einstellungen auf anderen Registerkarten die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→**, um eine Registerkarte auszuwählen.

Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration im Bildschirm [Funktionseinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Konfigurationen zu speichern.

Konfigurieren mehrfacher Auto-Live-Einstellungen


Konfigurieren Sie die Dauer- und Positionseinstellungen für die aufgenommenen Bilder, die angezeigt werden, wenn Sie die mehrfache Auto-Live-Funktion verwenden.

- 1 Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ die Option [Erweitert] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.



- 2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten ▲ und ▼ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Dauer]

Wählen Sie die Dauer der Anzeige aufgenommener Standbilder aus.

Die Standardeinstellung beträgt [3 s].

[Position]

Wählen Sie die Position für die Anzeige aufgenommener Standbilder aus.

Die Standardeinstellung ist [Links].

Die vier zuletzt aufgenommenen Standbilder werden angezeigt, wenn [Oben] oder [Unten] ausgewählt wird, und die drei zuletzt aufgenommenen Standbilder werden angezeigt, wenn [Links] oder [Rechts] ausgewählt wird.

[Monitor]

Wählen Sie den Monitormodus aus.

Die Standardeinstellung lautet [Normal].

Tipp

Wenn für den angeschlossenen Monitor der Vollmodus aktiviert ist, werden die linken und rechten Ränder der für die Funktion „Auto Live“ angezeigten Standbilder möglicherweise abgeschnitten. Setzen Sie in solchen Fällen [Monitor] auf [Normal].

- 3 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Registerkarte [Video 1] wird wieder angezeigt.


Registerkarte [Video 2]

Konfigurieren Sie Aufnahmeeinstellungen.

- 1 Verwenden Sie die Tasten ◀ und ▶, um die Registerkarte [Video 2] auszuwählen.

- 2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten ▲ und ▼ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Eingabeerkenn.-Dauer]

Wählen Sie einen Wert zwischen 0 und 3 Sekunden für den Zeitraum der Erkennung von Eingangssignalen aus.

Die Standardeinstellung ist [3 s].

Tipp

Das Bild kann verzerrt sein, wenn eine Dauer von 2 Sekunden oder weniger ausgewählt wird.

[DVI-Eingabebereich]

Wählen Sie zwischen begrenztem und vollständigem Bereich für den Bereichsmodus während einer DVI-Eingabe aus.

Der Tonwertbereich für [Beschr. Bereich] reicht von 16 bis 235, und der Tonwertbereich für [Vollst. Bereich] von 0 bis 255.

Die Standardeinstellung lautet [Vollst. Bereich].

[Autom. Pause]

Wählen Sie aus, ob die Aufzeichnung automatisch angehalten werden soll, wenn kein Signal eingegeben wird.

Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].

Wenn Sie [Verwenden] auswählen, wird die Aufzeichnung angehalten, wenn 10 Minuten lang kein Signal eingegeben wird.

[HPD-Erkennungsmodus]

Wählen Sie aus, ob der HPD-Kontakt (Hot Plug Detect) des mit dem Anschluss HDMI IN verbundenen Geräts mit dem Quellgerät verbunden werden soll.

Die Standardeinstellung lautet [Verwenden].

Hinweis

Falls das Zielgerät während der Aufnahme getrennt oder ausgeschaltet wird, so wird die Aufnahme ggf. entsprechend unterbrochen.


- 3 Verwenden Sie zum Konfigurieren von Einstellungen auf anderen Registerkarten die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$, um eine Registerkarte auszuwählen.

Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration im Bildschirm [Funktionseinstellungen] die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Konfigurationen zu speichern.

Geräteinstellungen


Legen Sie die Einstellungen für externe Geräte fest.

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Geräteinstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Geräteinstellungen] wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen einer Registerkarte, und konfigurieren Sie die Einstellungen, soweit erforderlich.



Ausführliche Informationen zu den einzelnen Registerkarten finden Sie in den folgenden Abschnitten:

„Registerkarte [Gerät]“ (Seite 86)

„Registerkarte [Kontaktsch.]“ (Seite 89)

- 3 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.

Registerkarte [Gerät]


Legen Sie Einstellungen für mit dem Videorecorder verbundene Peripheriegeräte fest.

Ausführliche Informationen zu Geräten, die an den HVO-500MD/550MD angeschlossen werden können, erhalten Sie von Ihrem örtlichen Sony-Vertreter.

1 Verwenden Sie die Tasten ◀ und ▶, um die Registerkarte [Gerät] auszuwählen.

2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.


Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten ↑ und ↓ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[USB 2], [USB 3]

Wählen Sie in den eingeblendeten Einstellungsbildschirmen die an die USB 2- und 3-Anschlüsse auf der Rückseite des Videorecorders angeschlossenen Geräte aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die verfügbaren Einstellungen beziehen sich auf Geräte, die mit dem Videorecorder kompatibel sind. Die Standardeinstellung ist [Kein Gerät].



Wenn Sie einen Drucker auswählen, müssen Sie die [Druckereinstellungen] festlegen.

Ausführliche Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Konfigurieren von Druckereinstellungen“ (Seite 87).

Tipp

Das Gerät kann den Sony-Drucker UP-DR80MD automatisch erkennen. Damit das Gerät Drucker vom Typ UP-DR80MD automatisch erkennt, wählen Sie in den Peripheriegeräteeinstellungen für den USB-Anschluss, an den der Drucker angeschlossen wird, die Einstellung [Kein Gerät]. Beachten Sie, dass der Drucker nicht erkannt wird, wenn Aufnahme und Wiedergabe stattfinden und während der Bildschirm [Geräteinstellungen] angezeigt wird.

[USB 4]

Für diese Einstellung wird [Kein Gerät] am HVO-500MD/550MD angezeigt, und die Einstellung kann nicht geändert werden.


[RS-232C]

Für diese Einstellung wird [Kein Gerät] am HVO-500MD/550MD angezeigt, und die Einstellung kann nicht geändert werden.

[Fernstart]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob die Ein-/Ausschaltvorgänge von externen Systemen über den USB-Anschluss 4 und den Anschluss RS-232C verknüpft werden sollen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung lautet [Nicht starten].




Wenn [USB 4] oder [RS-232C] ausgewählt ist, wird der Ein-/Ausschaltvorgang des externen Systems über den ausgewählten Anschluss mit demjenigen des Geräts verknüpft.

[Drucker aktiv]

Wenn in den obigen Einstellungen [USB 2] oder [USB 3] ein Drucker angegeben wurde, wird der Name des Druckers hier angezeigt.

[Tastaturmodus]

Wählen Sie im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob die Monitortastatur (d. h. die Tastatur auf dem Bildschirm) oder eine physische Tastatur verwendet werden soll, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung lautet [Monitortastatur].



- 3** Verwenden Sie zum Konfigurieren von Einstellungen auf anderen Registerkarten die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$, um eine Registerkarte auszuwählen.


Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration im Bildschirm [Geräteinstellungen] die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Konfigurationen zu speichern.

Konfigurieren von Druckereinstellungen

Wenn ein UP-DR80MD ausgewählt wird, legen Sie den Farbausgleich, die Helligkeit und andere Einstellungen fest.

- 1** Verwenden Sie die Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Erweitert], und drücken Sie die ENTER-Taste.


[Erweitert] wird eingeblendet, wenn ein Drucker ausgewählt wird.



Der Bildschirm [Druckereinstellungen] wird angezeigt.

- 2** Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Farbbalance]

Ändern Sie den Farbausgleich für Cyan, Magenta und Gelb sowie Rot, Grün und Blau.


Wählen Sie einen Korrekturwert in den eingeblendeten Bildschirmen aus und drücken Sie die ENTER-Taste.



[Graubalance]

Ändern Sie den Graubalance für achromatische Farben.


Wählen Sie einen Korrekturwert in den eingeblendeten Bildschirmen aus und drücken Sie die ENTER-Taste.



[Helligkeit]

Legen Sie die Einstellungen [Schärfe], [Dunkel], [Gamma] und [Hell] fest, um die Helligkeit gedruckter Bilder zu ändern.

Wählen Sie einen Korrekturwert in den eingeblendeten Bildschirmen aus und drücken Sie die ENTER-Taste.




[Wasserzeichen importieren]

Importieren Sie eine Wasserzeichendatei.
Kopieren Sie die Wasserzeichendatei auf ein USB-Speichergerät und stecken Sie das Gerät in einen USB-Anschluss am Videorecorder.

Ausführliche Informationen zum Erstellen einer Wasserzeichendatei finden Sie unter „Erstellen einer Wasserzeichendatei“ (Seite 88).

Wenn Sie [Wasserzeichen importieren] auswählen und die ENTER-Taste drücken, wird die folgende Meldung eingeblendet. Wählen Sie [OK] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.



Nach dem Import der Wasserzeichendatei wird eine Benachrichtigung angezeigt.

[Logo importieren]

Importieren Sie eine Logodatei.
Kopieren Sie die Logodatei auf ein USB-Speichergerät und stecken Sie das Gerät in einen USB-Anschluss am Videorecorder.


Ausführliche Informationen zum Erstellen einer Logodatei finden Sie unter „Erstellen einer Logodatei“ (Seite 88).

Wenn Sie [Logo importieren] auswählen und die ENTER-Taste drücken, wird die folgende Meldung eingeblendet. Wählen Sie [OK] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.



Nach dem Import der Logodatei wird eine Benachrichtigung angezeigt.

- 3 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Die Konfigurationen werden gespeichert und die Registerkarte [Gerät] wird wieder angezeigt.

Erstellen einer Wasserzeichendatei

Erstellen Sie zum Drucken von Wasserzeichen eine Wasserzeichendatei, die in das Gerät importiert werden kann, und kopieren Sie sie auf ein USB-Speichergerät.

- 1 Erstellen Sie die Wasserzeichendatei.

Die Wasserzeichendatei muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

- **Für Papier im Format A4**

Dateiformat: 24-Bit-Bitmap
Dateiname: watermark_A4.bmp
Größe: 2392 × 3400 Pixel
Farbe:
Hintergrund: RGB (255, 255, 255) weiß
Wasserzeichen: RGB (0, 0, 0) schwarz

- **Für Papier im Format „Letter“**

Dateiformat: 24-Bit-Bitmap
Dateiname: watermark_85x11.bmp
Größe: 2464 × 3192 Pixel
Farbe:
Hintergrund: RGB (255, 255, 255) weiß
Wasserzeichen: RGB (0, 0, 0) schwarz

- 2 Kopieren Sie das Wasserzeichen auf ein USB-Speichergerät.

Erstellen Sie im obersten Verzeichnis des USB-Speichergeräts einen Ordner mit dem folgenden Namen, und kopieren Sie die Wasserzeichendatei.
Name des Ordners: Wasserzeichen

Erstellen einer Logodatei

Erstellen Sie zum Drucken von Logos auf dem Gerät eine Logodatei, und kopieren Sie sie auf ein USB-Speichergerät.

- 1 Erstellen Sie die Logodatei.

Die Logodatei muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

Dateiformat: 24-Bit-Bitmap
Dateiname: printlogo_UP-DR80MD.bmp
Größe: 94 (Höhe) × 900 (Breite) Pixel

2 Kopieren Sie die Logodatei auf ein USB-Speichergerät.

Erstellen Sie im obersten Verzeichnis des USB-Speichergeräts einen Ordner mit dem folgenden Namen, und kopieren Sie die Logodatei.
Name des Ordners: PrintLogo

Registerkarte [Kontaktsch.]


Legen Sie diese Einstellungen fest, wenn Sie das Gerät über Kontaktschalter steuern möchten, die an die Kontaktschalteranschlüsse auf der Rückseite des Geräts angeschlossen sind, oder wenn Sie die Kontrollleuchte und die Videoeingangs-Umschaltfunktionen für den Monitor verwenden möchten.

1 Verwenden Sie die Tasten ◀ und ▶, um die Registerkarte [Kontaktsch.] auszuwählen.

2 Legen Sie die Einstellungen [Kontaktschalter 1] und [Kontaktschalter 2] fest.


Legen Sie für jede Kontaktschaltereinstellung die Funktion fest, die vom Kontaktschalter gesteuert wird. Die einzelnen Arbeitsschritte zum Konfigurieren der Einstellungen [Kontaktschalter 1] und [Kontaktschalter 2] sind identisch. Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].

① Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zum Auswählen des Feldes für die Kontaktschaltereinstellung, die Sie festlegen möchten, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Einstellungsbildschirm für den ausgewählten Kontaktschalter wird eingeblendet.

② Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zum Auswählen der zu steuernden Funktion, und drücken Sie die ENTER-Taste.



[Nicht verw.]

Verwendung des Kontaktschalters ist deaktiviert.

[Video aufn./Pause]

Steuerung der Funktionen „Unterbrechen“ und „Fortsetzen“ bei der Aufnahme von Videos.

[Standbild aufnehmen]

Standbilder aufnehmen.

[Audio Ein/Aus]


Tonausgabe aktivieren oder deaktivieren.

[Kapitel einst.]

Einfügen eines Kapiteltrennzeichens ohne Speichern eines Standbilds der Aufnahme.


Die Registerkarte [Kontaktsch.] wird wieder angezeigt.

③ Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ die Option [Erweitert] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Erweitert] wird angezeigt.

- ④ Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Feldes [Timing], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Timing] wird angezeigt.

- ⑤ Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen der Zeitsteuerung, und drücken Sie die ENTER-Taste.
Die Standardeinstellung ist [Down Edge].
Wenn [Standbild aufnehmen] als zu steuernde Funktion ausgewählt ist, kann die Einstellung [Status] hier nicht ausgewählt werden.


Tipp

Die Pausen-Steuerung der Funktion [Video aufn./Pause] funktioniert unmittelbar nach Beginn der Aufzeichnung nicht. Sie kann nach etwa 5 Sekunden verwendet werden.



Der Bildschirm [Erweitert] wird wieder angezeigt.


- ⑥ Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Die Registerkarte [Kontaktsch.] wird wieder angezeigt.


- 3 Wenn Sie die Kontrollleuchte und die Videoeingangsumschaltfunktion für den Monitor verwenden möchten, legen Sie die Einstellung [Kontrollmonitor] fest.
Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].

- ① Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Feldes [Kontrollmonitor], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Kontrollmonitor] wird angezeigt.

- ② Wählen Sie mit den Tasten **↑** und **↓** die Option [Verwenden] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Die Registerkarte [Kontaktsch.] wird wieder angezeigt.

- ③ Wählen Sie mit den Tasten **←** und **→** die Option [Erweitert] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Erweitert] wird angezeigt.

- ④ Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen der Einstellung, die Sie festlegen möchten, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung lautet [Nicht gesteuert].

[Kameraeingang]

Legen Sie diese Einstellung fest, um Bilder von einem endoskopischen Gerät am Monitor anzuzeigen.

[Recordereingang]

Legen Sie diese Einstellung fest, um Bilder von diesem Videorecorder am Monitor anzuzeigen.

[Tally Lamp Mon.]

Legen Sie diese Einstellung fest, um den Aufnahmestatus über die Kontrollleuchte am Monitor anzuzeigen.

Der Bildschirm für die Stiftzuweisung wird eingeblendet.

- ⑤ Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen einer Stiftnummer, und drücken Sie die ENTER-Taste. Weisen Sie von den acht Stiften am Monitoranschluss je einen Stift für Kamerasignaleingaben (endoskopische Bildeingaben), Videorecorder-Signaleingaben (Bildeingaben von diesem Videorecorder) und die Kontrollleuchte für den Aufnahmestatus (Kontrollleuchte ein/aus).

Tipps

- Die Stiftnummer 5 ist für GND (Masse) reserviert und kann nicht ausgewählt werden.

- Für Kontaktschalter 1 und 2 müssen verschiedene Stiftnummern festgelegt werden.
- Die Pinbelegungseinstellungen sind vom verwendeten Monitor abhängig. Schlagen Sie in der Betriebsanleitung Ihres Monitors nach.

Der Bildschirm [Erweitert] wird wieder angezeigt.

- ⑥ Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Registerkarte [Kontaktsch.] wird wieder angezeigt.

- 4 Verwenden Sie zum Konfigurieren von Einstellungen auf anderen Registerkarten die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$, um eine Registerkarte auszuwählen.

Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration im Bildschirm [Geräteinstellungen] die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Konfigurationen zu speichern.

Passworteinstellungen

Konfigurieren Sie Passworteinstellungen um nicht autorisierte Änderungen an den [Systemeinstellungen] zu verhindern.


Wenn Passwortschutz aktiviert ist, wird ein Passworteingabebildschirm eingeblendet, wenn [Systemeinstellungen] im Bildschirm [Einstellungen] ausgewählt wird.

Hinweis

Schreiben Sie das Passwort unbedingt für den Fall auf, dass Sie es vergessen sollten. Der Bildschirm [Systemeinstellungen] kann nur mit dem Passwort geöffnet werden. Bewahren Sie das Passwort sicher auf, um die Sicherheit ständig zu gewährleisten.


Aktivieren des Passwortschutzes

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Passworteinst.], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Passworteinst.] wird angezeigt.


- 2 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Passwortsperre], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Passwortsperre] wird angezeigt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Verwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].



- 4 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfiguration wird gespeichert.

Tipp

Unter Standardeinstellungen ist das Passwort nicht festgelegt. Geben Sie beim erstmaligen Festlegen des Passworts dieses im Bildschirm [Passwort ändern] ein, ohne ein altes Passwort einzugeben.


Ändern des Passworts

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Passworteinst] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Ändern], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Passwort ändern] wird angezeigt.

- 2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.



[Altes Passwort]

Geben Sie das alte Passwort mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

Tipp

Unter Standardeinstellungen ist das Passwort nicht festgelegt. Geben Sie beim erstmaligen Festlegen des Passworts dieses im Bildschirm [Passwort ändern] ein, ohne ein altes Passwort einzugeben.

[Neues Passwort]

Geben Sie bis zu 255 Zeichen für das neue Passwort mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein. Jedes Zeichen, das mit der Tastatur auf dem Bildschirm eingegeben werden kann, kann im Passwort verwendet werden.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Neues Passwort überprüfen]

Geben Sie das neue Passwort mit der Tastatur auf dem Bildschirm noch einmal ein.


Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

- 3** Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.
- Das neue Passwort wird gespeichert.

Netzwerkeinstellungen


Legen Sie die Anfangseinstellungen in Bezug auf das Netzwerk und den Server fest.

- 1** Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Netzwerkeinstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Netzwerkeinstellungen] wird angezeigt.

- 2** Verwenden Sie die Tasten **←** und **→** zum Auswählen einer Registerkarte, und konfigurieren Sie die Einstellungen, soweit erforderlich.



Ausführliche Informationen zu den einzelnen Registerkarten finden Sie in den folgenden Abschnitten:

„Registerkarte [Netzwerk]“ (Seite 94)

„Registerkarte [Dateiserver]“ (Seite 95)

„Registerkarte [NTP]“ (Seite 96)


- 3** Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.

Registerkarte [Netzwerk]


Legen Sie diese Einstellungen fest, wenn Sie ein Netzwerk verwenden.

- 1 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Netzwerk] auszuwählen.
- 2 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Feldes [Netzwerk], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Netzwerk] wird angezeigt.

- 3 Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Verwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.



- 4 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.




[IP-Adresse automatisch beziehen]

Wählen Sie im eingeblendeten Bildschirm [IP-Adresse automatisch beziehen] [Verwenden] aus, um mit dem DHCP eine IP-Adresse automatisch zu erhalten, oder wählen Sie [Nicht verw.] aus, um eine statische IP-Adresse manuell zuzuweisen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste.

Wenn Sie [Verwenden] auswählen, werden die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway schreibgeschützt angezeigt.

Wenn Sie [Nicht verw.] auswählen, müssen Sie die Einstellungen [IP-Adresse], [Subnetzmaske], [Standard-Gateway], [Bevorzugter DNS-Server] und [Alternativer DNS-Server] festlegen.



[IP-Adresse]

Geben Sie die IP-Adresse mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Subnetzmaske]

Geben Sie die Subnet-Maske mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Standard-Gateway]

Geben Sie die IP-Adresse für das Standard-Gateway mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.


Wenn Sie nur ein lokales Netzwerk verwenden und keine Verbindung mit anderen Netzwerken herstellen, legen Sie diese Einstellung nicht fest.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[DNS-Serveradresse automat. beziehen]

Wählen Sie im eingeblendeten Bildschirm [DNS-Serveradresse automat. beziehen] [Verwenden] aus, um die IP-Adresse für den DNS-Server automatisch zu erhalten, oder wählen Sie [Nicht verw.] aus, um die IP-Adresse manuell festzulegen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste.

Wenn Sie [Nicht verw.] auswählen, müssen Sie die Einstellungen [Bevorzugter DNS-Server] und [Alternativer DNS-Server] festlegen.



[Bevorzugter DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse für den bevorzugten DNS-Server mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein. Wenn Sie keinen bevorzugten DNS-Server haben oder brauchen, legen Sie diese Einstellung nicht fest.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Alternativer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse für den alternativen DNS-Server mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein. Wenn Sie keinen alternativen DNS-Server haben oder brauchen, legen Sie diese Einstellung nicht fest.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).


- 5** Verwenden Sie zum Konfigurieren von Einstellungen auf anderen Registerkarten die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→**, um eine Registerkarte auszuwählen.

Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration im Bildschirm [Netzwerkeinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Konfigurationen zu speichern.

Registerkarte [Dateiserver]


Legen Sie diese Einstellungen fest, wenn Sie einen Server als Speicherort für aufgezeichnete Daten angeben.

- 1** Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Dateiserver] auszuwählen.
- 2** Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Feldes [Server], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Server] wird angezeigt.


- 3** Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Gem. Einst. (Freig.)], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Es werden Elemente für den Server mit gemeinsamen Einstellungen (Freigabe) angezeigt.

- 4** Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Servername]

Geben Sie den Namen des Servers mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Freigabename]

Geben Sie den Namen mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen und Symbole (mit Ausnahme von " = / \ [] : | < > + ; , ? *).

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Benutzername]

Geben Sie einen Benutzernamen mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Passwort]

Geben Sie das Kennwort mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).


- 5** Verwenden Sie zum Konfigurieren von Einstellungen auf anderen Registerkarten die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→**, um eine Registerkarte auszuwählen.

Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration im Bildschirm [Netzwerkeinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Konfigurationen zu speichern.

Registerkarte [NTP]


Legen Sie diese Einstellungen fest, um die aktuelle Uhrzeit vom NTP-Server zu erhalten.

- 1** Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [NTP] auszuwählen.
- 2** Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Feldes [NTP], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [NTP] wird angezeigt.


- 3** Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Verwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Es werden Elemente für den NTP-Server angezeigt.

- 4** Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Adresse]

Geben Sie die Adresse für den NTP-Server mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Port-Nr.]

Geben Sie die Anschlussnummer mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Die Standardeinstellung ist [123].

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

- 5** Verwenden Sie zum Konfigurieren von Einstellungen auf anderen Registerkarten die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→**, um eine Registerkarte auszuwählen.


Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration im Bildschirm [Netzwerkeinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Konfigurationen zu speichern.

Anfängliche Benutzereinstellungen

Legen Sie die Anfangseinstellungen in Bezug auf die Aufnahmequalität und Speichermedien fest.


Die hier festgelegten Einstellungen werden bei einer Aufnahme als anfängliche Standardeinstellungen verwendet.

- 1** Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Basis Benutzereinstellungen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Basis Benutzereinstellungen] wird angezeigt.

- 2** Verwenden Sie die Tasten **←** und **→** zum Auswählen einer Registerkarte, und konfigurieren Sie die Einstellungen, soweit erforderlich.



Ausführliche Informationen zu den einzelnen Registerkarten finden Sie in den folgenden Abschnitten:

„Registerkarte [Qualität]“ (Seite 98)

„Registerkarte [Speichern]“ (Seite 99)

- 3** Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.


Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.

Registerkarte [Qualität]

Konfigurieren Sie Qualitätseinstellungen für Videos. Die hier festgelegten Einstellungen werden als Anfangswerte für die Registerkarte [Qualität] im Bildschirm [Benutzereinstellungen] verwendet.


- 1 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Qualität] auszuwählen.
- 2 Legen Sie die Qualität für Videos fest.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Qualität]

Wählen Sie die Videobildqualität im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.




Tipp

[Rec Zeit] zeigt die folgenden Informationen an:

- Für den HVO-500MD: Geschätzte verfügbare Aufnahmezeit für USB-Medien (500 GB).
- Für den HVO-550MD: Geschätzte verfügbare Aufnahmezeit für Single-Layer-DVD-R1-Discs (4,7 GB).


- 3 Konfigurieren Sie die Qualitätseinstellungen für Standbilder.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Format]


Wählen Sie ein Format für Standbilddateien im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.



[Qualität]


Diese Einstellung kann festgelegt werden, wenn [Format] auf [JPEG] eingestellt ist.

Wählen Sie die Standbildqualität im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.



[Erfassen]

Wählen Sie im eingblendeten Einstellungsbildschirm aus, ob der Aufnahmemodus [Einzelbild] oder [Feld] verwendet werden soll, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Tipp

[Rec Menge] zeigt die folgenden Informationen an:

- Für den HVO-500MD: Geschätzte Anzahl der Bilder für USB-Medien (500 GB).
- Für den HVO-550MD: Geschätzte Anzahl der Bilder für Single-Layer-DVD-R1-Discs (4,7 GB).

- 4 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.


Der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.

Registerkarte [Speichern]

Legen Sie Einstellungen für externe Datenträger fest, die zum Speichern aufgezeichneter Daten verwendet werden.


- 1 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Speichern] auszuwählen.
- 2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.




[Externes Medium]

Wählen Sie die externen Speicherziele in den eingblendeten Bildschirmen aus und drücken Sie die ENTER-Taste.
Die Standardeinstellung lautet [Nicht angegeben].




[Record Copy Media]

Wählen Sie im eingblendeten Einstellungsbildschirm die externen Speichermedien aus, auf die die Aufnahmeliste kopiert werden soll, und drücken Sie die ENTER-Taste.
Die Standardeinstellung ist [USB 1].



[Metadaten Ausgabe]

Legen Sie fest, ob Metadaten ausgegeben werden sollen.




[Erweitert] wird eingblendet, wenn Sie [Verwenden] auswählen.

Ausführliche Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Konfigurieren von Abgabeeinstellungen für Metadaten“ (Seite 100).

[Ordnerstruktur]

Wählen Sie im eingblendeten Einstellungsbildschirm die Verzeichnisstruktur aus, die beim Schreiben auf externe Datenträger verwendet wird, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung lautet [Datum + Pat.-ID].



Tipp

Wenn Daten mit derselben Patienten-ID aufgezeichnet werden, wird ein neuer Ordner für das Aufnahmedatum unter dem Patienten-ID-Ordner erstellt, und die aufgezeichneten Daten werden in dem neuen Ordner gespeichert.


- 3 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [MENÜ] wird wieder angezeigt.

Konfigurieren von Ausgabeeinstellungen für Metadaten

Wenn Metadatenausgabe aktiviert ist, legen Sie die auszugebenden Daten und das Format der Metadaten fest.


- 1 Wählen Sie mit den Tasten **←** und **→** die Option [Erweitert] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Erweitert] wird angezeigt.

- 2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.



[Aufnahmedatum]

Wählen Sie aus, ob das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme als Metadaten ausgegeben werden sollen. Die Standardeinstellung lautet [Ausgabe].

[Patientendaten]

Wählen Sie aus, ob Patientendaten (Patient ID, Patientennamen, Geschlecht, Geburtstag) als Metadaten ausgegeben werden sollen. Die Standardeinstellung lautet [Ausgabe].

[Arzt]

Wählen Sie aus, ob der Name des Arztes als Metadaten ausgegeben werden soll. Die Standardeinstellung lautet [Ausgabe].

[Fall]

Wählen Sie aus, ob der Name des Eingriffs als Metadaten ausgegeben werden soll. Die Standardeinstellung lautet [Ausgabe].

[KH Name]

Wählen Sie aus, ob der Name der Einrichtung als Metadaten ausgegeben werden soll. Die Standardeinstellung lautet [Ausgabe].

[Metadatenformat]

Wählen Sie [XML] oder [TXT] aus. Die Standardeinstellung ist [TXT].

[Verschlüsselung]

Wählen Sie aus, ob die ausgegebenen Metadaten verschlüsselt werden sollen. Die Standardeinstellung lautet [Nicht verw.].

[Taste]

Diese Einstellung kann festgelegt werden, wenn [Verschlüsselung] auf [Verwenden] eingestellt ist. Der Schlüssel wird mit 32 Hexadezimalstellen (0 bis 9, a bis f) angegeben.

- 3 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Registerkarte [Speichern] wird wieder angezeigt.

Bearbeiten der Ärzteliste


Geben Sie Informationen zu den Ärzten, die die chirurgischen Eingriffe und Untersuchungen ausführen, ein und bearbeiten Sie sie.

Die hier eingegebenen Arztdaten werden als Anfangseinstellungen verwendet, die in den anderen Einstellungsbildschirmen angezeigt werden. Sie können bis zu 100 Ärztes eingeben.

Speichern von Arztinformationen


Geben Sie den Namen des Arztes ein und legen Sie die Anfangseinstellungen für jeden Arzt fest.

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Arztliste bearbeiten], und drücken Sie die ENTER-Taste.




Der Bildschirm [Arztliste bearbeiten] wird eingeblendet.

- 2 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→** zum Auswählen von [Hinzufügen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Arzt hinzufügen] wird eingeblendet.

- 3 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→** zum Auswählen einer Registerkarte, und konfigurieren Sie die Einstellungen, soweit erforderlich.



Ausführliche Informationen zu den einzelnen Registerkarten finden Sie in den folgenden Abschnitten:

„Registerkarte [Allgemein]“ (Seite 101)

„Registerkarte [Dateiserver]“ (Seite 102)

„Registerkarte [Druck]“ (Seite 103)

- 4 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Hinzufügen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Arztinformationen werden hinzugefügt.

Registerkarte [Allgemein]

Konfigurieren Sie allgemeine Einstellungen wie den Arztnamen oder den Speicherort.

- 1 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Allgemein] auszuwählen.

- 2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.

Die Einstellung [Nr.] wird automatisch zugewiesen und kann nicht geändert werden.

[Name]

Geben Sie den Namen des Arztes (bis zu 20 Zeichen) mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Videoqualität]

Wählen Sie die Videobildqualität im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Standardeinstellung ist die im Bildschirm [Systemeinstellungen] - [Basis Benutzereinstellungen] festgelegte Einstellung.

[Externes Medium]

Wählen Sie die externen Speicherziele in den eingeblendeten Bildschirmen aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

- 3** Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Hinzufügen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Arzt hinzufügen] wird wieder eingeblendet.

Registerkarte [Dateiserver]

Konfigurieren Sie die Servereinstellungen.

- 1 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Dateiserver] auszuwählen.
- 2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.

[Server]

Legen Sie diese Einstellungen fest, wenn Sie einen Server als Speicherort für aufgezeichnete Daten angeben.

Wählen Sie den Dateiservertyp im eingeblendeten Einstellungsbildschirm aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Wenn Sie [Share (CIFS)] auswählen, werden Einstellungselemente für den Server angezeigt. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen.

[Servername]

Geben Sie den Namen des Servers mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Freigabename]

Geben Sie den Namen mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen und Symbole (mit Ausnahme von " = / \ [] : | < > + ; , ? *).

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Benutzername]

Geben Sie einen Benutzernamen mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

[Passwort]

Geben Sie das Kennwort mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

- 3 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Hinzufügen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Arzt hinzufügen] wird wieder eingeblendet.

Registerkarte [Druck]

Konfigurieren Sie Druckeinstellungen.

- 1 Verwenden Sie die Tasten **←** und **→**, um die Registerkarte [Druck] auszuwählen.
- 2 Konfigurieren Sie die einzelnen Einstellungen.

Wählen Sie ein Element mithilfe der Tasten **↑** und **↓** aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Einstellungsbildschirm für dieses Element anzuzeigen.

[Drucker]

Zeigt den Namen des angeschlossenen Druckers an.

[Layout]

Wählen Sie die Anzahl der Standbilder aus, die auf einem einzelnen Blatt gedruckt werden sollen. Sie können die Systemeinstellung verwenden oder 1 × 1 (1 Bild), 1 × 2 (2 Bilder), 2 × 2 (4 Bilder), 2 × 3 (6 Bilder), 2 × 4 (8 Bilder), 3 × 3 (9 Bilder), 3 × 4 (12 Bilder), 3 × 5 (15 Bilder) oder 3 × 6 (18 Bilder) auswählen.

- 3 Verwenden Sie nach Abschluss der Konfiguration die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Arzt hinzufügen] wird wieder eingeblendet.

Sortieren der Ärzteliste

- 1 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen eines Arztes, um dessen Position zu

ändern, wählen Sie [Nach oben] oder [Nach unten] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Name des Arztes wird jeweils um eine Position nach oben oder unten verschoben.

- 2** Verwenden Sie die Taste $\downarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.

- 2** Wählen Sie nach Bearbeitung der Einstellungen das Element [Anwenden] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

„Registerkarte [Allgemein]“ (Seite 101)

„Registerkarte [Dateiserver]“ (Seite 102)

„Registerkarte [Druck]“ (Seite 103)

Bearbeiten von Arztinformationen

- 1** Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen eines Arztes, um diesen zu bearbeiten, wählen Sie [Bearbeiten] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Arztinfo bearbeiten] wird eingeblendet.

Hinweis

Wenn Sie den Namen eines Arztes ändern, können Sie nicht den früheren Arztamen zum Suchen nach aufgezeichneten Daten verwenden, die zu diesem Namen gehörten.

Löschen von Arzteinträgen

- 1** Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen eines zu löschenden Arztamens, wählen Sie [Löschen] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Eine Bestätigungsnachricht wird eingeblendet.

- 2** Wählen Sie mit den Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$ die Option [Ja] aus und drücken Sie die Taste ENTER.

Der Name des Arztes wird gelöscht.

- 3** Verwenden Sie die Taste **↓** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.

Bearbeiten der Eingriffsliste


Speichern oder bearbeiten Sie Kategorien und Einträge für chirurgische Eingriffe und Untersuchungen.

Die hier gespeicherten Eingriffsinformationen werden in den Eingriffslisten verwendet, die in anderen Bildschirmen angezeigt werden.

Speichern von Kategorien


Speichern Sie Kategorien für Eingriffe.

- 1** Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Fallliste bearbeiten], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Fallliste bearbeiten] wird eingeblendet.

- 2** Verwenden Sie die Tasten **←** und **→** zum Auswählen von [Bearbeiten], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Kategorienliste bearbeiten] wird eingeblendet.

- 3 Verwenden Sie die Tasten ◀ und ▶ zum Auswählen von [Hinzufügen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Hinzufügen] wird angezeigt.

- 4 Konfigurieren Sie einen Kategorienamen, wählen Sie [Hinzufügen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Nummer im Feld [Nr.] wird automatisch zugewiesen und kann nicht geändert werden.

[Kategorie]

Geben Sie bis zu 20 Zeichen für den Kategorienamen mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

- 5 Verwenden Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Kategorie wird hinzugefügt.

Sortieren der Kategorieliste

- 1 Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zum Auswählen einer Kategorie, um deren Position zu ändern, wählen Sie [Nach oben] oder [Nach unten] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Kategorie wird jeweils um eine Position nach oben oder unten verschoben.

- 2 Verwenden Sie die Taste ▼ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Fallliste bearbeiten] wird wieder angezeigt.

Bearbeiten von Kategorienamen

- 1 Verwenden Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ zum Auswählen einer umzubenennenden Kategorie, wählen Sie [Bearbeiten] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Bearbeiten] wird angezeigt.

- 2 Benennen Sie die Kategorie um, wählen Sie [Anwenden] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.

- 3 Verwenden Sie die Taste ▼ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfiguration wird gespeichert.

Löschen von Kategorien

- 1 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ zum Auswählen einer zu löschenden Kategorie, wählen Sie [Löschen] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Eine Bestätigungsnachricht wird eingeblendet.

- 2 Wählen Sie mit den Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$ die Option [Ja] aus und drücken Sie die Taste ENTER.

Der Kategorie wird gelöscht.

- 3 Verwenden Sie die Taste $\downarrow$ zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Fallliste bearbeiten] wird wieder angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie eine Kategorie löschen, werden alle unter dieser Kategorie gespeicherten Eingriffe ebenfalls gelöscht.

Speichern von Eingriffen

Speichern Sie Eingriffe.

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Fallliste bearbeiten], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Unters.-Liste bearbeiten] wird eingeblendet.

- 2 Verwenden Sie die Tasten $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen des Felds [Kategorie], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Kategorie] wird angezeigt.

- 3 Wählen Sie die entsprechende Kategorie aus und drücken Sie die Enter-Taste.

- 4 Verwenden Sie die Tasten $\uparrow$, $\downarrow$, $\leftarrow$ und $\rightarrow$ zum Auswählen von [Hinzufügen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Hinzufügen] wird angezeigt.

- 5 Konfigurieren Sie den Eingriffsnamen, wählen Sie [Hinzufügen], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Nummer im Feld [Nr.] wird automatisch zugewiesen und kann nicht geändert werden.

[Fall]

Geben Sie bis zu 20 Zeichen für den Eingriffsnamen mithilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm finden Sie unter „Verwendung der Tastatur auf dem Bildschirm“ (Seite 36).

- 6 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Eingriff wird hinzugefügt.

Sortieren der Eingriffsliste

- 1 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen eines Eingriffs, um dessen Position zu ändern, wählen Sie [Nach oben] oder [Nach unten] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Eingriff wird jeweils um eine Position nach oben oder unten verschoben.

- 2 Verwenden Sie die Taste **↓** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.

Bearbeiten von Eingriffsnamen

- 1 Verwenden Sie die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen eines umzubenennenden Eingriffs, wählen Sie [Bearbeiten] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm [Bearbeiten] wird angezeigt.

- 2 Benennen Sie den Eingriff um, wählen Sie [Anwenden] aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.

- 3 Verwenden Sie die Taste **↓** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfiguration wird gespeichert.

Löschen von Eingriffen

- 1 Verwenden Sie im Bildschirm [Fallliste bearbeiten] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen eines zu löschenden Eingriffs, wählen Sie [Löschen] aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Eine Bestätigungsnachricht wird eingeblendet.

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **←** und **→** die Option [Ja] aus und drücken Sie die Taste ENTER.

Der Eingriff wird gelöscht.


- 3** Verwenden Sie die Taste **↓** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfigurationen werden gespeichert und der Bildschirm [Systemeinstellungen] wird wieder angezeigt.

Einstellungen zum automatischen Löschen

Legen Sie den Grenzwert fest, der für die Funktion verwendet werden soll.


- 1** Verwenden Sie im Bildschirm [Systemeinstellungen] die Tasten **↑**, **↓**, **←** und **→** zum Auswählen von [Autom. löschen], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Einstellg. autom. löschen] wird angezeigt.


- 2** Legen Sie den Grenzwert für die automatische Löschung fest.

- ① Auswählen von [Wert auto. lösch], und drücken Sie die ENTER-Taste.



Der Bildschirm [Wert auto. lösch] wird angezeigt.

- ② Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen des Grenzwerts für automatisches Löschen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Standardeinstellung ist [10%].



- 3** Verwenden Sie die Tasten **↑** und **↓** zum Auswählen von [Anwenden], und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Konfiguration wird gespeichert.

Fehlermeldungen

Frontdisplay		Beschreibung	Lösung
Erste Zeile	Zweite Zeile		
INITIALIZE ERR.	0000	Startfehler	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter. Falls die Stromversorgung versehentlich im Betrieb des Geräts unterbrochen wird oder Sie das Gerät nicht richtig ausschalten, kann die interne Festplatte beschädigt werden und der gleiche Fehler beim nächsten Start erneut angezeigt werden. Das Gerät startet in einigen Fällen nach 15 Minuten ggf. normal, die interne Festplatte ist jedoch dennoch beschädigt. Wir empfehlen, in diesen Fällen die interne Festplatte auszutauschen. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
SYSTEM ERR.	0001	Kommunikationsfehler der Anwendung	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
SYSTEM ERR.	0100 bis 0199	Systemlüfter-/Temperaturfehler	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
SYSTEM ERR.	0200 bis 0299	Fehler bei interner Festplatte	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
SYSTEM ERR.	0300 bis 0399	Datenbankfehler	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
SYSTEM ERR.	0400 bis 0499	Wiederherstellungsfehler	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
SYSTEM ERR.	0500 bis 0599	Dateidatenfehler	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
SYSTEM ERR.	0600 bis 0699	Fehler bei der Aufnahmeplatte	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
SYSTEM ERR.	0700 bis 0799	Fehler beim optischen Laufwerk	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.

Frontdisplay		Beschreibung	Lösung
Erste Zeile	Zweite Zeile		
SYSTEM ERR.	0800 bis 0899	Audiogerätfehler	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
SYSTEM ERR.	0900 bis 0999	Frontdisplayfehler	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
SYSTEM ERR.	1000 bis 1999	Anwendungsfehler	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
MAX REC DATA	Patient ID	Höchstwert für aufgezeichnete Daten erreicht	Die maximale Anzahl aufgezeichneter Datensätze ist erreicht. Löschen Sie alle überflüssigen aufgezeichneten Daten.
MAX CHAPTER	Patient ID	Höchstwert für Abschnitte erreicht	Die maximale Anzahl der Abschnitte ist erreicht. Beenden Sie die Aufnahme.
NO REC DATA	Patient ID	Keine aufgezeichneten Daten	Für die Schnellwiedergabe sind keine aufgezeichneten Daten vorhanden.
HDD LACK		Nicht genug Platz auf interner Festplatte	Der verbleibende Speicherplatz auf der internen Festplatte ist zu klein. Löschen Sie alle überflüssigen aufgezeichneten Daten.
HDD FULL		Interne Festplatte ist voll	Auf der internen Festplatte ist kein Speicherplatz mehr verfügbar. Löschen Sie alle überflüssigen aufgezeichneten Daten.
KEY INHIBIT		Tasten an der Vorderseite deaktiviert	Die Tastenfunktionen an der Vorderseite sind deaktiviert.
WARN. FAN		System/Prozessor-Lüfterwarnung	Der Lüfter dreht sich nicht ordnungsgemäß. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
WARN. TEMP.		System/Prozessor-Temperaturwarnung	Ein interner Temperaturfehler ist aufgetreten. Prüfen Sie Ihre Betriebsumgebung.
WARN. HDD		Fehler bei bzw. Warnhinweis zu interner Festplatte	Bei der internen Festplatte ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
ERR.BATTERY		Batterie ist leer	Die Batterie ist leer. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
WARN.HDD.2		Warnung bei beschädigten Dateien	Auf der internen Festplatte befinden sich beschädigte Dateien. Führen Sie auf der internen Festplatte eine Wiederherstellung durch. Einzelheiten hierzu siehe „Fehlerbehebung“ (Seite 113). Falls der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.
HDD	RECOVERING...	Wiederherstellung der Festplatte wird durchgeführt	Die Wiederherstellung der internen Festplatte wird durchgeführt. Warten Sie, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist.
FORMATTING	FAILED	Die Formatierung des USB-Mediums ist fehlgeschlagen.	Das USB-Medium kann nicht mit diesem Gerät verwendet werden. Verwenden Sie USB-Medien, die von diesem Gerät unterstützt werden. (Seite 34)

Fehlerbehebung

Prüfen Sie die folgenden Fehlerursachen, wenn ein Problem auftritt. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter.

Symptom	Ursache und Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn der  (Ein/Standby)-Schalter gedrückt wird.	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. → Stellen Sie sicher, dass das Kabel in die Netzsteckdose gesteckt ist und das Netzteil und das Gleichspannungskabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
Die Tasten am Gerät funktionieren nicht. Aufnahme, Wiedergabe und andere Bedienvorgänge funktionieren nicht ordnungsgemäß.	Elektrostatische Ladungen können sich nachteilig auf die Funktionsfähigkeit des Geräts auswirken. → Schalten Sie das Gerät am  (Ein/Standby)-Schalter trennen Sie das Netzteil und das Gleichspannungskabel ab, und warten Sie einen Moment, bevor Sie das Netzteil und das Gleichspannungskabel wieder anschließen und das Gerät wieder einschalten.
Das Datenträgerfach öffnet sich nicht, wenn die  EJECT-Taste gedrückt wird.	Wenn Sie zuvor Daten auf der Disc aufgenommen oder bearbeitet haben, kann es einige Sekunden dauern, bis das Datenträgerfach sich öffnet. Das Gerät schreibt nämlich bestimmte erforderliche Informationen auf die Disc. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.
Das Gerät schaltet sich zwar ein, es werden aber keine Bilder angezeigt bzw. angezeigte Bilder sind verzerrt.	- Die Verbindungskabel für die Eingänge und Ausgänge auf der Rückseite des Geräts sind nicht eingesteckt. → Achten Sie darauf, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind (Seite 23). - Die Eingangs- und Ausgangsverbindungen auf der Rückseite des Geräts sind nicht korrekt. → Achten Sie darauf, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind (Seite 23). - Die Verbindungskabel sind beschädigt. → Prüfen Sie die Kabel.

Symptom	Ursache und Lösung
Es ist kein Ton hörbar bzw. der Ton ist gestört.	- Die Verbindungskabel für die Eingänge und Ausgänge auf der Rückseite des Geräts sind nicht eingesteckt. → Achten Sie darauf, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind (Seite 23). - Die Eingangs- und Ausgangsverbindungen auf der Rückseite des Geräts sind nicht korrekt. → Achten Sie darauf, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind (Seite 23). - Die Verbindungskabel sind beschädigt. → Prüfen Sie die Kabel. - Die schnelle Wiedergabe oder der Schnellrücklauf bei der Wiedergabe wird verwendet. → Drücken Sie die Taste ► PLAY (Seite 21).
Das Gerät kann keine Daten aufzeichnen.	- Sie verwenden schreibgeschützte Medien. → Verwenden Sie Medien, auf denen Daten aufgezeichnet werden können. - Der verbleibende Speicherplatz auf dem Medium reicht nicht aus. → Ersetzen Sie das Medium. - Sie verwenden eine nicht unterstützte DVD-Disc. → Verwenden Sie eine DVD-Disc, die von diesem Gerät unterstützt wird (Seite 37). - Sie verwenden ein USB-Medium, das nicht von diesem Gerät unterstützt wird. → Verwenden Sie USB-Medien, die von diesem Gerät unterstützt werden. (Seite 34)
Auf dem Bildschirm [MENÜ] wird „Nicht unterstütztes Medium“ angezeigt.	Das Format des angeschlossenen USB-Mediums wird von diesem Gerät nicht unterstützt. → Gehen Sie nach den auf dem Frontdisplay angezeigten Anweisungen vor, um das USB-Medium zu formatieren. (Seite 34)

Symptom	Ursache und Lösung
Das USB-Medium wird nicht erkannt.	- Sie verwenden ein USB-Medium, das nicht von diesem Gerät unterstützt wird. → Verwenden Sie USB-Medien, die von diesem Gerät unterstützt werden. (Seite 34) - Sie können versuchen, das USB-Speichergerät zu formatieren, indem Sie die Taste ▲ mindestens fünf Sekunden lang gedrückt halten. Ist die Formatierung erfolgreich, werden auf dem Frontdisplay abwechselnd die Meldungen „FORMATTING SUCCESSFUL“ und „REMOVE USB1 MEDIA“ angezeigt. Wenn die Formatierung fehlgeschlagen ist, kann das USB-Medium nicht mit diesem Gerät verwendet werden.
Die Formatierung des USB-Mediums ist fehlgeschlagen.	Das USB-Medium kann nicht mit diesem Gerät verwendet werden. → Verwenden Sie USB-Medien, die von diesem Gerät unterstützt werden. (Seite 34)
Während der Wiedergabe bleibt kurz das Bild stehen und der Ton setzt aus (etwa eine Sekunde).	Dieses Gerät stoppt die Wiedergabe zwischen Titeln und setzt sie nach etwa einer Sekunde fort. Dies ist keine Fehlfunktion.
Daten auf der Disc sind beschädigt.	Wenden Sie sich an Ihre örtliche Sony-Vertretung.
Auf dem Frontdisplay wird „WARN.HDD.2“ angezeigt.	- Auf der internen Festplatte befinden sich beschädigte Dateien. → Halten Sie die Taste BACK mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um die Wiederherstellung der internen Festplatte durchzuführen. - Falls die Warnung auch nach Durchführen der Wiederherstellung angezeigt wird, ist die interne Festplatte beschädigt. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Sony-Vertreter. Hinweise - Schalten Sie das Gerät nicht aus, während eine Wiederherstellung der internen Festplatte ausgeführt wird. - Wenn Sie die Wiederherstellung der internen Festplatte ausführen, beginnt der Wiederherstellungsvorgang, nachdem das Gerät automatisch neu gestartet wurde. - Die Wiederherstellung der internen Festplatte kann bis zu einer Stunde dauern. Falls sie nicht innerhalb einer Stunde abgeschlossen wird, so wird das Gerät automatisch heruntergefahren.

Wichtiger Hinweis zur Software

Lizenzen

Details zu Lizenzen finden Sie unter „Software License Information“ auf der CD-ROM.

EULA (TREND MICRO)

In der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Software wird Software von Trend Micro Incorporated (Trend Micro Safe Lock) verwendet. Die Bedingungen der Lizenzvereinbarung für diese Software finden Sie auf der folgenden Webseite:

https://www.trendmicro.com/en_us/about/legal.html#t4

Für den Kundendienst für Trend Micro Safe Lock wenden Sie sich an ihren örtlichen Sony-Vertreter.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung

+12 V bis +24 V Gleichspannung
(Versorgung durch
Wechselspannungsadapter)

Eingangsstromstärke

HVO-500MD: 3,2 A bis 1,6 A
HVO-550MD: 3,5 A bis 1,8 A

Betriebsbedingungen

Temperatur 5 °C bis 40 °C

Luftfeuchte 20% bis 80% (maximale
Feuchtlufttemperatur 30 °C) (keine
Kondensation zulässig)

Druck 700 hPa bis 1.060 hPa

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur -20 °C bis +60 °C


Luftfeuchte 20% bis 90% (maximale
Feuchtlufttemperatur 30 °C) (keine
Kondensation zulässig)

Druck 700 hPa bis 1.060 hPa

Gewicht HVO-500MD: ca. 2,9 kg

HVO-550MD: ca. 3,2 kg

Abmessungen 212,0 × 287,7 × 105,5 mm (Breite × Tiefe
× Höhe, einschließlich Überstände)



Aufnahmegeräte

Internes Festplattenlaufwerk

500 GB

DVD-Laufwerk (1) (nur HVO-550MD)

Unterstützte Medientypen: DVD-R
(Single-Layer)

Eingänge

HDMI (Typ A) (1)

DVI-D (DVI 19-polig) (1)

TMDs (einzelne Verbindung)

S-VIDEO (Mini-DIN, 4-polig) (1)

Y: 1,0 Vp-p (75 Ω), negative
Synchronisation

C (BURST): 0,286 Vp-p (75 Ω) (NTSC)

C (BURST): 0,3 Vp-p (75 Ω) (PAL)

VIDEO (BNC-Typ) (1)

FBAS

1,0 Vp-p (75 Ω)

Negative Synchronisation

AUDIO (Stereo-Minibuchse) (1)

1,4 Vrms (Vollbit), Eingangsimpedanz
10 kΩ oder höher, unsymmetrisch

DC IN (DIN 3-polig)

Netzteil

Ausgänge

HDMI (Typ A) (1)

DVI-D (DVI 19-polig) (1)

TMDs (einzelne Verbindung)

S-VIDEO (Mini-DIN, 4-polig) (1)

Y: 1,0 Vp-p (75 Ω), negative
Synchronisation

C (BURST): 0,286 Vp-p (75 Ω) (NTSC)

C (BURST): 0,3 Vp-p (75 Ω) (PAL)

VIDEO (BNC-Typ) (1)

FBAS

1,0 Vp-p (75 Ω)

Negative Synchronisation

AUDIO (Stereo-Minibuchse) (1)

1,4 Vrms (Vollbit), Lastimpedanz 10 kΩ,
unsymmetrisch

Sonstige Schnittstellen

USB (Typ A) (3)

USB 2.0

USB (Typ B) (1)

USB 2.0

Netzwerk (RJ-45) (1)

1000 Base-T/100 Base-TX

REMOTE RS-232C (D-sub 9-polig) (1)

REMOTE-Kontaktschalter (Stereo-Minibuchse) (2)

REMOTE MONITOR (RJ-45) (1)

DC IN (3-polig) (1)

Potenzialausgleichsanschluss

Mitgeliefertes Zubehör

Vor Verwendung dieses Gerats (1)

CD-ROM (Gebrauchsanweisung) (1)

Garantieheft (1)

Netzteil (1)

Gebrauchsanweisung für Netzteil (1)

Verzeichnis der Servicestellen (1)

Information for Customers in Europe (Information für
Kunden in Europa) (1)

Optionales Zubehör


Fußschalter FS-24

Vorsicht

Der FS-24 Fußschalter hat den IPSchutzgrad (Ingress Protection) IPX3. Verwenden Sie den Fußschalter daher nicht in Umgebungen, in denen er spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt ist (z. B. in OP-Räumen). Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ein Gerät mit einem Schutzgrad von mindestens IPX6, wenn Sie das Gerät in solchen Umgebungen verwenden möchten.

Anschlüsse des Kontaktschalters REMOTE

Anschlusspezifikationen (Stereo-Minibuchse)



1 GND

2 TRIGGER SIGNAL (TTL)

Wenn sich der Status für mindestens 100 ms ändert, wird die in den Einstellungen für den Kontaktschalter REMOTE konfigurierte Aktion gestartet.

3 BUSY STATUS (TTL)

Der Hochpegel wird entsprechend den Einstellungen für den Kontaktschalter REMOTE initialisiert.

Medizinische Daten

Schutz gegen eindringendes Wasser:

Kein besonderer Schutz

Grad der Gerätesicherheit bei

Vorhandensein eines entflammbaren Anästhetikagemischs mit Luft oder Sauerstoff oder bei Vorhandensein von Lachgas:

Nicht geeignet zum Einsatz bei Vorhandensein eines entflammbaren Anästhetikagemischs mit Luft oder Sauerstoff oder bei Vorhandensein von Lachgas

Betriebsmodus:

Kontinuierlich

Ausführung und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hinweise

- Führen Sie immer eine Probeaufnahme aus, und bestätigen Sie, dass die Aufnahme erfolgreich war.
SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER SEINER DATENTRÄGER, EXTERNEN SPEICHERSYSTEMEN ODER JEDLICHEN ANDEREN DATENGRÄGERN ODER SPEICHERSYSTEMEN ZUR AUFNAHME VON INHALTEN JEDER ART ÜBERNEHMEN.
- Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEDLICHEM ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR ANSPRÜCHE JEDER ART VON DEN BENUTZERN DIESES GERÄTS ODER VON DRITTER SEITE ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR VERLUST, RETTUNG ODER WIEDERHERSTELLUNG VON DATEN IM INTERNEN SPEICHERSYSTEM, AUF AUFZEICHNUNGSMEDIEN, EXTERNEN SPEICHERSYSTEMEN ODER ANDEREN MEDIEN BZW. SPEICHERSYSTEMEN ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR DIE BEENDIGUNG ODER EINSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN BEZÜGLICH DIESES GERÄTS GLEICH AUS WELCHEM GRUND ÜBERNEHMEN.

Index

A

Allgemein 1 77
Allgemein 2 78
Allgemeine Daten 101
Anfängliche Benutzereinstellungen 97
Aufnahme 46
Aufnahmeliste 57, 60
Aufnahmen 48
Auswahl der Eingabe 28

B

Bearbeiten der Ärzteliste 101
Bearbeiten der Eingriffsliste 105
Benutzereinstellungen 28
Bilder suchen 57
Bildliste 59, 60
Bildqualitätseinstellungen 29

C

CUSTOM-Taste 78

D

Dateiserver 95, 102
Datums- und Uhrzeiteinstellungen 74
Druck 103
Druckeinstellungen 33
Drucken 62
DVD-Anzeige 22

E

Ein/Standby-Schalter 26
Eingabesignal 28
Einstellungen speichern 99
Entfernen des Schutzes 69
Externe Datenträger 53

F

Fehlerbehebung 113
Fehlermeldungen 111
Funktion zum automatischen Löschen 109
Funktionseinstellungen 77
Funktionstasten 39

G

Geräteinstellungen 85

H

HDD-Anzeige 21

K

Kompatible Discs 37
Kontaktsch. 89
Kopieren von Daten 63

L

Logos 33
Löschen von Daten 70

M

Mehrfache Auto Live-Einstellungen 84
Miniaturansicht 59
Monitorsteuerungen 90

N

Netzwerk 94
Netzwerkeinstellungen 93
NTP 96

P

Passworteinstellungen 92
Patient ID 77
Patientendaten 67
Peripheriegeräte 86
Physische Tastatur 53

Q

Qualität 98

S

Schnelle Wiedergabe 43, 50
Schützen von Daten 69
SERVER-Anzeige 22
Speichern von Arztinformationen 101
Speichern von Eingriffen 107
Speichern von Kategorien 105
Speichern von Patientendaten 54
Spracheinstellungen 73
Standbildaufnahme 48
Systemverwaltereinstellungen 72

T

Tastatur auf dem Bildschirm 36
Tastaturmodus 39, 53
Technische Daten 115
Testaufnahme 56

U

USB-Anzeige 22

V

Verzeichnis für Standbilder 48
Video 1 82
Video 2 84
Videodatenverzeichnis 47, 50
Vorbereiten einer Aufnahme 51

W

Wasserzeichen 34
Wiedergabe 50



EU: Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium
UK: Sony Europe B.V.
The Heights, Brooklands, Weybridge,
Surrey KT13 0XW, United Kingdom
CH: Sony Europe B.V., Hoofddorp,
Schlieren/Switzerland Branch
Wiesenstrasse 5, 8952 Schlieren, Switzerland



Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Belgium



Sony Europe B.V., Hoofddorp,
Schlieren/Switzerland Branch
Wiesenstrasse 5, 8952 Schlieren,
Switzerland



Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan