

e-medic™ Visitenwagen für das iPad Pro

**Klinik Visitenwagen**

**für das iPad Pro**



## Mobile Visite: Das iPad Pro am Patientenbett.

Der **e-medic™ Visitenwagen iPad Pro** ist ein mobiler Visitenwagen mit einer Halterung für das iPad Pro. Das mühelose Manövrieren in der gesamten Klinik machen dieses Cart zu einem wertvoller Begleiter, der besonders von Ärzten und Pflegekräften geschätzt wird. Dieser ergonomische Visitenwagen lässt sich leicht justieren, sodass die Benutzer entscheiden können, ob sie bei der Arbeit sitzen oder stehen möchten. Er überzeugt mit seinem platzsparenden und klaren Design und bietet zusätzlich besonders gute Hygieneeigenschaften. Der **e-medic™ Visitenwagen iPad Pro** ermöglicht es, Ihre Arbeitsabläufe – nicht nur zeitlich, sondern auch qualitativ zu verbessern.

**HÖHENVER-  
STELLBAR UND  
PLATZSPAREND**



## Technische Daten

### e-medic™ Visitenwagen iPad Pro\*

<b>Beschreibung</b>	e-medic™ Visitenwagen mit Halterung für das iPad Pro*
<b>max. Gewicht Monitortragarm</b>	5-8 kg
<b>Höheneinstellung</b>	<b>iPad zum Boden:</b> 950x 1400 mm <b>Arbeitsfläche zum Boden:</b> 750x 1050 mm
<b>Hubmechanismus</b>	Manuell mit Gasfeder
<b>Arbeitsfläche</b>	500x 500 mm
<b>Hauptmaterial</b>	Stahl
<b>Räder</b>	4x Schwerlast, 2 davon feststellbar
<b>Transportgriff</b>	Vorn
<b>Kabelmanagement</b>	Ja
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	25,5 kg
<b>VESA Halterung</b>	75 & 100mm   neig- und schwenkbar
<b>Standards</b>	CE- FCC-B, RoHS, IEC60601-1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>2012000</b>

\*iPad nicht im Lieferumfang enthalten

Rev1\_0419\_ Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.