

Tough-PAC® für iPad Mini 8,3"

Tough-PAC®

Das Tough-PAC® ist ein antimikrobielles Hartschalengehäuse & Docking-System für das iPad Mini mit 8,3". Es wurde speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen oder anderen hygienisch sensiblen Umgebungen entwickelt und bietet einen Rundum-Schutz gegen Beschädigung am Arbeitsplatz, Stöße, Flüssigkeiten und Diebstahl. Für den reibungslosen Dauerbetrieb bietet das Tough-PAC® Simply-Dock®-Ladestation, Multi-Docks und VESA-Halterungen, die das Einstecken von Kabeln für Routine-Lade- oder Synchronisierungsfunktionen überflüssig machen. Das Baaske Tough-PAC® kann mit einem mitgelieferten antibakteriellen und gehärteten Displayschutz ausgerüstet werden, der einen 360°-Schutz gegen potenziell schädliche Oberflächenkontamination bietet. Die Tough-PAC®-Schutzhüllen für das iPad Mini sind einfach zu bedienen und bieten Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und einen geringen Wartungsaufwand.



Front case
available in
different
colors




Vorteile:

- Antimikrobieller Hartschalenschutz für iPad Mini
- Mit antimikrobiellen Tüchern oder Sprays zu reinigen
- Schutz für alle Anschlüsse und Tasten gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten
- Schutz vor Stößen
- Simply-Dock® Ladeschalen zum Laden und Synchronisieren
- Kompatibel mit iPad Mini 6 & A17 Pro
- Gehäuse in verschiedenen Farben erhältlich (Gelb, Blau, Grün und Grau)

Rundumschutz mit zusätzlichen Features



Kamera-Öffnung
Vorder- und Rückseite



Farbvielfalt
Blau , Gelb, Grün und
Grau



Simply-Dock®
Laden ohne Kabel*

Abbildungen können
abweichen*

Tough Pac®

Antimikrobielle Biomaster-technologie • UL & CSA-zugelassener flammhemmender ABS-Kunststoff • USB-2 Konnektivität • Verwendet die vorhandene iPad-Stromversorgung • Kein Verlust der WiFi-, 3G- oder Bluetooth-Konnektivität • Gehäusegewicht 0,57 kg inkl. iPad Mini • Größe: 25 x 15,5 x 2 cm

Baaske Tough-PAC für iPad Mini 8,3" - GRAU	Art.Nr.: 2013041
Baaske Tough-PAC für iPad Mini 8,3" - GRÜN	Art.Nr.: 2013042
Baaske Tough-PAC für iPad Mini 8,3" - GELB	Art.Nr.: 2013043
Baaske Tough-PAC für iPad Mini 8,3" - BLAU	Art.Nr.: 2013044

Zubehör

Tough-PAC® Ladestation

Die Tough-PAC® Ladestation ermöglicht ein zeitgleiches Laden und Synchronisieren mit dem iPad. Das Tough-PAC® muss dazu nicht vom Tablet entfernt oder an zusätzliche Kabel angeschlossen werden.

- Biomaster antimikrobielle Technologie
- Simply-Dock-Technologie
- Reinigung mit antimikrobiellen Tücher oder Sprays
- USB-2-Anschluss (USB-A & USB-C) – laden & synchronisieren
- Zum Aufladen sollte das iPad Mini USB-Netzteil oder ein gleichwertiges 2,1A-Netzteil verwendet werden.
- Tough-Pac Hartschalen-Gehäuse nicht im Lieferumfang enthalten

Art.Nr.: 2013045



*UL- und CSA-geprüfter flammhemmender ABS-Kunststoff

Tough-PAC® Multiload - 4-MC

Die Mehrfachladestation verwendet die „Simply-Dock“-Schnittstellentechnologie und ermöglicht das gleichzeitige Laden oder Synchronisieren von bis zu 4 Tough-PAC-Einheiten. Für die IT-Verwaltung verfügt die Multiload über einen eigenen optimierten USB-Hub, der die Daten-Verwaltung über USB für bis zu 4 iPad Minis gleichzeitig ermöglicht und der eine optimale Stromversorgung für das Aufladen bietet. Tough-Pac Hartschalen-Gehäuse nicht im Lieferumfang enthalten.

- Gleichzeitiges Laden von bis zu 4 Geräten
- Simply-Dock®-Technologie
- Mit feuchten antimikrobiellen Tüchern oder Sprays zu reinigen
- LED-Anzeigen für den Ladezustand des Geräts
- Benutzen, andocken und entnehmen - keine Kabel zum Anschließen an Geräte erforderlich

Art.Nr.: 2013046

