

Raumklassen gemäß

DIN 6868-157

Raumklasse	Raum	Tätigkeiten	Raum [Ix]	
RK 1	Befundungsraum	Überwiegende Beurteilung von bildgebender Diagnostik durch fachkundige Ärzte. (z.B. PACS Befundungsraum)	≤ 50	BEFUNDUNG
RK 2	Untersuchungsräume mit sofortiger Befundung	Ärztliche Tätigkeiten im Untersuchungsraum, mit therapierrelevante Entscheidungen vom BILDWIEDERGABESYSTEM (typischerweise Niedrigkontrastobjekte)	≤ 100	
RK 3	Räume zum Führen der Untersuchung	Tätigkeiten, bei denen mittels des Dialogmonitors die Untersuchungsführung vorgenommen wird (typischerweise bei Hochkontrastobjekten)	≤ 500	
RK 4	Betrachtungs- und Behandlungsräume	Tätigkeiten, bei denen ein bekannter und beurteilter Befund nachvollzogen werden muss (z. B. Repositionen im OP, Schraubenentfernung in Unfallchirurgie usw.) Nicht in dieser Kategorie: Visitenwagen, Darstellungen für Patienten. Für die RK 4 gibt es nur Empfehlungen.	≤ 1000	BETRACHTUNG
RK 5	Zahnärztlicher Befundarbeitsplatz	Befundung außerhalb der Beleuchtungsbedingungen eines zahnärztlichen Behandlungsarbeitsplatzes	≤ 100	BEFUNDUNG
RK 6	Zahnärztlicher Behandlungsraum	Befundung unter Beleuchtungsbedingungen eines zahnärztlichen Behandlungsarbeitsplatzes	≤ 1000	BEFUNDUNG