

MediTouch BL01 GER

Wasserdicht. Leuchtend.



MediTouch BL01 – entspannt im Dunkeln arbeiten

Für lichtarme und abgedunkelte Bereiche wie OP-Räume oder Röntgen- Arbeitsplätze, eignet sich die medizinische Tastatur **MediTouch BL01** ideal. Die stufenweise Hintergrundbeleuchtung kann individuell auf die gegebenen Lichtverhältnisse angepasst werden und ist bei Bedarf über eine separate Taste abstellbar.

Vollständig versiegelt, kann die Silikontastatur in Flüssigkeiten getaucht werden (IP68). Der Tru-Lock Mechanismus ermöglicht zusätzlich die Reinigung im Betrieb. Die angenehm leise Tastenbetätigung bietet dem Anwender eine komfortable Bedienung und einen hervorragenden Druckpunkt.

Vorteile:

- › Hintergrundbeleuchtung einstellbar
- › Vollständig versiegelt (IP68)
- › Desinfizierbar
- › Exzellentes taktiles Feedback
- › Entspricht der EN 60601-1-2
- › Leise – geräuschloser Tastenanschlag



EN 60601-1-2



IP68
SCHUTZKLASSE



USB



BACKLIGHT


MediTouch BL01 GER

Mit Hintergrundbeleuchtung –
ideal für OP-Räume oder
Röntgen-Arbeitsplätze



Technische Daten MediTouch BL01 GER

Tastenzahl	108 Tasten
Schutzgrad	IP68
Kompatible OS	Microsoft® Windows
Abmessungen (LxBxH)	380 x 130 x 10mm
Gewicht	0,580 kg
Farbe	weiß
Layout	DE
Hintergrundbeleuchtung	blau / Helligkeit stufenweise einstellbar
Schnittstelle	USB
Betriebstemperatur	-10°C bis +65°C
Kabellänge	1.85 m
Standards	CE, EN 60601-1-2:2007+AC:2010 Abschnitt 6; EN 55011:2009 +A1:20010 (limit class B); EN 601000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +Corr. Juli 1997
Art.-Nr.:	2011318



• Tastensperre:

Schalten Sie die Tastensperre ein oder aus, indem Sie gleichzeitig die folgenden Tasten für einige Sekunden gedrückt halten:

