

# Mehrfachsteckdose e-medical™ Q400AN EU



## Premium Aluminium Mehrfachsteckdose mit Überlastschutz

**Quadratisch, praktisch, gut:** Die Mehrfachsteckdose MED4-Q400AN EU ist ein wahres Platzwunder und besticht mit ihrer Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Beispielsweise für den Einsatz direkt am Patientenbett, im OP oder auf fahrbaren Gerätewagen für die Endoskopie oder mobile Visite. 8 Schmelzsicherungen schützen wertvolle Geräte vor Störungen im Stromnetz. Zusätzlich verfügt die MED4-Q400AN EU über eine weitere Sicherung gegen Überlast. So wird sichergestellt, dass der Hauptschalter auch bei einem Überschreiten der Gesamtbelastung von 3500 W nicht auslöst. Die Mehrfachsteckdose MED4-Q400AN EU stellt pro Verbraucher je einen zusätzlichen Potentialausgleich bereit und kann als ZPA-Verteiler eingesetzt werden.

## Vorteile:

- › **Quadratische 4-Fach** Steckdosenleiste
- › Schuko-Steckdoseneinsätze
- › **Doppelte Absicherung** je Steckdoseneinsatz
- › Zuleitungen mit einem Querschnitt von 2,5 mm<sup>2</sup>
- › Inklusive **Abzugssicherung**
- › TÜV geprüft für den Einsatz mit Anästhesiegeräten



# Features



1x zusätzliche Sicherung gegen Überlast



2 Feinsicherungen je Steckdoseneinsatz. Im Betrieb austauschbar.



Zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) am Gehäuse



11 mm starkes Stromkabel mit je 2,5 mm<sup>2</sup> Einzeladern

# Technische Daten

## Technische Daten

## MED4-Q400AN EU

<b>Anzahl Ausgangsstecker</b>	4
<b>Steckerart</b>	Schuko
<b>Absicherung</b>	je 2x 4A Feinsicherungen 5x 20 mm (DIN EN 60127-2/VDE 0820-2)
<b>Steckdoseneinsatz</b>	
<b>Zusätzliche Überlastsicherung</b>	1x 15A Feinsicherung 5x 20 mm (DIN 41.571-3)
<b>ZPA Stecker</b>	nach DIN 42801
<b>Belastung je Steckdose</b>	max. 850 W
<b>Belastung gesamte Steckdosenleiste</b>	max. 3600 W
<b>Stromstärke max.</b>	15 A
<b>Eingangsspannung</b>	230 V
<b>Abmessungen</b>	190 x 150 x 83 mm
<b>Gehäuse</b>	Aluminum
<b>Standards</b>	IEC 60601-1:2005 + A1:2012 IEC 60601-1:2005 + A1:2012/AMD1:2012 ISO 80601-2-13:2011/AMD1:2005
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Lieferumfang</b>	1x Steckdosenleiste, 2x MED4 Doppel- Abzugssicherung, 1x Steckschlüssel
<b>3 m Kabellänge</b>	<b>Art.-Nr.: 2012098</b>
<b>5 m Kabellänge</b>	<b>Art.-Nr.: 2012142</b>