

Neovo Baaske LCD XM

Energieeffizient.
Medical Display.



EN 60601-1

19"

ZOLL



FARBDISPLAY

3 JAHRE

GARANTIE

2 MP

MEGA PIXEL

Das Neovo Baaske LCD XM System eignet sich ideal für den Einsatz in der Patientenumgebung. Dank sehr guter Farb-, Kontrast- und Detailwiedergabe bietet das Display der Firma Neovo eine exzellente, klare und scharfe Bildwiedergabe. Als Glasfront wird spezielles NeoV™ Optical Glass verwendet, welches das Display zuverlässig vor Kratzern, Stößen und anderen physikalischen Einflüssen schützt. Zusätzlich verfügt dieses Display über eine Bild-in-Bild Funktion und die Möglichkeit, das Bild um 180° zu drehen. Handelsübliche Videoeingänge wie DVI, VGA, CVBS und S-Video ermöglichen eine mühelose Systemintegration. In Verbindung mit einem speziell für die Patientenumgebung ausgelegten Netzteil, erfüllt dieses System alle Voraussetzungen für einen sicheren Einsatz in medizinisch genutzten Bereichen.

Ideal für:

- OP / Intensivmedizin * * *
- Endoskopie * * *
- Befundung * * *
- Betrachtung * * *
- Patientenumgebung * * *

Vorteile:

- › Sehr gute Farb-, Kontrast- und Detailwiedergabe
- › Gängige Eingänge
- › Aluminium / Magnesium Gehäuse
- › Reinigungsbeständige Glasfront
- › VESA Montagemöglichkeit

Neovo Baaske LCD XM



Abb. ähnlich

Technische Daten	XM-19 W
Art. Nr.	2010266
Display	19" LED-Backlight TFT LCD
Farbe	weiß (RAL9003)
Auflösung	SXGA 1280 x 1024; 5:4
Pixelpitch	294 µm
Helligkeit	250 cd/m ² typisch
Kontrastverhältnis	1000 : 1
Reaktionszeit	3 ms GTG
Blickwinkel	170°/ 160° typisch
Anschlüsse	VGA, DVI-D, CVBS, S-Video, Audio-In
Betriebstemperatur	0° C ~ 40° C, 10% ~ 90% (Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20° C ~ 60° C, 5% ~ 95% (Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend)
Versorgungsspannung	extern DC 12 V
Leistungsaufnahme	max. 22 W im Betrieb
Netzteil	medizinisches Tischnetzteil 63 W
Abmessungen (BxHxT)	445 x 420 x 175 mm
Gewicht	6,9 kg
Gehäusematerial	Aluminium/Magnesium
Front	NeoV™ Optical Glass
Montage	VESA 75/100
Standards	FCC, CB, CE, BSMI, RoHS, WEEE, REACH, 60601-1 3rd
Garantie	3 Jahre