

TEAC UR-4MD

High-Definition Videorekorder



Der UR-4MD ist der neueste medizinische High-Definition Videorekorder der Firma TEAC. Ausgelegt auf eine schnelle Inbetriebnahme und eine einfache Bedienung bietet der High-Definition Recorder etliche Features. So zum Beispiel die selbsterkennende Videoverbindung und die automatische Erkennung der Videoauflösung. Das vordere Bedienfeld erlaubt es dem Anwender intuitiv Videos und Fotos in kristallklarer HD Auflösung aufzunehmen. Die interne Festplatte sichert dabei zuverlässig die Aufzeichnung und Datenspeicherung. Zusätzlich wird dem Anwender die Möglichkeit geboten, Daten gleichzeitig auf USB-Speicher und USB-Festplatte zu speichern oder wiederzugeben, um sie auf anderen Geräten oder Orten abzuspielen. Ein weiteres Plus bietet die Netzwerkfähigkeit des UR-4MD.


Vorteile

- › Full-HD 1920 x 1080 Videoaufnahme
- › Äußerst Bedienungsfreundlich
- › Automatische E/A und Videoerkennung
- › Simultane Aufnahme auf mehreren Datenträgern (bis zu 2 externe USB-Laufwerke und 1 interne Festplatte)
- › 3.5" LDC-Monitor für Live-Ansicht, Wiedergabe oder grafische Benutzeroberfläche
- › Netzwerkfähig (FTP und CIFS) RJ45 10/100/1000 Ethernet
- › Automatische Abschaltung bei einem Stromausfall
- › S.M.A.R.T. überwacht - Selbstüberwachung, Analyse und Meldungstechnologie
- › Frontplatte Wasserabweisend



Allgemein		UR-4MD
Art-Nr.	2011656	
Zur Aufnahme geeignete Geräte	USB-Flash-Laufwerk USB-Festplattenlaufwerk Integrierte Festplatte (500 GB)	
Display	3,5 Zoll LCD	
Stromversorgung	100 V-240 V, 50/60 Hz	
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C	
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 bis 80% (nicht kondensierend)	
Abmessungen (BHT)	210x 88.5x 235 mm	
Gewicht	ca. 2.6 kg	
Standards	IEC60601-1, CSA60601-1, EN60601-1, CE, IEC60601-1-2, EN60601-1-2, ICES-003, VCCI Klasse B, FCC Klasse B, FDA Klasse 1, ISO13485, CSA NRTL	
Zubehör (optional)	Fernbedienung, Fußschalter, Tastatur, Strichcode-/Kartenleser	
Aufnahmeformate		
Standbild	Jpeg	
Video	MPEG-4 AVC/H.264	
Eingang/ Ausgang		
Video - IN/OUT	SDI BNC x 1	High-Definition, NTSC, PAL
	DVI (Single Link) x 1	High-Definition
	S-Video x 1	NTSC, PAL
	FBAS (BNC) x 1	NTSC, PAL
	SD/HD-SDI Thru x 1 (nur Video-OUT)	High-Definition, NTSC, PAL
Audio - IN/OUT	SDI (BNC) x 1	* SDI-Video-Eingangsanschluss, gemeinsame Verwendung
	Stereo-Mini Jack x 2	LINE, MIC (nur Audio-IN)
Weitere Schnittstellen	RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T) x 1	
	USB 2.0 Typ A x 3	2 Frontanschlüsse / 1 Rückanschluss
	USB 2.0 Typ B x 1	1 Rückanschluss für Internetzugang Festplatte (bei UR-4MD)
	Stereo Mini Jack x 3	für externen Auslöser

Systemkonfiguration



Ungefähre Aufnahmezeiten bei 500 GB Festplatten

High-Definition 1920 x 1080

12 Mb/s	18 Mb/s	24 Mb/s
90 Stunden	60 Stunden	45 Stunden

Standard-Definition 1920 x 1080

5 Mb/s	8 Mb/s	10 Mb/s
180 Stunden	135 Stunden	100 Stunden