

e-medic™ Medical Dockingstation

Mehr als nur  
eine Ladestation



Mit der e-medic™ Medical Dockingstation haben Sie die Möglichkeit Ihr e-medic™ Tab 8 und 10 an einem fest dafür vorgesehenen Ort zu laden. Profitieren Sie von dem kleinen Multitalent, das Ihnen zusätzliche Schnittstellen wie 3x USB 3.0, HDMI und LAN bietet. Wandeln Sie Ihr e-medic™ Tab 8 und 10 mit der Dockingstation, einem zusätzlichen Monitor, einer Maus und einer Tastatur zu einem vollwertigen Computerarbeitsplatz um. So können Sie bequem weiterarbeiten, während Ihr e-medic™ Tab 8 und 10 geladen wird. Der zusätzliche LAN Anschluss ermöglicht dabei eine schnelle Integration in die existierende IT Infrastruktur.

*Wenn Sie die Dockingstation in der Patientenumgebung einsetzen möchten, ist es erforderlich einen Netzwerisolator anzuschließen. Wir empfehlen den Netzwerisolator MED MI 1005 Artikel Nr.: 2005674.*

**Vorteile:**

- › Dockingstation für das e-medic™ 8"/ 10"
- › Schnellladefunktion über Dockingpins (3A)
- › Stahlführungsstifte für Geräteausrichtung
- › Mit Kensington Lock
- › Kompatibel mit dem optionalen Sturz Case

**Technische Daten**

<b>Schnittstellen</b>	3x USB 3.0, 1x HDMI, RJ45 (10/100/1000 MBit/s)
<b>Netzteil</b>	extern medizinisch
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis 50°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	10 bis 90 %, nicht kondensierend