

# MAN & MACHINE **Very Cool**



Großzügig bemessen und mit normalen Tasten ausgestattet: diese hygienische Tastatur überzeugt mit einer herausragenden Benutzerfreundlichkeit. Das abwaschbare und wischdesinfizierbare Design ist entwickelt für Kliniker. Very Cool trägt zu Ihrer Infektionskontrolle bei.

## ABWASCHBAR



HYGIENISCH ABWISCHEN, SPRÜHEN ODER SPÜLEN

## DESINFIZIERBAR



BESTÄNDIG GEGEN KLINISCHE DESINFIZIATIONSMITTEL

## ZU SPERREN



REINIGUNG IM LAUFENDEN BETRIEB

## SCHREIBKOMFORT




OPTIMAL FÜR SCHNELL- UND VIELSCHREIBER

## FLEXIBLE BEKABELUNG



IN 4 RICHTUNGEN ZU STELLEN. DOPPELTE KABEL-DRUCKVERRINGERUNG

## SCHNELLE ENTKUPLUNG



MIT KURZEM KABEL

## HYGIENISCH WEISS



INFEKTIÖSE FLÜSSIGKEITEN SOFORT SICHTBAR

## UNSCHÄDLICH



OHNE ANTIMIKROBIELLE BESCHICHTIGUNG

## Spezifikationen

- Standard Größe
- IP Klassifizierung IP 65
- Konformität: CE, FCC, WEEE, RoHS, REACH
- Farbe: Hygienisch weiß
- Abmessungen: 42 x 15,2 x 2,3 cm
- Gewicht: 550 g
- Kabellänge: 0,45 m  
Verlängerungskabel (beigefügt): 1,5 m
- Lagertemperatur: 0 °C bis 70 °C
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 70 °C
- Stromaufnahme: 5V, 50 mA
- Kompatibilität: Windows, Mac & Linux
- Anschluss: USB
- Layout: 104 Tasten einschließlich Ziffernblock
- 2 Jahr Garantie

